

PHILIPS



IPL- ihokarvanpoistolaite

Lumea Prestige

SenseIQ-tekniikka

Vartalo ja kasvot

Mukana SmartSkin-tunnistin

Johdottomaan ja johdolliseen
käyttöön



BRI950/00

Nauti sileästä ihosta jopa 6 kuukauden ajan* 2 älykästä lisäosaa ja optimaaliset tulokset

Philips Lumea Prestige, jossa on SenseIQ-tekniikka, on tehokkain IPL-laitteemme. Käsittelyn tekeminen kotona on helppoa, koska Lumean älykkäät lisäosat mukailevat vartalon muotoja ja mukauttavat ohjelmat sopiviksi tietyille vartalon alueille.

Vaivatonta vapautta

- Mukana SmartSkin-tunnistin
- Lumea IPL -sovellus. Mukana kaikissa käsittelyvaiheissa
- Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia

Sileä iho pitkään Lumea IPL -tekniikalla


- Ammattitasoinen IPL-laite kotikäyttöön, kehitetty yhdessä ihotautilääkärien kanssa
- Käytä johdollisena tai johdottomana
- Todistetusti hellävarainen ja tehokas
- Soveltuu eri ihokarva- ja ihotyypeille
- SenseIQ-tekniikka yksilölliseen karvanpoistoon

Ammattitasoinen IPL-käsittely vartalolle

- Älykkäät lisäosat mukauttava ohjelmat sopiviksi tietyille vartalon alueille
- Kaareva vartalolisäosa
- Tarkkuusosa ja suodatin kasvojen käsittelyyn


Kohokohdat

Lumea estää uusien karvojen kasvamisen*




IPL on lyhenne sanoista Intense Pulsed Light. Philips Lumea stimuloivat ihokarvat siirtymään lepovaiheeseen lähettämällä hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvankasvu kehossa vähenee vähitellen. Kun toistat käsittelyn, iho pysyy kauniin sileänä ja pehmeänä. Philips Lumea on turvallinen ja hellävarainen laite uusien karvojen kasvun estämiseen myös herkällä ihoalueilla. Philips Lumea on kliinisesti testattu ja yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa kehitetty helpokäyttöinen ja tehokas laite kotikäyttöön.

Todistettusti tehokas




Puolueettomat tutkimuksen osoittavat, että karvankasvu vähenee jopa 92 % kolmen käsittelykerran jälkeen**. Tee ensimmäiset neljä käsittelyä kahden viikon välein ja seuraavat kahdeksan käsittelyä neljän viikon välein. 12 käsittelykerran jälkeen saat nauttia sileästä ihosta kuusi kuukautta*.

Sopivat ihokarva- ja ihotyypit



Philips Lumea Prestige tehoaa eri ihokarva- ja ihotyypeille. Se tehoaa vaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin sekä vaalealla ja tummalla iholla. IPL edellyttää, että ihokarvan ja ihonsävyyn värikontrasti on suuri, joten (muiden IPL-hoitojen tavoin) Lumea-laitetta ei voi käyttää valkoisten, harmaiden, erittäin vaaleiden tai punaisten ihokarvojen käsittelyyn. Eikä se sovellu erittäin tummalle iholle.

SenseIQ-teknikka



Tunnistaa. Lumean SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihonsävyä ja ilmaisee sinulle miellyttävimmän valoasetuksen. Mukautuu. Älykkäät lisäosat mukauttavat ohjelmat vartalon eri alueille sopiviksi. Hoitaa. Iholääkärien kanssa kehitetty ja käyttäjien innoittama – herkkienkin alueiden hellävaraiseen, pitkäkestoiseen karvanpoistoon***.

Kehon eri osien käsittely



Vartalosi on yksilöllinen. Sen ihoa ja muotoja on siksi kohdeltava yksilöllisesti. Lumean koko vartalon lisäosat on tehty kaikille muodoille

sopiviksi, ja ne mukauttavat ohjelmat sopiviksi tietyille vartalon alueille. Käyttöikkuna on suunniteltu siten, että ihokontakti on mahdollisimman suuri, eikä valoa pääse karkuun, jotta herkkienkin ihoalueiden käsittely on tehokasta ja hellävaraista.

Vartalolisäosa



Älykkäässä vartalolisäosassa on suuri 4,1 cm²:n käyttöikkuna, joten voit käsitellä nopeasti suuria ihoalueita, kuten sääret, käsivarret ja vatsan. Kaareva lisäosa myötäilee tarkasti vartalon muotoja ja takaa mahdollisimman suuren ihokontaktin. Kun lisäosa liitetään laitteeseen, se mukauttaa ohjelman sopivaksi tietyille vartalon alueelle. 83 % naisista oli tyytyväisiä säärien karvoituksen vähenemiseen***.

Kasvolisäosa



Kasvolisäosassa on huolellisesti muotoilu, pieni ja tasainen 2 cm²:n ikkuna, jotta voit käsitellä kasvojen ihokarvat tehokkaasti ja hellävaraisesti. Lisäosassa on kiinteä lisäsuodatin, joka sopii ylähuulen, leuan ja leukalinjan käsittelyyn. Kun älykäs lisäosa liitetään laitteeseen, se mukauttaa valon automaattisesti kasvoille sopivaksi. 84 % naisista oli tyytyväisiä kasvojen karvoituksen vähenemiseen****.

Kohokohdat

SmartSkin-tunnistin




SenseIQ-tekniikkaa hyödyntävässä Philips Lumea Prestige -laitteessa on viisi helposti valittavaa valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihonsävyn ja ilmaisee miellyttävimmän valoasetuksen käsiteltävälle alueelle.

Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön



Lumea Prestige on ainoa johdoton IPL-laite, joten hankalasti saavutettavat alueet on helppo käsitellä ilman, että johto on tiellä. Lisäksi johdottomuus merkitsee sitä, että voit tehdä ihokarvoille käsittelyn missä tahansa kotonasi.

Philips Lumea IPL -sovellus



Maksuttoman Lumea IPL -sovelluksen avulla on entistä helpompaa saada sileä iho jopa kuudeksi kuukaudeksi* kotoa käsin. Intuitiivinen sovellus

auttaa kaikissa käsittelyvaiheissa antamalla tekniikkaa koskevia vinkkejä. Yksilöllisten käsittelyohjelmien ja mukautettavan aikataulun avulla voit hallita käsittelykertoja. Olet aina valmis mahdollisimman nopeasti.

Vaihto-osia ei tarvita



Philips Lumea on käyttövalmis kokonaisratkaisu sellaisenaan. Ei vaihdettavia osia, täyttöjä tai geelejä. Edes lampua ei tarvitse vaihtaa.

Tekniset tiedot

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Ikkunan koko: 4,1 cm², Muoto: kupera ja kaareva, Vartalolle suunniteltu käsittelyohjelma

Kasvolisäosa: Ikkunan koko: 2 cm², lisäsuodatin, Muoto: litteä, Kasvoille suunniteltu käsittelyohjelma

Käyttöalueet

Kehon alueet: Käsivarret, Jalat, Vatsa

Herkät alueet: Kainalat, Bikiniraja

Kasvot: Leuka, Ylähuuli, Leukalinja

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Ihon sävyn tunnistin: Havaitsee ihon sävyn

SmartSkin-tunnistin: Oikea asetus tarpeen mukaan

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön

Leima ja välähdys: Pienten alueiden käsittelyyn

Virta

Jännite: 100 - 240 V

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Tuottaa <gt/> 250 000 välähdystä*****

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Käyttöopas

Säilytys: Ylellinen pussi

Sovitin: 19,5 V / 4 000 mA

Käyttöaika

Kainalo: 2,5 min

Bikininirajat: 2 min

Kasvot: 1,5 min

Sääret: 8,5 min

