

PHILIPS

Dispositivo de
depilación IPL

Lumea Advanced


Para uso corporal

15 minutos para medias piernas

> 250 000 pulsos de luz

Cable extra largo

SC1995/00



Reducción cuidadosa del vello a largo plazo

El sistema Philips Lumea Advanced hace maravillas para inhibir la reaparición del vello corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Depilación duradera con tecnología IPL

- Disfruta de una piel suave a diario
- Eficacia sin esfuerzo
- Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Seguro, rápido y eficaz en el cuerpo

- Para uso corporal
- Gran ventana de tratamiento para una aplicación rápida
- Tratamiento suave

Máxima libertad, mínimas molestias

- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales
- Modo de deslizamiento y flash para una aplicación más cómoda
- Cinco posiciones de energía de luz ajustables


Destacados

Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.

Disfruta de una piel suave a diario



Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento la piel queda sin vello y suave al tacto.

Eficacia sin esfuerzo

Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Vello y tipos de piel adecuados



Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Este producto TAMPOCO es adecuado para piel oscura.

Zonas de aplicación

Usar con confianza para eliminar el vello de las zonas del cuerpo por debajo de la línea del cuello: Piernas, axilas, línea del bikini, brazos y estómago.

Tratamiento rápido en las piernas

Gran ventana de tratamiento para una aplicación rápida en zonas grandes como las piernas.

Tratamiento suave

Suave con tu piel.

No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea es una solución completa que se vende preparada para funcionar directamente. Y lo que es más importante, no necesita ninguna bombilla de repuesto ni geles.

Modo de deslizamiento y flash



El modo de aplicación principal permite deslizar el aparato para una aplicación más cómoda y continua.

Cinco posiciones de energía de luz

Philips Lumea dispone de cinco posiciones de energía de luz ajustables para garantizar un tratamiento suave pero eficaz. Y si las utilizas correctamente, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Especificaciones

Zonas de aplicación

Cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para una aplicación cómoda

Uso con/sin cable: Con cable

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas curvas

Potencia

Tensión: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona > 250.000 pulsos

Accesorios

Accesorio para el cuerpo (4 cm2): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda

Adaptador: 24 V/1500 mA

Accesorio: Paño de limpieza

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8 min

Axilas: 1 minuto

Zona del bikini: 2 min

