

# PHILIPS

## sonicare



Hammasvälisuutin -  
ladattava

AirFloss

1 suutin



HX8221/02

## AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

Poistaa plakkia sieltä, mihin harja ei yllä

AirFloss tekee hammasvälien puhdistuksesta rutiinia. AirFlossia voi käyttää suuveden tai tavallisen veden kanssa ja sen ainutlaatuinen ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka poistaa plakkia hankaliltakin alueilta.

### Parantaa suun terveyttä

- Kohentaa ienten terveyttä jo kahdessa viikossa
- Auttaa ehkäisemään reikiä hampaiden välissä
- Poistaa jopa viisi kertaa enemmän plakkia hampaiden välistä\*

### Achieve a 30-second clean

- Puhdistaa koko suun vain 30 sekunnissa
- Tähtää. Paina. Puhdasta!

### Easy to use


- Puhdasta yhdellä kosketuksella
- Ohjauskärjen avulla suutin on aina oikeassa paikassa
- Miellyttävä ergonominen kahva

### Helps build a healthy habit

- Helppo tapa parantaa hampaanvälien puhtautta

# Kohokohdat

## Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka




AirFlossin ainutlaatuinen tekniikka suihkauttaa hampaanväliin puhdistavan painesuihkun, joka sisältää ilmaa ja vettä tai suuvettä mikropisaroiden muodossa. Laitteen käyttöpainike on yhtä kätevä kuin tietokoneen hiiri.

## 30 sekunnin puhdistus



AirFlossilla koko suun puhdistaminen vie vain 30 sekuntia. Paina painiketta kerran yksittäistä suihkausta varten, siirry sitten eteenpäin ja paina uudelleen. Uutta automaattista suihkutustoimintoa käytetään pitämällä painike pohjassa ja siirtämällä ohjauskärkeä hammasväliä toiselle, suihkaus toistuu automaattisesti sekunnin välein.

## Parempaa ienterveyttä



Sonicare AirFlossin on kliinisesti todistettu kohentavan ienten terveyttä jo kahdessa viikossa.

## Helposti täytettävä säiliö




Täytä kahvan säiliö joko suuvedellä tai vedellä, tähtää ja puhdista. Säiliöön mahtuu nestettä jopa kahta käyttökertaa varten.

## Ohjauskärki




Ohuen, suunnatun suuttimen ja ohjauskärjen avulla suihku on helppo ohjata oikeaan paikkaan. Liikuta kärkeä vain hampaan pintaa pitkin lähellä ienrajaa, kunnes kärki löytää paikkansa hampaiden välissä.

## Ergonominen runko



Suunniteltu helposti käytettäväksi ahtaissa paikoissa. AirFlossissa on miellyttävä ergonominen ja luistamaton kahva.

## Auttaa reikien ehkäisemisessä




Sonicare AirFloss auttaa ehkäisemään reikien muodostumista hammasväleihin suihkuttamalla harjan unohtaman plakin hellävaraisesti pois.

## Poistaa enemmän plakkia



Hammasvälien puhdistaminen on tärkeää suun terveyden kannalta. Sonicare AirFlossin ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka poistaa hammasväleistä jopa viisi kertaa enemmän plakkia kuin pelkkä tavallinen hammasharja.

## Helpompi tapa aloittaa



Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen tapa puhdistaa hammasväliä kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa viikossa.

# Tekniset tiedot

## Virta

**Jännite:** Monijännitteinen laturi

## Tekniset tiedot

**Paristo:** ladattava

**Käyttöaika:** Vaihda suutin 6 kuukauden välein

**Akun/pariston tyyppi:** Litiumioni

**Latausaika:** Akku latautuu täyteen 24 tunnissa

## Muotoilu ja pinnoitus

**Väri:** Vaaleanpunainen

**Suuttimen väri:** Vaaleanpunainen runko ja valkoinen kärki

## Helppokäyttöinen

**Latauksen ilmaisin:** Vilkkuva valo ilmoittaa akun vähyydestä

**Kahva:** Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

**Akun käyttöaika:** Täydellä latauksella jopa kolme viikkoa

**Suutinlisäosa:** Helppo napsauttaa kiinni ja irti

## Pakkauksen sisältö

**Laturi:** 1 monijännitteinen laturi

**AirFloss-suutin:** 1

**Suuttimen pidike:** 1

## Puhdistusteho

**Suorituskyky:** Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia

**Terveysedut:** Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

**Automaattinen suihkautustoiminto:** Puhdistaa koko suun 30 sekunnissa

**Suuttimet:** Optimaalinen vaihtoväli 6 kk

