

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents électrique -
modèle d'essai

ProtectiveClean 4300

Capteur de pression intégré

1 mode de nettoyage

1 fonction BrushSync™



HX6848/98

Des gencives plus saines, en douceur.

Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle

Un nettoyage en douceur qui fait la différence grâce à notre capteur de pression, et des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

Technologie innovante

- Encourage la réduction de la pression
- Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

Améliore la santé bucco-dentaire des patients

- Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*
- Plombages, couronnes, zones sensibles ? Pas de souci.

Conçu pour votre patient

- Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents
- Encourage un brossage soigneux

Points forts

Améliore la santé des gencives



Les brins de haute qualité densément implantés procurent un brossage en douceur qui élimine la plaque dentaire le long des gencives, afin d'améliorer la santé des gencives jusqu'à 100 % plus efficacement qu'une brosse à dents manuelle, tandis que l'extrémité est spécialement conçue pour vous permettre d'atteindre facilement les dents du fond.

Trop de pression ?



Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.

Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils


orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Rappels intelligents de remplacement




Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Heureusement, nous avons la solution : notre technologie de reconnaissance de la brosse mémorise les durées de brossage et la pression exercée par les patients. Lorsqu'il est temps de la remplacer, le voyant situé sur le manche les alerte. Ainsi, ils peuvent être sûrs que leur tête de brosse est parfaitement efficace.

Technologie BrushSync™




Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

Minuteurs pratiques



Notre fonction Quadpacer permet aux patients de savoir quand ils ont suffisamment brossé chaque partie de leur dentition, tandis que notre fonction Smartimer les prévient quand ils ont atteint les deux minutes de brossage recommandées.

Fonction Easystart



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

ProtectiveClean 4300

Brosse à dents électrique - modèle d'essai

HX6848/98

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Mid-Blue

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Manche: 1 ProtectiveClean

Chargeur: 1

Têtes de brosse: 1 G3 Premium Gum Care, 1 InterCare standard, 1 W2c Optimal White compact

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines, Aide à réduire les caries

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

