

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents connectée
Bluetooth® – Distribuer

FlexCare Platinum
Connected

Bluetooth® intégré

Capteurs pour brossage
intelligent

3 modes, 3 niveaux d'intensité

3 têtes de brosse



HX9193/03

Identifiez les mauvaises habitudes pour améliorer le brossage

L'application capte les données du brossage pour mieux conseiller

La nouvelle brosse à dents Philips Sonicare FlexCare Platinum connectée, munie de la technologie de capteur intelligent, identifie les mauvaises habitudes des patients pour les aider à développer une meilleure routine de brossage.

Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse AdaptiveClean
- BrushPacer et SmarTimer pour un brossage en profondeur
- Modes et intensités personnalisables
- Housse de voyage pratique et batterie à autonomie prolongée
- Tête de brosse InterCare
- Articles bonus exclusifs réservés aux professionnels de la santé bucco-dentaire

Un suivi du brossage avec des conseils en temps réel

- Carte dentaire 3D de pointe
- Moniteur de tête de brosse
- Définition des objectifs et rapports de progression
- Optimisée par la technologie Smart Sensor
- Guidage personnalisé avec Touch-Up
- Identifie les zones problématiques

Caractéristiques

Articles bonus non disponibles dans les commerces



Vous pouvez désormais proposer ces articles bonus exclusifs Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected que vos patients ne trouveront nulle part ailleurs. Conçu en fonction des besoins des patients pour des cabinets dentaires comme le vôtre, ce pack comprend 1 tête de brosse ProResults Gum Health et un échantillon de bain de bouche BreathRx (59 ml).

Technologie Smart Sensor




Trois capteurs intelligents envoient des données de brossage personnalisées à l'application Philips Sonicare. Le capteur de position indique aux patients où ils ne se brossent pas suffisamment pour améliorer la couverture du brossage. Le capteur de mouvements aide les patients à réduire le frottement pour une technique optimisée et un nettoyage plus profond et plus doux. Le capteur de pression suit la pression du brossage et fait légèrement vibrer le manche pour indiquer aux patients quand ajuster la pression.

Carte dentaire 3D de pointe




Une carte dentaire 3D personnalisée fournit une analyse post-brossage afin que les patients puissent suivre et affiner leur routine et identifier les points problématiques nécessitant une attention particulière.

Touch-Up



La fonction Touch-Up affiche des conseils personnalisés basés sur les données de brossage réelles afin de traiter immédiatement les zones manquées.


Identifie les zones problématiques



Sur la base des conseils de leur dentiste, les patients peuvent identifier et traiter les zones de la carte dentaire personnalisée nécessitant

davantage d'attention en raison d'une accumulation de plaque dentaire, d'une récession gingivale ou d'autre problème.

Moniteur de tête de brosse



En utilisant le temps et la pression de brossage réels, le moniteur de la tête de brosse avertit les patients dans un délai de trois mois au maximum lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, pour assurer une efficacité continue et ainsi obtenir des résultats optimaux.

Définition d'objectifs, rapports de progression



L'application Philips Sonicare conserve un historique des données de brossage personnalisées d'un patient, ce qui lui permet d'évaluer facilement ses performances et de définir des objectifs quotidiens et à long terme. Au bout de 30 jours, les patients peuvent générer un rapport de progression dans l'application résumant leurs performances de brossage, avec la possibilité supplémentaire de partager des rapports avec leur dentiste par e-mail.

Caractéristiques

BrushPacer et SmarTimer



Le BrushPacer suit le brossage sur six segments de la bouche pour un nettoyage complet, tandis que le SmarTimer assure que les patients se brossent les dents pendant les deux minutes complètes recommandées par les dentistes.

Tête de brosse AdaptiveClean



Grâce aux côtés doux et souples en caoutchouc, les brins épousent la forme particulière des dents et des gencives du patient, afin d'obtenir jusqu'à 4 fois plus de surface de contact.* La tête de brosse souple permet aux brins de nettoyer en douceur le sillon gingival en absorbant toute pression excessive. Le mouvement de balayage

amélioré apporte une sensation unique en bouche, tout en offrant un nettoyage exceptionnel le long des gencives ainsi que dans les zones difficiles d'accès.* Élimination prouvée de 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès.*

Tête de brosse InterCare



Les brins extra-longs à haute densité pénètrent plus loin dans les espaces interdentaires pour éliminer plus de plaque dentaire interproximale.* Idéal pour les patients souffrant de saignements au niveau des gencives ou à plus grand risque d'inflammation des gencives.

Modes personnalisables



Avec trois modes (Clean, White et Deep Clean) et trois réglages d'intensité, la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected offre une expérience personnalisée pour un confort optimal.

Housse de voyage et durée de vie de la batterie



Lorsqu'elle est complètement chargée, la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected conserve une autonomie suffisante pour trois semaines d'utilisation. Et grâce à la housse de voyage et au chargeur, le brossage est facile lors de vos déplacements.

Spécifications

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : Application de brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanche

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec système d'exploitation iOS7

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Manches: 1 FlexCare Platinum - Connectée

Housse de voyage: 1

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard, 1 ProResults Gum Health

Chargeur: 1

Bain de bouche: BreathRx 2 oz (225 ml)

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire**

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Capteur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Efficacité blancheur: Aide à éliminer naturellement les taches

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Modes

3 réglages d'intensité: Faible, Moyen, Fort

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur

White: Élimine les taches à la surface des dents

