

PHILIPS

sonicare



Spazzolino elettrico
sonico Special Edition

DiamondClean 9000 Series

L'app connessa tiene traccia dei
progressi

Sensore di pressione integrato

Riconoscimento intelligente
testina

4 modalità, 3 intensità



HX9911/79

Sorriso bianco senza sforzo

Denti più bianchi in soli 3 giorni*

Inizia ogni giorno con stile grazie alla tecnologia Sonicare avanzata per denti più bianchi e sani. Delicato sulle gengive con un'app connessa per il coaching e il tracciamento. Scegli tra 4 modalità e 3 intensità per un'esperienza di pulizia personalizzata.

Denti più bianchi e migliore salute orale

- Tenace contro la placca, delicata sulle gengive

Si adatta alle esigenze

- 4 modalità e 3 intensità per un'esperienza di pulizia personalizzata

Si adatta alle esigenze

- I sensori di pressione ti avvertono se stai esercitando troppa pressione
- BrushSync seleziona automaticamente la modalità più adatta a te

Mantieni la routine grazie al Progress Report personalizzato

- App Sonicare per coaching e report sui tuoi progressi

Design elegante e semplice

- Design elegante per un'esperienza di pulizia Premium

DiamondClean 9000 Series

Spazzolino elettrico sonico Special Edition

HX9911/79

In evidenza

Denti più bianchi in soli 3 giorni*



Migliora la luminosità del tuo sorriso grazie all'avanzata tecnologia Sonicare. Le setole di lucidatura rimuovono fino al 100% di macchie in più rispetto a uno spazzolino manuale per denti visibilmente più bianchi in soli 3 giorni*.

Delicata sulle gengive



La testina C3 Premium Plaque Defence è stata progettata per assicurarti la pulizia più profonda di sempre. Grazie ai contorni morbidi e flessibili e alle setole che avvolgono perfettamente i denti, offre una superficie di contatto 4 volte maggiore e ti aiuta a raggiungere anche i punti più difficili***

Esperienza di pulizia Premium




Il nostro DiamondClean 9000 è caratterizzato da un design straordinario che assicura un'esperienza di pulizia ergonomica e superiore che si adatta al tuo stile. La custodia da viaggio sottile e compatta, di colore abbinato, è perfetta per accompagnarti ovunque.

Tecnologia Sonicare avanzata




La tecnologia Sonicare utilizza potenti vibrazioni soniche a 62.000 impulsi ogni minuto per far penetrare bolle che combattono la placca tra denti e gengive. Rimuove la placca fino a 10 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale.

4 modalità, 3 intensità



Scegli tra 4 modalità di pulizia: Clean per una pulizia quotidiana eccezionale, White+ per illuminare il tuo sorriso, Gum Health per una pulizia delicata ma efficace e Deep Clean+ per una pulizia profonda rinvigorente. Tre impostazioni di intensità da bassa ad alta consentono di migliorare le prestazioni o di curare le gengive sensibili.

Sensore di pressione integrato




Se stai esercitando troppa pressione, DiamondClean 9000 se ne accorgerà. Se devi diminuire la pressione, lo spazzolino emetterà un suono intermittente per avvisarti che è necessario lasciar lavorare la testina.

Associazione automatica BrushSync



Con le testine intelligenti utilizzerai la modalità e l'intensità giuste per ottenere le prestazioni migliori. Quando usi la testina Premium Plaque Control C3, la tecnologia BrushSync di DiamondClean 9000 sincronizza automaticamente la testina dello spazzolino con la modalità Clean per aiutarti a rendere i denti più bianchi.

App Sonicare



DiamondClean 9000 ti offre una guida ideale per migliorare e mantenere abitudini di igiene orale salutari da seguire tra un checkup dal dentista e l'altro. Grazie ai sensori intelligenti integrati saprai quando stai esercitando una pressione eccessiva. Collegandoti all'app Sonicare, avrai un Progress Report che ti aiuterà a percorrere sempre la strada giusta e ti mostrerà tutti i progressi che hai fatto.

DiamondClean 9000 Series

Spazzolino elettrico sonico Special Edition

HX9911/79

Specifiche

Aggiornamento del prodotto

Periodo di supporto: Philips fornirà gli aggiornamenti di sicurezza necessari fino al 31 dicembre 2026.

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la pulizia denti connessa

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): 14 giorni***

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Gradiente da rosa seta a bianco

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo, con sistema operativo iOS7

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Accessori inclusi

Custodia da viaggio: 1

Testine: 4 Premium Plaque Control C3

Manico: 1 DiamondClean 9000

Base di ricarica e puck: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca*

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

3 intensità: Alta, Media, Bassa

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean+: Per una pulizia profonda

Gum Health: Attenzione particolare per i molari

White+: Per rimuovere le macchie superficiali

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

