

PHILIPS

sonicare

Lot de brosses à dents standard

Lot de 3

Taille standard

Clipsable

Sélection des modes via

BrushSync™

HX9073/33



Nettoyage plus efficace, plus sain et dents plus blanches

Un soin complet pour vos dents et vos gencives

La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*, pour d'excellents résultats. La G3 Premium Gum Care permet d'obtenir des gencives 7 fois plus saines en seulement deux semaines*** et la W Premium White élimine 100 % de taches en plus en 3 jours*

Technologie innovante

- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare
- Tête de brosse clipsable facile à fixer
- Testé pour répondre à tous vos besoins de santé bucco-dentaire
- Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits****

Conçue pour des performances optimales

- Vous saurez toujours quand procéder à un remplacement, pour un nettoyage toujours optimal.

Le brossage en profondeur de Philips Sonicare


- Jusqu'à 4 fois plus de surface de contact** pour un nettoyage en profondeur sans effort

Un excellent soin pour vos dents et vos gencives

- Élimine jusqu'à 100 % de taches de surface en plus en seulement 3 jours*
- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines***


Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire




Souple, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

Prenez soin de vos gencives



La tête de brosse Philips Sonicare Premium Gum Care nettoie en profondeur et en douceur. Lorsqu'elle se déplace le long des gencives, les côtés et les brins flexibles absorbent les excès de pression, pour des gencives protégées, même si vous vous brossez les dents trop vigoureusement. Les brins sont particulièrement efficaces pour éliminer la plaque dentaire et les bactéries le long des parois gingivales, afin d'améliorer la santé des gencives. Et grâce à sa forme incurvée, le contact avec les brins est optimisé.

Des dents plus blanches, rapidement



Les brins densément implantés au centre de la tête de brosse Premium White Philips Sonicare sont particulièrement efficaces pour éliminer la plaque dentaire ainsi que les taches de surface créées par la nourriture et les boissons. Ses côtés souples suivent les contours de vos dents et de vos gencives, pour un nettoyage en profondeur et un sourire plus éclatant en seulement 3 jours.

Sélection des modes via BrushSync



Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync™****. Les têtes de brosse Premium se synchronisent avec le manche Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™****, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un nettoyage, un éclaircissement des dents et un soin des gencives exceptionnels. Vous avez juste à vous brosser les dents.

Technologie de brossage adaptable



Notre technologie de brossage adaptatif permet un nettoyage personnalisé à chaque brossage. Grâce à ses côtés doux et souples en caoutchouc, les têtes de brosse Premium Plaque Défense, Premium Gum Care et Premium White suivent les contours de votre dentition. Nos brins s'adaptent à vos gencives et à vos dents, afin de créer jusqu'à 4 fois plus de surface de contact** qu'une tête de brosse classique, pour un nettoyage en profondeur plus efficace, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie de brossage adaptatif permet d'avancer en douceur le long des gencives en absorbant les éventuels excès de pression, tandis que son mouvement de balayage amélioré apporte une sensation unique en bouche tout en offrant un nettoyage exceptionnel.

Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.


Points forts

Suivi d'usure de la tête de brosse



Les têtes de brosse perdent en efficacité après 3 mois d'utilisation, mais la fonction BrushSync™ vous prévient avant que cela ne se produise. Votre brosse à dents intelligente enregistre la fréquence de brossage et la pression exercée afin de vous avertir lorsqu'il est temps de remplacer la tête. Vous n'avez pas de brosse à dents intelligente Philips Sonicare ? Il vous suffit de surveiller la couleur des brins. Changez de brosse lorsqu'ils passent du bleu au blanc.

Facile à clipser



Les têtes de brosse Premium Plaque Defense, Premium Gum Care et Premium White se clipsent simplement au manche Philips Sonicare, qui les maintient parfaitement en place. Pour les remplacer, il vous suffit de les déclipser. Leur design rend leur entretien et leur nettoyage ultra-simples. Vos têtes de brosse Premium sont compatibles avec tous les manches de brosse à dents à l'exception des PowerUp Battery et Essence.

Brossage en toute tranquillité



Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare respectent les dents et les gencives. Chaque tête de brosse est rigoureusement testée pour garantir une durabilité et des performances excellentes à chaque brossage.

Caractéristiques

Design et finition

Souplesse des brins: Moyen

Color: Noire

Matériau de la tête de brosse: Bords souples et flexibles en caoutchouc

Brins avec indicateur d'usure: Les brins bleus se décolorent

Taille: Standard

Compatibilité

Système de tête de brosse: Clipsable

Sélection des modes via BrushSync

Compatible avec ces modèles: Série 2 plaque

defense, Série 2 Plaque Defense, Série 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp
Ne convient pas aux: Philips One

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 C3 Premium Plaque Defense, 1 W3 Premium blanche, 1 G3 Premium Gum Care

Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testé: pour une utilisation optimale

Bénéfices santé

Élimination de la plaque dentaire: Élimine 10 fois plus de plaque dentaire*

Santé des gencives: Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines

Éclaircissement: Élimine 100 % de taches en plus

