

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents sonique
électrique avec application

DiamondClean Smart

Tuteur personnalisé

Capteurs intel. de tête de brosse

Recon. intelligente de tête de
brosse

5 modes, 3 niveaux d'intensité



HX9944/12

Un système complet pour une bouche plus saine

Notre meilleure brosse à dents dotée de capteurs intelligents

Offrez-vous un nettoyage optimal avec DiamondClean Smart. Éliminez tout doute grâce à la rétroaction en temps réel et le tuteur personnalisé, qui favorisent des dents et des gencives plus saines, un meilleur blanchiment et une haleine plus fraîche. C'est plus qu'une simple brosse à dents - c'est une solution complète de soins buccodentaires.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines**** en seulement 2 semaines
- Tête de brosse tout-en-un pour un entretien complet

Suivi personnalisé via l'application pour se perfectionner


- Vous encourage à repasser sur les zones négligées, pour un brossage à 100 %
- Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort
- Prenez plus soin des zones problématiques
- Brossage guidé et indication des zones oubliées
- Vous aide à moins frotter

Optimisez votre brossage

- Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux
- Faites votre choix parmi 5 modes et 3 réglages d'intensité
- Pour une tête de brosse offrant une efficacité optimale
- Étui de transport de qualité supérieure


Caractéristiques

Tête de brosse tout-en-un de qualité supérieure




Nettoyez sans faire de compromis avec la tête de brosse tout-en-un A3 Premium. La meilleure de nos brosses à dents est dotée de poils inclinés pour éliminer jusqu'à 20 fois plus de plaque, même dans les zones difficiles d'accès*. Les pointes triangulaires éliminent jusqu'à 100 % plus de taches en moins de deux jours***. Et les poils plus longs nettoient en profondeur pour obtenir des gencives 15 fois plus saines en seulement deux semaines**. Tout cela sans changer de tête de brosse. Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces après 3 mois d'utilisation? Notre fonction BrushSync™ peut vous prévenir lorsqu'il est presque temps de la remplacer.

Prenez soin de vos gencives




Enclenchez la tête de brosse G3 Premium Gum Care pour améliorer la santé de vos gencives. Avec sa petite taille et ses poils ciblant le rebord des gencives, elle vous offre un nettoyage délicat, mais efficace, tout le long du rebord gingival, là où commencent les maladies des gencives. Elle a fait ses preuves en clinique : elle permet de réduire jusqu'à 100 % l'inflammation des gencives**** et améliore jusqu'à 7 fois la santé des gencives en seulement deux semaines****.

Zones à surveiller et définition d'objectifs




Votre dentiste vous a peut-être indiqué des zones problématiques ? Nous les mettons en surbrillance sur la carte dentaire 3D de l'application, et nous vous rappellerons d'y faire plus attention.

Ne manquez jamais une zone



L'application Philips Sonicare vous permet de savoir quand vos dents sont parfaitement brossées. Elle vous apprend à réaliser un brossage plus consciencieux et mieux réussi.

Trop de pression ?




Vous n'avez peut-être pas conscience de vous brosser les dents trop fort, mais heureusement, votre DiamondClean Smart veille. En cas de pression excessive, l'anneau lumineux au bout du manche clignote pour vous rappeler de moins appuyer et de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se brosser les dents.

Simplicité




Laissez la brosse à dents électrique faire le travail. Nous avons intégré un capteur de mouvements dans le manche qui vous rappelle de moins frotter. Il vous permet d'améliorer votre technique, pour un brossage plus doux et plus efficace.

Fonction Retouche



S'il vous arrive de négliger une zone lorsque vous vous brossez les dents, la fonction Retouche vous prévient. Il vous suffira ensuite de la nettoyer de nouveau, pour avoir l'assurance d'un brossage complet, à chaque fois.

Sélection des modes via BrushSync™



Vous vous posez des questions sur le mode et l'intensité à utiliser ? Ce temps est révolu. Une puce placée dans votre tête de brosse communique ses caractéristiques à votre DiamondClean Smart. Par exemple, si vous clipsez une tête de brosse Gum Care, votre brosse à dents sélectionnera le mode et l'intensité les plus adaptés pour vous procurer un soin des gencives doux et efficace. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.


DiamondClean Smart

Brosse à dents sonique électrique avec application

HX9944/12

Caractéristiques


Rappels intelligents de remplacement



Les têtes de brosse s'usent au fil du temps et éliminent alors la plaque dentaire moins efficacement. Avec la reconnaissance intelligente de la tête de brosse, vous saurez toujours quand remplacer votre tête de brosse. Votre brosse à dents enregistre vos durées de brossage et la pression exercée, puis vous alerte lorsqu'il est temps de remplacer la tête. Vous pouvez également contrôler la durée de vie de vos têtes

de brosse dans l'application Philips Sonicare, et même en commander de nouvelles, pour ne jamais être pris de court.

5 modes, 3 réglages d'intensité



DiamondClean Smart offre cinq modes répondant à vos différents besoins : Clean pour un brossage quotidien optimal, White+ pour éliminer les taches, Deep Clean+ pour un nettoyage en profondeur vivifiant, Gum Health pour un nettoyage doux et efficace des gencives, et enfin Tongue Care, le mode idéal pour le nettoyage de la langue. Il fragmente les résidus

se trouvant sur la langue et élimine les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Les trois intensités proposées vous permettent d'augmenter l'intensité ou de la réduire si vous avez une bouche sensible.

Étui de transport de qualité supérieure



Notre magnifique étui permet aux patients de conserver leur brosse à dents avec toute l'hygiène requise même en déplacement. Avec une charge complète, les patients peuvent profiter de deux semaines d'utilisation normale.

Spécifications

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : Application de brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours****

Type de batterie: Lithium ION

Design and finishing

Color: Noire

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Reconnaissance de la tête de brosse: Se synchronise avec le mode optimal

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Housse de voyage: Coffret de voyage haut de gamme

Têtes de brosse: 1 A3 Premium tout-en-un, 1 G3 Premium Gum Care

Manche: 1 DiamondClean Smart

Chargeur: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Performances: Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines**

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Jusqu'à 100 % de taches en moins***

Indicateur de pression: Anneau lumineux violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Retouche: Garantit un brossage à 100 %

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
3 réglages d'intensité: Faible, Moyen, Fort
Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

TongueCare+: Pour une haleine fraîche de longue durée

White+: Pour éliminer les taches de surface

Sélection des modes BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Sélection du mode Clean

Tête de brosse G3 Premium Gum Care: Sélection du mode Gum Health

Tête de brosse W3 Premium White: Sélection du mode White+

Brosse-langue TongueCare+: Possibilité de mode TongueCare

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous brossez trop fort

Capteur de position: Surveille et améliore l'étendue du brossage

Capteur de mouvements: Vous aide à moins frotter

Carte dentaire 3D: Met les zones problématiques en surbrillance

Retouche: Pour brosser les zones négligées

