

PHILIPS

sonicare



AirFloss Ultra - Rent mellem
tænderne på 60 sekunder

med 1 mundstykke



HX8331/01

Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd

Skræddersyet til brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt

Lige så vigtigt som at børste tænderne er det at rengøre ordentligt imellem dem. Det er et faktum, at 20-40 % af tændernes overflade er mellem tænderne. Men mange synes, det er besværligt at rengøre med tandtråd, og mange opgiver det ganske enkelt. Den unikke teknologi i AirFloss Ultra presser mikrodåber af luft og vand eller mundskyl ind mellem tænderne under højt tryk, hvilket rengør og fjerner plak meget effektivt. AirFloss Ultra er klinisk dokumenteret lige så effektiv som tandtråd, men er mindre tidskrævende og nemmere at bruge. Det gør det nemt at opbygge en sund vane.

Improves oral health

- Klinisk dokumenteret til at være lige så effektivt som tandtråd til at sikre sundt tandkød**
- Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak***
- Hjælper med at forebygge huller mellem tænderne

Superior technology


- Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber
- Indstillinger for tredobbelt luftpust, der kan tilpasses
- Mundstykke med høj ydeevne

The easiest way to effectively clean between teeth

- Tager kun 60 sekunder: Peg, tryk, rens!
- Den samlede daglige selvtillid forbundet med en frisk og ren mund
- En nem måde at starte en sund vane på


Vigtigste nyheder

Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak




AirFloss Pro/Ultra fjerner op til 99,9% af plakken fra de behandlede områder.***

Mikrodråbeteknologi




Vores klinisk dokumenterede resultater er mulige takket være vores unikke teknologi, der kombinerer luft og mundskyllemiddel eller vand til kraftfuld og alligevel blid rensning mellem tænderne og langs tandkødsranden.

Start en sund vane helt nemt



Rensning mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundhygiejne. AirFloss Pro/Ultra gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane.

Sundere tandkød




Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra har klinisk dokumentation for at forbedre tandkødets sundhed lige så meget som tandtråd.** Hjælper med at forbedre tandkødets sundhed på helt ned til to uger.

Renser på blot 60 sekunder



Med AirFloss Pro/Ultra tager det mindre end 60 sekunder om dagen at rense hele munden. Du skal blot vælge luftpustfrekvens (enkelt, dobbelt eller tredobbelt) og holde aktiveringsknappen nede for at vælge konstante automatiske luftpust eller trykke og slippe knappen for at vælge manuelle luftpust.

Frisk og ren med mundskyllemiddel



Fyld beholderen på håndgrebet med enten mundskyllemiddel eller vand, derefter peg og tryk på den. Bruges sammen med mundskyllemiddel for at opnå den ultimative friske oplevelse samt anti-mikrobielle fordele.

Hjælper med at forebygge huller




Ved forsigtigt at skylle den plak væk, som ikke blev fjernet ved tandbørstningen, hjælper Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra med at forebygge, at der dannes huller i tandmellemmrummene.

Mundstykke med høj ydeevne



Det nye højtydende AirFloss Pro/Ultra-mundstykke forstærker effekten af vores luft- og mikrodråbeteknologi, så den bliver mere effektiv end nogensinde før.

Tilpasning af tredobbelt luftpust



AirFloss Ultras kraftfulde spray kan tilpasses efter behov, med enkelte, dobbelte eller tredobbelte luftpust for hvert tryk på aktiveringsknappen.

Specifikationer

Strøm

Spænding: 100-240 V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Opladningstid: Fuld opladning på 24 timer

Design og finish

Farve: Hvid med strejf af gråt

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Batteriindikator: Lysdioderne på håndgrebet

viser batterikapacitet

Dysetilbehør: Klikkes nemt af og på

Batterilevetid: 1-3 uger *****

Medfølgende dele

Oplader: 1

AirFloss Pro/Ultra-håndgreb: 1

AirFloss Pro/Ultra-mundstykke: 1

Rensydelse

Sundhedsmæssige fordele: Renser hele munden på 60 sek., Få sundere tandkød på 2 uger*

Performance: Fjerner op til 99,9% af plak**

Klinisk dokumenterede resultater: Lige så effektivt som tandtråd, til at forbedre tandkødets sundhed, til at forhindre blødende tandkød, til at bekæmpe plak

Indstillinger, der kan tilpasses: Automatiske luftpust eller manuelle luftpust,

Enkelte/dobbelte/tredobbelte luftpust

For at opnå de bedste resultater: Skift mundstykke med 6 måneders mellemrum



* * ved brug sammen med en manuel tandbørste og anti-mikrobiel mundskyllemiddel hos patienter med mild til moderat tandkødsbetændelse. AirFloss er udviklet til at hjælpe brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, med at udvikle en sund daglig vane med at huske at rense mellem tænderne. Du kan få yderligere oplysninger under fanen Support.

* * * Fra de behandlede områder. I en laboratorieundersøgelse. De faktiske resultater i munden kan variere

* * * * AirFloss Ultra og Pro er det samme produkt, men kan være navngivet forskelligt afhængigt af land og kanal.

* * * * afhængigt af anvendt sprøjteindstilling