

PHILIPS



IPL- Haarentfernungsgerät

Lumea Prestige

Mit SenseIQ Technologie

Achseln, Bikinizone, Körper,
Gesicht

Mit SmartSkin Sensor

Mit Kabel und kabellos
verwendbar



BRI956/00

Genießen Sie bis zu 6 Monate haarfreie, glatte Haut*

4 intelligente Aufsätze – für optimale Ergebnisse

Philips Lumea Prestige mit SenseIQ Technologie ist unsere effektivste IPL. Die intelligenten Aufsätze von Lumea wurden für die bequeme Behandlung zu Hause entwickelt, passen sich perfekt an jede Körperform an und passen Programme für jeden Körperbereich an.

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten
- Die Lumea IPL-App – begleitet Sie bei jedem Schritt
- Mit SmartSkin Sensor

Lang anhaltend glatte Haut mit Lumea IPL-Technologie


- Professionelle IPL-Technologie für zu Hause, mit Dermatologen entwickelt
- Mit Kabel oder kabellos verwenden
- Nachweislich sanfte und wirksame Behandlung
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen
- SenseIQ Technologie für individuelle Haarentfernung

Professionelle IPL-Behandlung für verschiedene Körperbereiche

- Aufsatz für die Bikinizone mit zusätzlichem Lichtfilter
- Körperaufsatz mit geschwungenem Design
- Intelligente Aufsätze passen Programme für jeden Körperbereich an
- Aufsatz für die Achselhöhlen mit geschwungenem Design


Besonderheiten

Lumea verhindert Nachwachsen der Haare*




IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwuchsmenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.

Erwiesene Wirksamkeit




Unabhängige Studien belegen bis zu 92 % weniger Haare nach 3 Behandlungen.** Führen Sie die ersten vier Behandlungen alle zwei Wochen und die nächsten acht Behandlungen alle vier Wochen durch. Nach zwölf Behandlungen können Sie bis zu sechs Monate haarfreie, glatte Haut genießen.*

Geeignete Haar- und Hauttypen




Philips Lumea Prestige eignet sich für eine Vielzahl von Haar- und Hauttypen. Es funktioniert bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar und bei einer Hauttönung von hellweiß bis dunkelbraun. IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hauto. Daher kann Lumea (wie bei anderen IPL-basierten Behandlungen) nicht zur Behandlung von weißem, grauem, hellblondem oder rotem Haar sowie von sehr dunkler Haut verwendet werden.

SenseIQ Technologie



Wahrnehmen. Der SmartSkin Sensor von Lumea erkennt Ihren Hautton und zeigt die angenehmste Lichteinstellung für Sie an. Sich anpassen. Intelligente Aufsätze passen Programme an jeden Körperbereich an. Pflegen. Gemeinsam mit Dermatologen entwickelt und von Ihnen für eine sanfte, lang anhaltende Haarentfernung inspiriert, selbst an empfindlichen Stellen.***

Behandlung von Körperpartien



Ihr Körper ist einzigartig. Seine Haut, Kurven und Konturen sollten ebenfalls individuell behandelt werden. Die Ganzkörperaufsätze des Lumea sind so geformt, dass sie sich jeder Kontur perfekt anpassen und die für jeden Körperbereich individuell zugeschnittenen Programme anwenden. Die Behandlungsfenster wurden entwickelt, um den Kontakt mit der Haut zu maximieren, damit kein Licht entweicht. Auf diese Weise ermöglichen sie effektive und sanfte Behandlungen auch in empfindlichen Bereichen.

Aufsatz für die Achselhöhlen



Der speziell für die Behandlung der schwer erreichbaren Achselbereiche entwickelte Aufsatz ist mittelgroß und verfügt über ein 3 cm² großes Fenster. Wenn der Aufsatz am Gerät einrastet, wird das speziell auf Ihren Achselbereich abgestimmte Programm eingestellt. 86 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung in den Achselhöhlen.****

Besonderheiten

Aufsatz für die Bikinizone



Bringen Sie den intelligenten Aufsatz für die Bikinizone an, um das speziell für diesen Bereich zugeschnittene Programm einzustellen. Das optimale 3 cm² große Fenster mit transparentem Filter sorgt für zusätzlichen Komfort und das geschwungene Design passt sich den Konturen Ihres Körpers an und sorgt so für maximalen Kontakt, Effizienz und Komfort. 78 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung in der Bikinizone.****

Körperaufsatz



Der intelligente Körperaufsatz verfügt über unser größtes Behandlungsfenster (4,1 cm²), weshalb er optimal für eine schnelle Behandlung an größeren Körperpartien wie den Beinen, Armen und dem Bauch geeignet ist. Das geschwungene Design schmiegt sich genau an die Körperkonturen für maximalen Hautkontakt an. Nach dem Aufstecken auf das Gerät startet dieser Aufsatz eine für diese Körperpartien maßgeschneiderte Behandlung. 83 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung an den Beinen.****

Aufsatz für das Gesicht




Der Aufsatz für das Gesicht wurde speziell mit einem kleinen, flachen 2 cm² großen Fenster ausgestattet, damit Sie Haare im Gesicht effizient und sanft behandeln können. Der Aufsatz eignet sich ideal für Oberlippe, Kinn oder Kieferpartie und verfügt außerdem über einen integrierten Zusatzfilter. Nach dem Aufstecken auf das Gerät startet der intelligente Aufsatz automatisch die Lichtbehandlung für Ihr Gesicht. 84 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung im Gesicht.****

SmartSkin Sensor



Philips Lumea Prestige mit SenseIQ Technologie verfügt über fünf einfach zu wählende Lichteinstellungen. Der SmartSkin Sensor erkennt Ihren Hautton und zeigt dann die angenehmste Lichteinstellung für den zu behandelnden Bereich an.


Mit Kabel sowie kabellos verwendbar



Lumea Prestige ist das einzige kabellose IPL, sodass schwer erreichbare Körperpartien einfach behandelt werden können, ohne dass ein Kabel

Ihre Reichweite oder Ihren Winkel beeinträchtigt. Dank der kabellosen Bedienung können Sie Ihr Körperhaar bequem von überall in Ihrem Zuhause aus behandeln.

Philips Lumea IPL-App



Mit der kostenlosen Lumea IPL-App ist es noch einfacher, bis zu sechs Monate lang glatte Haut zu erhalten – und das alles bequem von zu Hause aus. Die intuitive App hilft Ihnen bei jedem Schritt mit Tipps und Tricks zur Technik, während die individuellen Behandlungsprogramme und die adaptive Planung Ihre idealen Behandlungszeitpunkte vorgeben. So sind Sie so schnell wie möglich immer bereit.

Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Keine Ersatzteile, kein Nachfüllen, keine Gels und nicht einmal eine Ersatzlampe sind erforderlich.

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Körperbehandlungs-Aufsatz: Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm², Individuelle Behandlung für den Körper

Gesichtsbehandlungs-Aufsatz: Form: Flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht

Achselhöhlenbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm², Individuelle Behandlung für die Achselhöhlen

Bikinizonenbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für die Bikinizone

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch

Gesichtsbereiche: Kinn, Oberlippe, Kieferpartie

Empfindliche Bereiche: Achselhöhlen, Bikini

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Hauttonsensor: Erkennt Ihren Hautton

SmartSkin Sensor: Die richtige Einstellung auf Abruf

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für eine schnelle Anwendung

Mit Kabel/kabellos: Mit Kabel und kabellos verwendbar

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kleiner Bereiche

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet 450.000 Lichtimpulse – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 39 Jahren*****

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lagerung: Hochwertige Aufbewahrungstasche

Adapter: 19,5 V/4.000 mA

Anwendungszeit

Achselhöhle: 2,5 Min.

Bikinizone: 2 Min.

Face areas: 1,5 Min.

Unterschenkel: 8,5 Min.

