

PHILIPS

sonicare



Μεσοδόντιο
βουρτσάκι

AirFloss Pro/Ultra

Με DiamondClean 9000

Με 1 στόμιο και 1 κεφαλή
βουρτσίσματος

Γυάλινη βάση φόρτισης, θήκη
μεταφοράς



HX8494/01

Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*

Ειδικά για όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα

Για όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα, το AirFloss Ultra είναι ο πιο εύκολος τρόπος για αποτελεσματικό καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια. Το AirFloss Ultra μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στοματικό διάλυμα ή νερό και είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι έχει εξίσου αποτελεσματική δράση με το νήμα για την υγεία των ούλων.**

Improves oral health

- Κλινικά αποδεδειγμένο ότι έχει εξίσου αποτελεσματική δράση με το νήμα για την υγεία των ούλων**
- Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας***
- Αποτρέπει τον σχηματισμό τερηδόνας ανάμεσα στα δόντια

Provides a superior clean

- Εξατομικευμένη εμπειρία βουρτσίσματος
- Η μοναδική μας τεχνολογία σάς προσφέρει ισχυρό, αλλά απαλό καθαρισμό
- Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα* για βαθύ καθαρισμό των δοντιών

Superior technology


- Ακροφύσιο υψηλής απόδοσης
- Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων

The easiest way to effectively clean between teeth

- Ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε μια υγιεινή συνήθεια
- Χρειάζεται μόλις 60 δευτερόλεπτα: Στοχεύστε, πατήστε, καθαρίστε!


Χαρακτηριστικά

Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας




Το AirFloss Ultra αφαιρεί έως και το 99,9% της πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται.***

Τεχνολογία σταγονιδίων




Τα κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα είναι δυνατά χάρη στη μοναδική μας τεχνολογία που συνδυάζει αέρα και στοματικό διάλυμα ή νερό, για αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια και στα ούλα.

Ξεκινήσετε εύκολα μια υγιεινή συνήθεια



Ο μεσοδόντιος καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός για τη συνολική στοματική υγιεινή. Το AirFloss είναι ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε πιο βαθιά ανάμεσα στα δόντια, ενώ σας βοηθά να αποκτήσετε μια υγιεινή συνήθεια.

Καλύτερη υγεία των ούλων



Το Sonicare AirFloss Ultra της Philips είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι βελτιώνει την υγεία των ούλων το ίδιο αποτελεσματικά με το νήμα.** Βοηθά στη βελτίωση της υγείας των ούλων σε μόλις δύο εβδομάδες.

Αποτρέπει τον σχηματισμό τερηδόνας



Απομακρύνοντας απαλά την πλάκα που παραμένει μετά το βούρτσισμα, το Philips Sonicare AirFloss Ultra βοηθά στην πρόληψη του σχηματισμού τερηδόνας ανάμεσα στα δόντια.

Ακροφύσιο υψηλής απόδοσης



Το νέο ακροφύσιο υψηλής απόδοσης AirFloss Ultra ενισχύει την τεχνολογία αέρα και μικροσταγονιδίων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ποτέ.

Καθαρίζει σε μόλις 60 δευτερόλεπτα



Με το AirFloss Ultra δεν χρειάζεστε παραπάνω από 60 δευτερόλεπτα την ημέρα για να καθαρίσετε ολόκληρο το στόμα. Απλώς επιλέξτε τη συχνότητα ριπής (μονή, διπλή ή τριπλή) και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για συνεχείς, αυτόματες ριπές ή πατήστε το στιγμιαία για μη αυτόματη λειτουργία ριπής.

Χαρακτηριστικά

4 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης



Η οδοντόβουρτσα DiamondClean 9000 διαθέτει τις λειτουργίες "Καθαρισμός", "Λεύκανση+", "Υγεία των ούλων" και "Βαθύς καθαρισμός+", ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες βουρτσίσματος των δοντιών σας. Η λειτουργία "Καθαρισμός" είναι ιδανική για εξαιρετικό καθημερινό καθαρισμό, η λειτουργία "Λεύκανση+" εξασφαλίζει αφαίρεση των κηλίδων, η λειτουργία "Υγεία των ούλων" προσφέρει έναν ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό των ούλων, ενώ η λειτουργία "Βαθύς καθαρισμός+" είναι κατάλληλη για έναν αναζωογονητικό και βαθύ καθαρισμό. Χάρη στα τρία επίπεδα έντασης, μπορείτε να επιλέξετε

ανάμεσα σε υψηλότερες ρυθμίσεις για πιο έντονο καθαρισμό ή χαμηλότερες ρυθμίσεις για πιο ευαίσθητα στόματα.

Τεχνολογία Philips Sonicare



Οι ισχυρές δονήσεις sonic ανακατεύουν την οδοντόκρεμα ώστε να δημιουργηθούν μικροφουσαλίδες που καταπολεμούν την οδοντική πλάκα και τις κατευθύνουν βαθιά ανάμεσα στα δόντια σας και στη γραμμή των ούλων. Σε μόλις 2 λεπτά θα βουρτσίσετε τα δόντια σας όσο σε έναν ολόκληρο μήνα βουρτσίσματος με μία χειροκίνητη οδοντόβουρτσα.

Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα*



Η κεφαλή βουρτσίσματος C3 Premium Plaque Control προσφέρει τον πιο βαθύ δυνατό καθαρισμό των δοντιών σας. Οι μαλακές, εύκαμπτες τρίχες έχουν σχεδιαστεί για να προσαρμόζονται τέλεια στο σχήμα των δοντιών, προσφέροντας 4 φορές μεγαλύτερη επαφή με την επιφάνεια** και έως και 10 φορές περισσότερη αφαίρεση της οδοντικής πλάκας από τα δυσπρόσιτα σημεία.

Προδιαγραφές

Ρεύμα

Τάση: Φορτιστής πολλαπλών τάσεων

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Χρόνος φόρτισης: 24 ώρες για πλήρη φόρτιση

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα: Λευκό

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Ένδειξη μπαταρίας: Οι λυχνίες LED στη λαβή δείχνουν το επίπεδο φόρτισης

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

Οθόνη: Φωτεινή οθόνη

Εξάρτημα ακροφυσίου: Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση

Περιλαμβάνεται

Θήκη ταξιδιού: Φορτιστής ταξιδιού USB

Λαβή: 1 DiamondClean 9000

Βάση σύνδεσης: 1

Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 C3 Premium Plaque Control

Γυάλινη βάση φόρτισης: 1

Λαβή AirFloss Ultra: 1

Στόμιο: 1

Καθαριστική απόδοση

Απόδοση: Αφαιρεί έως και το 99,9 % της πλάκας **

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Καθαρίζει ολόκληρο το στόμα σε 60 δευτερόλεπτα, βελτιώστε την υγεία των ούλων σε 2 εβδομάδες*

Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα: Εξίσου αποτελεσματικό με το νήμα, για βελτίωση της υγείας των ούλων, για μείωση της πλάκας, για μείωση της αιμορραγίας στα ούλα

Ρυθμίσεις με δυνατότητα προσαρμογής:

Αυτόματη ή μη αυτόματη λειτουργία ριπής, Μονή/διπλή/τριπλή ριπή***

Χρονομετρητής: Quadpacer και SmarTimer

Για βέλτιστα αποτελέσματα: Αντικατάσταση ακροφυσίου κάθε 6 μήνες

Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Λευκαίνει τα δόντια 2 φορές καλύτερα*

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Βαθύς Καθαρισμός+: Για αναζωογονητικό βαθύ καθαρισμό

Υγεία των ούλων: Ιδιαίτερη προσοχή στους τραπεζίτες

Λεύκανση+: Αφαίρεση κηλίδων από την επιφάνεια των δοντιών



* ή τα χρήματά σας πίσω

** Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια συμβατική οδοντόβουρτσα και αντιμικροβιακό στοματικό διάλυμα σε ασθενείς με ελαφρά έως ήπια ουλίτιδα. Το AirFloss μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα να αναπτύξουν μια υγιεινή, καθημερινή συνήθεια για μεσοδόντιο καθαρισμό. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" της καρτέλας "Υποστήριξη".

*** Από τις περιοχές που εφαρμόστηκε. Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε σε εργαστήριο. Τα αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρουν