

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea Essential


Zur Anwendung am Körper und
im Gesicht

10 Minuten für beide
Unterschenkel

> 200.000 Lichtimpulse + Tasche

Hauttensensor

BRI863/60



Einfache, langanhaltende Haarentfernung

Philips Lumea Essential vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper und im Gesicht vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Langanhaltende Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Zur sicheren Verwendung zu Hause
- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam
- Geeignet für unterschiedliche Haar- und Hauttypen

Sicher und effektiv im Gesicht und am Körper

- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen
- Hauttensensor
- Für eine einfache und praktische Verwendung
- 50% schneller für eine kürzere Behandlungszeit*
- Sanfte Behandlung
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- "Slide and Flash"-Modus für eine komfortablere Anwendung
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten


Besonderheiten

IPL-Technologie




Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung dieser Technologie sehr eng mit Hautexperten zusammen. Philips hat über 10 Jahre hinweg umfassende Verbraucherstudien zur IPL-Technologie mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.

Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen

Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren. - Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Dieses Produkt ist NICHT geeignet für dunkle Haut.

Anwendungsbereiche




Gesichtshaare (Oberlippe und Kinn) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, am Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

Hauttensensor



Für zusätzliche Sicherheit misst der integrierte Sensor den Hautton der zu behandelnden Haut am Anfang jeder Sitzung und von Zeit zu Zeit während der Behandlung. Wenn ein Hautton erkannt wird, der zu dunkel für die Behandlung mit diesem Produkt ist, werden automatisch keine Lichtimpulse mehr ausgegeben.

5 Lichtintensitätseinstellungen



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

SmartSkin Sensor

Philips Lumea Essential erkennt Ihren Hautton und gibt Empfehlungen zur passenden Lichtenergieeinstellung

50% schneller*


Größeres Fenster mit optimierter Aufteilung für eine schnellere Behandlung und bessere Übersicht*

Sanfte Behandlung

Sanft auf der Haut.

Besonderheiten

"Slide and Flash"-Modus



Hauptanwendungsmodus ermöglicht gleitende Bewegung für eine komfortablere und gleichmäßige Anwendung.

Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

Aufbewahrungstasche

Philips Lumea Essential wird mit einer Aufbewahrungstasche geliefert.

Daten

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

Gesichtsbereiche: Kinn, Koteletten, Oberlippe

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Hauttonsensor: Erkennt Ihren Hautton

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Zur einfachen Anwendung

Mit Kabel/kabellos: Mit Kabel

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet > 200.000 Lichtimpulse

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lagerung: Aufbewahrungsetui

Adapter: 12 V/550 mA, 400 V/60 W

Anwendungszeit

Unterschenkel: 5 Min.

Achselhöhle: 1 Min.

Bikinizone: 1 Min.

Face areas: 1 Min.

