

PHILIPS

sonicare

Přístroj na čištění
mezizubních prostor

AirFloss Pro/Ultra

Se zubním kartáčkem
DiamondClean

s 1 tryskou a 1 hlavicí kartáčku

Nabíjecí sklenice, cestovní
pouzdro



HX8491/01

Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj AirFloss Ultra je pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.**

Improves oral health

- Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní nitě**
- Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

Provides a superior clean

- Vyberte si z 5 režimů včetně režimu Polish a Sensitive
- Odstraňuje až 7x více plaku než manuální zubní kartáček

Superior technology

- Vysoce výkonná tryska
- Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

The easiest way to effectively clean between teeth

- Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk
- Stačí 60 vteřin: namířit, stisknout, hotovo!

Přednosti

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku




AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.***

Technologie mikrokapiček




Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

Snadno získáte zdravý návyk



Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.

Pro zdravější dásně



Podle klinických studií tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní nit.** Stav dásní zlepší za pouhé dva týdny.

Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu



Jemným odstraňováním plaku, které čištění neodstranilo, pomáhá tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra předcházet tvorbě kazů mezi zuby.

Vysoce výkonná tryska




Nová vysoce výkonná tryska AirFloss Pro/Ultra zesiluje účinek naší technologie kombinující směs vzduchu a mikrokapiček vody a díky tomu je účinnější než kdykoli předtím.

Vyčistí za pouhých 60 vteřin



S přístrojem AirFloss Pro/Ultra vám čištění mezizubních prostor zabere méně než 60 vteřin denně. Stačí si zvolit frekvenci dávky (jednoduchou, dvojitou nebo trojitou) a čistit přidržením aktivního tlačítka pomocí nepřetržitých automatických dávek nebo stisknutím a uvolněním v manuálním režimu.

5 režimů pro individuální čištění



Se zubním kartáčkem DiamondClean docílíte osvěžující čistoty každý den. Našich 5 režimů pokryje všechny vaše potřeby při čištění zubů; režim Clean – zajistí výjimečnou čistotu každý den, Gum Care – zajistí jemnou masáž dásní, Polish – zajistí rozjasnění vašeho úsměvu, Sensitive – zajistí jemné, avšak účinné čištění citlivých dásní, a režim White – ideální režim k odstranění povrchových skvrn.

Rozlučte se s plakem



Hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna odstraňují až 7x více plaku než manuální zubní kartáček.

Specifikace

Spotřeba

Napětí: Vícenapěťová nabíječka

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

Design a provedení

Barva: Bílá s nádechem šedé

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Systém kartáčkových hlavice: Zacvakávací hlavice kartáčku

Displej: Osvětlený displej

Indikátor baterie: Kontrolky LED na těle ukazují

úroveň nabití

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Nástavec trysky: Snadné nasazení a sejmutí

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 1 ks DiamondClean, standardní velikost

Nabíječka: 1

Rukojeť: 1 DiamondClean

cestovní pouzdro: Cestovní nabíječka s USB

Nabíjecí sklenice: 1

Tělo AirFloss Ultra: 1

Tvarovací koncovka: 1

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Mezizubní hygiena vám zabere pouhých 60 vteřin, Zlepšuje zdraví dásní během 2 týdnů*

Výkon: Odstraňuje až 99,9% plaku**

Klinicky prokázané výsledky: Stejně efektivní jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro odstranění zubního plaku, pro snížení krvácení dásní

Přizpůsobitelné nastavení: Na výběr manuální či automatické prostríkování, Jednoduchý / dvojí / trojí prostríh***

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých 6 měsíců

Bělící účinky: 2x lepší bělení zubů*

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace

Péče o dásně: Jemně masíruje dásně

Polština: Krásný a zářivý úsměv

Sensitive: Šetrné čištění zubů a dásní



* nebo vám vrátíme peníze

** * při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.

*** * Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit