

# PHILIPS

## sonicare

### AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Avec ProtectiveClean,

Capteur de pression intégré

1 mode de nettoyage

1 fonction BrushSync™

HX8443/71



## La garantie\* de gencives plus saines en 2 semaines\*\*

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra\*\*\*\* est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.\*\*

#### Améliore la santé bucco-dentaire

- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.\*\*
- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\*\*\*
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires

#### Innovative technology


- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- Encourage la réduction de la pression
- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines
- Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale
- La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

#### Technologie avancée

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Canule haute performance
- Réglages personnalisables triple jet

# Points forts

## Améliore la santé des gencives




La tête de brosse i InterCare est dotée de brins de haute qualité extra-longs densément implantés. Ils ciblent la plaque dentaire logée au plus profond des espaces interdentaires. Il est cliniquement prouvé qu'elle réduit les saignements et les inflammations au niveau des gencives en seulement deux semaines.

## Technologie BrushSync™



Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

## Rappels intelligents de remplacement



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Heureusement, nous avons la solution : notre technologie de reconnaissance de la brosse

mémoire les durées de brossage et la pression exercée par les patients. Lorsqu'il est temps de la remplacer, le voyant situé sur le manche les alerte. Ainsi, ils peuvent être sûrs que leur tête de brosse est parfaitement efficace.

## Trop de pression ?



Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.

## Technologie Philips Sonicare




La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

## Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.\*\*\*

## Technologie de micro-gouttelettes



Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

## Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.\*\* Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

# Points forts

## Aide à réduire les caries




En éliminant en douceur la plaque dentaire oubliée lors du brossage, AirFloss Ultra de Philips Sonicare aide à prévenir la formation de caries entre les espaces interdentaires.

## Canule haute performance



La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

## Personnalisation triple jet



Personnalisez le puissant jet de votre AirFloss Ultra selon vos préférences, en optant pour des jets simples, doubles ou triples à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation.

# Caractéristiques

## Alimentation

**Tension:** Chargeur multitension

## Spécificités techniques

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** Jusqu'à 2 semaines

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium ION

**Temps de charge:** Charge complète en 24 heures

## Design et finition

**Couleur:** Blanc avec des touches de gris, Mid-Blue

## Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

**Compatibilité du manche:** Têtes de brosse faciles à clipser

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Indicateur d'autonomie:** Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie, LED sur le manche indiquant le niveau de charge

**Autonomie de la batterie:** 1 à 3 semaines\*\*\*\*

**Fixation de la canule:** Se clipse et se déclipse facilement

**Autonomie de brossage:** Jusqu'à 2 semaines

**Indicateur de remplacement:** Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

## Accessoires inclus

**Chargeur:** 1

**Têtes de brosse:** 1 i InterCare standard, 1 W2c Optimal White compact

**Manche:** 1 ProtectiveClean

**Manche AirFloss Ultra:** 1

**Canule AirFloss Ultra:** 1

## Performances de brossage

**Performances:** Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\*\*

**Bénéfices santé:** Aide à réduire les caries, Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes, Des gencives plus saines en seulement deux semaines

**Vitesse:** Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

**Résultats cliniquement prouvés:** Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour une réduction de la plaque dentaire, pour réduire le saignement des gencives

**Réglages personnalisables:** Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple\*\*\*

**Pour des résultats optimaux:** Remplacer la canule tous les 6 mois

**Minuteur:** Quadpacer et SmartTimer

**Indicateur de pression:** Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**2 intensités:** Faible, Fort

## Technologie de capteur intelligent

**Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™:** Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

**Capteur de pression:** Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort



\* Satisfait ou remboursé

\* Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien, chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir des habitudes quotidiennes d'hygiène. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).

\*\* \* Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

\*\*\* Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

\*\*\*\* Selon le réglage du jet