

PHILIPS



Zestaw do depilacji światłem (IPL)


Lumea Precision

Do stosowania na twarzy i ciele

Zabieg na dolnych partiach nóg:
15 min

Żywotność: > 140 000
impulsów światła

Bezprzewodowa konstrukcja



SC2006/11

Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów umożliwia uzyskanie gładkiej skóry w warunkach domowych

Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea to najskuteczniejsze bezprzewodowe rozwiązanie IPL, które potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.

Długotrwała gładkość

- Ciesz się gładką skórą każdego dnia
- Skuteczność bez wysiłku

Usuwanie owłosienia dzięki technologii IPL

- Przystosowane do bezpiecznego korzystania w domu
- Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Delikatne i skuteczne działanie na twarzy i ciele

- Precyzyjna nasadka, która umożliwia bezpieczną depilację włosów na twarzy
- Większa nasadka do ciała do szybkich zabiegów
- Tryb przesunięcia i błysku ułatwiający przeprowadzanie zabiegów
- Bezpieczne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry
- Pięć regulowanych ustawień energii świetlnej

Maksymalna swoboda przy minimalnym wysiłku

- Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie
- Brak elementów podlegających wymianie, brak ukrytych kosztów

Zalety

Długotrwała gładkość



Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.

Skuteczność bez wysiłku



Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po czterech zabiegach (w dwutygodniowych odstępach), co pozwala uzyskać gładką skórę. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.

Technologia IPL



Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą

na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 kobiet.

Odpowiednie typy skóry i włosów

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

● This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Urządzenie Philips Lumea działa skutecznie w przypadku włosów o naturalnych kolorach: ciemny blond, brązowy i czarny. Podobnie jak inne zabiegi wykorzystujące światło, Philips Lumea NIE działa skutecznie na takie kolory włosów, jak rude, jasny blond, biały/siwy. To urządzenie NIE też przeznaczone do usuwania włosów z bardzo ciemnej skóry.

Pięć ustawień energii świetlnej



Urządzenie Philips Lumea oferuje pięć regulowanych ustawień energii świetlnej, które zapewniają delikatne, a jednocześnie skuteczne usuwanie owłosienia. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi IPL z użyciem

urządzenia Philips Lumea są bezpieczne i łagodne — można je stosować również na wrażliwej skórze i delikatnych częściach ciała.

Obszary zastosowania



Urządzenia można bez obaw używać do usuwania owłosienia z twarzy (znad górnej wargi, z podbródka i bokobrodów) i różnych obszarów ciała, w tym nóg, pach, okolic bikini, brzucha i ramion.

Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie



Dzięki wyjątkowemu, bezprzewodowemu działaniu urządzenie Lumea zapewnia maksymalną swobodę i łatwość użytkowania.

Brak konieczności wymiany części



No replacement lamps or gel needed

Urządzenie Philips Lumea to gotowe rozwiązanie, z którego można korzystać od razu po wyjęciu z pudełka. Co ważne, produkt nie wymaga ani wymiennych lamp, ani żeli.

Zalety

Większe bezpieczeństwo skóry twarzy



Precyzyjna nasadka jest wyposażona w dodatkowy wbudowany filtr światła, który umożliwia bezpieczne i wygodne stosowanie na obszarze nad górną wargą oraz na podbródku i bokobrodach. Nasadki można również używać w

innych wrażliwych miejscach ciała, na przykład pod pachami, w okolicy bikini i w miejscach trudno dostępnych.

Szybkie zabiegi na nogach



Większa nasadka do ciała umożliwia szybką depilację większych obszarów ciała, takich jak nogi.

Tryb przesunięcia i błysku



Główny tryb umożliwia przesuwanie urządzenia po skórze, aby zabiegi przebiegały w bardziej płynny sposób.

Dane techniczne

Obszary poddawane zabiegowi

Obszary ciała: Nogi, Ramiona, Brzuch, Okolice bikini, Pachy

Obszary twarzy: Podbródek, Bokobrody, Górna warga

Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Pierścień bezpieczeństwa: Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

Pięć ustawień energii światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Tryb aplikacji

Tryb przesunięcia i błysku: Wygodne przeprowadzanie zabiegów

Tryb przesunięcia i błysku: Do użycia na

zaokrąglonych częściach ciała

Obsługa przewodowa/bezprzewodowa: Sieć bezprzewodowa

Moc

Czas ładowania: 100 min

Napięcie: 100–240 V

Czas działania: Minimum 370 błysków

Dane techniczne

Wysokowydajna lampa: Dostarcza ponad 140 000 błysków

Wyposażenie dodatkowe

Precyzyjna nasadka (2 cm²): Do bezpiecznego stosowania na twarzy

Nasadka do ciała (4 cm²): Do użytku w miejscach poniżej linii szyi

Serwis

Gwarancja: 2-letnia gwarancja obowiązująca na całym świecie

Elementy zestawu

Ładowarka: Ładowarka wielonapięciowa

Instrukcja obsługi: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Pokrowiec

Czas aplikacji

Podudzie: 8 min

Pacha: 1 min

Linia bikini: 1 min

Obszary twarzy: 1 min

