

PHILIPS

sonicare



Aparat de curățare
interdentară

AirFloss Pro/Ultra

cu DiamondClean 9000

cu 1 duză și 1 cap de periere

Pahar de încărcare, toc de
transport



HX8494/01

Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni

Conceput pentru utilizatorii de ață dentară ocazionali

Pentru persoanele care nu folosesc ață dentară în mod regulat, AirFloss Ultra este cea mai ușoară cale de curățare eficientă între dinți. AirFloss Ultra poate fi utilizată cu apă de gură sau cu apă normală și s-a dovedit clinic că este la fel de eficientă pentru sănătatea gingiilor ca ață dentară.**

Improves oral health

- S-a dovedit clinic că este la fel de eficace pentru sănătatea gingiilor ca ață dentară**
- Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***
- Contribuie la prevenirea cariilor între dinți

Îți oferă curățare superioară

- Experiență de periere personalizată
- Tehnologia noastră unică îți asigură o curățare profundă și totuși delicată
- Elimină până la de 10 ori mai multă placă bacteriană* pentru o curățare în profunzime

Tehnologie superioară


- Cap de curățare de înaltă performanță
- Tehnologie unică cu jet de aer și micro-picături

Cea mai ușoară cale de a curăța eficient între dinți

- O modalitate ușoară de a deprinde un obicei sănătos
- Durează numai 60 de secunde: orientare, apăsare, curățare!

Repere

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene




AirFloss Ultra elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate.***

Tehnologia cu micro-picături




Rezultatele noastre dovedite clinic sunt posibile datorită tehnologiei unice care combină aerul și apa de gură sau apa simplă pentru a curăța eficient, dar delicat, spațiile dintre dinți și de-a lungul liniei gingiei.

Deprinzi ușor un obicei sănătos



Curățarea spațiilor interdentare este foarte importantă pentru sănătatea orală generală. AirFloss este o modalitate ușoară de a curăța mai temeinic între dinți, ajutându-te să-ți formezi un obicei sănătos.

Îmbunătățește sănătatea gingiilor



S-a dovedit clinic că Philips Sonicare AirFloss Ultra îmbunătățește sănătatea gingiilor la fel de mult ca ața dentară.** Contribuie la îmbunătățirea sănătății gingiilor în numai două săptămâni.

Ajută la prevenirea cariilor



Eliminând cu delicatețe placa bacteriană rămasă în urma periajului, Philips Sonicare AirFloss Ultra ajută la prevenirea cariilor care se formează în spațiile dintre dinți.

Cap de curățare de înaltă performanță



Noul cap de curățare de înaltă performanță AirFloss Ultra amplifică puterea tehnologiei noastre cu aer și cu micro-picături pentru eficiență mai bună ca oricând.

Curăță în numai 60 de secunde



Cu AirFloss Ultra, curățarea întregii guri durează mai puțin de 60 de secunde pe zi. Pur și simplu selectezi frecvența jeturilor (unic, dublu sau triplu) și ții apăsat butonul de activare pentru jeturi continue automate sau îl apeși și-l eliberezi pentru modul cu jeturi manuale.

Repere

4 moduri, 3 intensități



DiamondClean 9000 dispune de modurile Clean, White+, Gum Health și Deep Clean+ pentru a avea grijă de nevoile tale de periaj. Modul Clean asigură curățare zilnică excepțională, White+ îndepărtează petele, Gum Health asigură curățarea delicată și totuși eficientă a gingiilor, iar Deep Clean+ îți oferă curățare profundă revigorantă. Cele trei intensități îți permit să


alegi între o setare mai ridicată pentru curățare îmbunătățită și o setare mai redusă pentru persoanele sensibile.

Tehnologie Philips Sonicare



Vibrațiile sonice transformă pasta de dinți într-o spumă care combate placa bacteriană și care pătrunde adânc în spațiile interdentare și de-a lungul gingiei. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.

Elimină de până la 10 ori mai multă placă bacteriană*



Cu capul de perie C3 Premium Plaque Control, știi că obții cea mai profundă curățare posibilă. Perii moi și flexibili sunt concepuți să se curbeze pe conturul dinților, oferindu-ți o suprafață de contact de 4 ori mai mare** și îndepărtând până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile.

Specificații

Alimentare

Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Timp de încărcare: 24 de ore pentru încărcare completă

Design și finisaj

Culoare: Alb

Service

Garanție: Garanție 2 ani

Ușor de utilizat

Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă

Indicator baterie: LED-urile de pe mâner indică nivelul de încărcare

Mâner: Design ergonomic subțire

Afișaj: Afișaj iluminat

Atașarea capului: Se fixează și se demontează ușor

Articole incluse

Încărcător: 1

Mâner: 1 DiamondClean 9000

Capete de periere: 1 cap C3 Premium Plaque Control

Toc de transport: Încărcător USB de voiaj

Pahar de încărcare: 1

Mâner AirFloss Ultra: 1

Cap de coafare: 1

Performanță de curățare

Performanță: Elimină până la 99,9% din placa bacteriană**

Beneficii pentru sănătate: Curăță întreaga dantură în 60 de secunde, Îmbunătățește starea de sănătate a gingiilor în 2 săptămâni*

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Rezultate dovedite clinic: La fel de eficace ca ața dentară, pentru îmbunătățirea sănătății gingiilor, pentru reducerea plăcii bacteriene, pentru reducerea sângerării gingivale

Setări personalizabile: Jet automat sau jet manual, Jet unic/dublu/triplu***

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Pentru rezultate optime: Capul de curățare se înlocuiește o dată la 6 luni

Beneficii de albire: Albește dinții de 2 ori mai bine*

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Deep Clean+: Pentru o curățare profundă și revigorantă

Gum Health: Atenție specială pentru molari

White+: Pentru îndepărtarea petelor de suprafață



* sau vei primi banii înapoi

** * când s-a utilizat în asociere cu o periuță de dinți manuală și apă de gură antimicrobiană la pacienții cu gingivită ușoară până la moderată; AirFloss este conceput să ajute persoanele care utilizează neregulat ața dentară să deprindă o rutină sănătoasă de curățare interdentală zilnică. Pentru detalii suplimentare, consultă Întrebările frecvente din fila Asistentă.

*** * Din zonele tratate; într-un studiu de laborator; rezultatele efective la nivelul cavității bucale pot varia