

PHILIPS

sonicare



AirFloss Pro/Ultra – fogköztisztító

HealthyWhite+ fogkefével
1 fúvófejjel és 1 kefefejjel



HX8492/46

Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*

A nem rendszeres fogselyemhasználók számára tervezve

Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Pro/Ultra**** biztosítja a legegyszerűbb módot a fogközök hatékony tisztításához. Az AirFloss Pro/Ultra egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel, és klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonysággal segít megőrizni a fogíny egészségét.**

Javítja a száj higiéniáját

- Klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonyságú, az egészséges fogínyért**
- Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***
- Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközökben

Tökéletes tisztítás

- 2 üzemmód és 3 intenzitási beállítás közül választhat

Felülmúlhatatlan technológia


- Nagy teljesítményű fej
- Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia
- Háromszoros fújás testre szabható beállításai

A fogak közötti hatékony tisztítás legegyszerűbb módja

- Mindössze 60 másodpercet vesz igénybe: irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és már tisztíthat is!
- Az egészséges rutin kialakításának egyszerű módja

Fénypontok

2 üzemmód, 3 intenzitási beállítás



A HealthyWhite+ segítségével személyre szabott módon moshat fogat. Tegye hatékonyabbá a fogmosást a 3 intenzitási beállítással és a fehérítési és tisztítási igényeket kielégítő 2 üzemmóddal. Válassza a Clean (Tisztítás) üzemmódot – a mindössze 2 perces igénylő kiemelkedő lepedékeltávolításhoz, illetve a White (Fehérités) üzemmódot – a kávé vagy tea okozta elszíneződések eltávolításához és a fogak akár 2 árnyalattal történő fehéritéséhez mindössze 2 hét alatt.

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás



Az AirFloss Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át eltávolítja.***


Mikrocsepp-technológia



A levegő és szájblistár vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között


és a fogíny mentén, ami lehetővé tette, hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink születhessenek.

Egészséges rutin kialakítása egyszerűen



A fogközők tisztítása nagyon fontos a szájhigiéna szempontjából. Az AirFloss Ultra segítségével egyszerűen tisztíthatja a fogak közti rések mélyét, ami elősegíti az egészséges rutin kialakítását.

Egészségesebb fogíny



A Philips Sonicare AirFloss Ultra fej klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos mértékben segít megőrizni a fogíny egészségét.** Már két hét alatt segít megőrizni a fogíny egészségét.

Mindössze 60 másodperc alatt elvégzi a tisztítást



Az AirFloss Ultra segítségével a teljes szájüreg megtisztítása naponta kevesebb mint 60 másodpercet vesz igénybe. Csúpn ki kell választania a fújás gyakoriságát (egyszeres, kétszeres vagy háromszoros), és nyomva kell

tartania a bekapcsológombot a folyamatos automatikus fújásokhoz, vagy lenyomni és felengedni a manuális fújás üzemmódhoz.

Segíti a fogszuvasodás megelőzését




A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd eltávolításával a Philips Sonicare AirFloss Ultra segít megelőzni a fogak közötti területen kialakuló fogszuvasodást.

Nagy teljesítményű fej



Az új AirFloss Ultra nagy teljesítményű fej fokozza a levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiánk hatékonyságát, így az minden eddiginél hatékonyabb.

Háromszoros fújás testreszabása



A nagy teljesítményű AirFloss Ultra fúvófej a bekapcsológomb többszöri megnyomásával az Ön tetszése szerint beállítható egyszeres, kétszeres vagy háromszoros fújásra.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V, Többfeszültségű töltő

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Töltési idő: 24 óra a teljes feltöltéshez

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A markolat LED-fényei jelzik a töltöttségi szintet, A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápatintható kefefejek

Fogmosási idő: Akár 3 hét**

Akkumulátor élettartam: 1-3 hét*****

Fúvócső: Könnyű felhelyezés

Tartozékok

Töltő: 1

Kefefejek: 1 DiamondClean standard

Markolat: 1 HealthyWhite+

AirFloss Ultra markolat: 1

AirFloss Ultra fej: 1

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 31 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: A lepedéknek akár a 99,9%-át eltávolítja**

Egészségügyi előnyök: A teljes szájüreg megtisztítása 60 másodperc alatt, Egészségesebb

íny már 2 hét alatt*, Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Klinikailag bizonyított eredmények: Éppolyan

hatékony, mint a fogselyem, a fogíny

egészségének megőrzéséért, a lepedék

csökkentéséért, a fogínyvérzés csökkentéséért

Testre szabható beállítások: Automatikus fújás

vagy kézi fújás, Egyszeres/kétszeres/háromszoros fújás***

Fehérítő hatás: Akár 2 árnyalattal fehérebb

fogak 2 héten belül

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő

A legjobb eredményekért: 6 havonta cserélje a fúvófejet

Módot

3 intenzitási szint: Magas, Alacsony, Közepes

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

White: Eltávolítja a felületi lerakódásokat



* vagy visszakapja a pénzt

** ** A kezelt területekről. Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.

** * ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális szájöblítővel használják; az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók egészséges napi szájápolási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért lásd a Támogatás lap Kérdések és válaszok részét.

* *** Az AirFloss Ultra és Pro ugyanaz a termék, azonban az elnevezésük országonként és kommunikációs csatornánként eltérő lehet.

* **** a használt fújási beállítástól függően