

# PHILIPS

## sonicare



AirFloss Ultra - sistema  
di pulizia interdentale

Con 1 beccuccio e 1 testina

Bicchiere di ricarica, custodia USB



HX8391/02

## Gengive più sane in 2 settimane\*\*

Spazzolino Philips Sonicare: riscopri il bianco naturale dei tuoi denti

L'elegante spazzolino elettrico Philips Sonicare è la nostra migliore soluzione per denti più bianchi. Passa a Sonicare. Per tutti coloro che non usano il filo con regolarità, AirFloss Ultra\*\*\*\* è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali.

### Improves oral health

- Efficacia clinicamente testata pari al filo interdentale per la salute delle gengive\*\*
- Rimuove fino al 99,9% della placca\*\*\*
- Aiuta a prevenire la carie tra i denti

### Progettato su misura per te

- Sistema di ricarica doppio: bicchiere di ricarica e custodia da viaggio

### Superior technology


- Tecnologia ad aria e micro-gocce
- Impostazioni personalizzabili fino a tre getti
- Testina DiamondClean per ottenere i migliori risultati dal tuo spazzolino Sonicare
- Rimuove la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Denti due volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale

### The easiest way to effectively clean between teeth

- Un modo semplice per acquisire una sana abitudine

# In evidenza

## Rimuove fino al 99,9% della placca\*



AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.\*\*

## Tecnologia a micro-gocce



La nostra tecnologia combina aria e micro gocce di collutorio o acqua per una pulizia profonda ma delicata tra i denti e lungo il bordo gengivale.

## Aiuta a migliorare la salute delle gengive




Philips Sonicare AirFloss Ultra è clinicamente testato per migliorare la salute delle gengive al pari del filo interdentale.\*\* Aiuta a migliorare la salute delle gengive in sole due settimane.

## Aiuta a prevenire la carie



Rimuovendo delicatamente la placca che lo spazzolino non ha eliminato, Philips Sonicare AirFloss Ultra aiuta a prevenire la formazione di carie negli spazi interdentali.

## Personalizzazione fino a tre getti



Puoi personalizzare il getto di AirFloss Ultra in base alle tue esigenze, scegliendo tra getto singolo, doppio o triplo, premendo il pulsante di attivazione.

## Denti 2 volte più bianchi




Lo spazzolino Philips Sonicare rende i denti 2 volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale in solo 1 settimana. Rimuove fino al 100% in più delle macchie per denti più bianchi in appena 1 settimana.

## Rimuove la placca fino a 7 volte in più



Rimuove fino a 7 volte più placca nei punti difficili da raggiungere rispetto a uno spazzolino manuale.

## Testina DiamondClean



Le testine DiamondClean, le migliori testine Philips Sonicare per denti più bianchi, hanno setole a forma di diamante per rimuovere delicatamente ma efficacemente le macchie superficiali e la placca. Rimuovono le macchie da caffè, tè, vino rosso, sigarette e tabacco in appena 1 settimana.

# In evidenza

## L'unica vera tecnologia sonora




Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.

## Sistema di ricarica doppio



1) Bicchiera di ricarica - Basta posizionare lo spazzolino elettrico Philips Sonicare nel bicchiere per caricarlo. Può essere usato anche per sciacquare la bocca dopo la pulizia. 2) Custodia di ricarica da viaggio - Può essere collegata alla porta USB del portatile o essere alimentata tramite una presa a muro, per portare il tuo DiamondClean sempre con te.

## Acquisisci una sana abitudine in modo semplice



La pulizia interdentale è essenziale per la salute del cavo orale. AirFloss Ultra pulisce a fondo fra i denti, aiutandoti a creare una sana abitudine.

# Specifiche

## Assorbimento

**Voltaggio:** Caricatore multitenzione

## Specifiche tecniche

**Batteria:** Ricaricabile

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

## Aspetto e rifiniture

**Colore:** Rosa

## Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

## Facilità d'uso

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Display:** Display illuminato

**Indicatore di stato della batteria:** I LED sul manico mostrano il livello di ricarica

**Sistema con testine:** Testine ad aggancio semplice

**Beccuccio:** Aggancio e sgancio semplice

**Tempo di funzionamento:** Fino a 3 settimane\*\*

**Durata della batteria:** 1-3 settimane\*\*\*\*\*

## Accessori inclusi

**Manici:** 1 DiamondClean

**Custodia da viaggio:** Caricatore da viaggio USB

**Caricabatterie:** 1

**Testine:** 1 DiamondClean standard

**Caricatore in vetro:** 1

**Manico AirFloss Ultra:** 1

**Beccuccio AirFloss Ultra:** 1

## Prestazioni di pulizia

**Prestazioni:** Rimuove fino al 99,9% di placca\*\*,

Rimuove fino a 7 volte più placca\*

**Velocità:** Fino a 31.000 movimenti/min

**Benefici per la salute:** Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane, Pulizia di tutta la bocca in 60 secondi

**Risultati dimostrati:** Efficacia pari al filo interdentale, per migliorare la salute delle gengive, per ridurre la placca, per ridurre il sanguinamento delle gengive

**Impostazioni personalizzabili:** Getto automatico o manuale, Frequenza del getto singola/doppia/tripla\*\*\*

**Timer:** Quadpacer e SmarTimer

**Per risultati ottimali:** Sostituire il beccuccio ogni 6 mesi

**Effetto denti più bianchi:** Denti 2 volte più bianchi\*

## Modalità

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Gum Care:** Massaggia delicatamente le gengive

**Bianco:** Rimuove le macchie superficiali

**Polacco:** Per pulire i denti e renderli brillanti

**Sensitive:** Pulizia delicata di denti e gengive



\* o sarai rimborsato

\*\* se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori dettagli.

\*\*\* Dalle aree trattate; in uno studio di laboratorio. I risultati effettivi possono variare

\*\* sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean

\*\*\* Lo stesso prodotto, a seconda del paese e dei canali, può essere denominato AirFloss Ultra o AirFloss Pro.

\*\*\*\* a seconda della frequenza del getto selezionata