

PHILIPS

sonicare

AirFloss Ultra –
Versiune de trial

1 cap



HX8341/01

O doză triplă de îmbunătățire a sănătății gingiilor Eficientă pentru cei care nu folosesc des ața dentară

S-a dovedit clinic că Philips Sonicare AirFloss Ultra**** este la fel de eficient ca ața dentară în îmbunătățirea sănătății gingiilor.* De fapt, până la 97 % dintre persoanele care foloseau ocazional ața dentară și care au încercat AirFloss Ultra au prezentat o îmbunătățire a stării de sănătate a gingiilor.*

Îmbunătățește sănătatea orală a pacienților

- S-a dovedit clinic că este la fel de eficace pentru sănătatea gingiilor ca ața dentară**
- Contribuie la prevenirea cariilor între dinți
- Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***

Tehnologie superioară


- Cap de curățare de înaltă performanță
- Tehnologie unică cu jet de aer și micro-picături
- Setări personalizabile pentru numărul de jeturi

Cea mai ușoară cale de a curăța eficient între dinți

- O modalitate ușoară de a îmbunătăți curățarea spațiilor dintre dinți
- Durează numai 60 de secunde: orientare, apăsare, curățare!
- Senzație de prospețime datorită apei de gură

Repere

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene




AirFloss Ultra elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate.***

Tehnologia cu micro-picături




Rezultatele noastre dovedite clinic sunt posibile datorită tehnologiei unice care combină aerul și apa de gură sau apa simplă pentru a curăța eficient, dar delicat, spațiile dintre dinți și de-a lungul liniei gingiei.

O modalitate ușoară de a începe



Curățarea spațiilor dintre dinți este foarte importantă pentru sănătatea orală în general. AirFloss este o modalitate ușoară de a curăța mai profund între dinți, ajutându-te să îți formezi un obicei sănătos. După trei luni de utilizare a dispozitivului AirFloss, 96% dintre persoanele care foloseau ața dentară inconsecvent au continuat să folosească AirFloss cel puțin patru zile pe săptămână.

Îmbunătățește sănătatea gingiilor



S-a dovedit clinic că Philips Sonicare AirFloss Ultra îmbunătățește sănătatea gingiilor la fel de mult ca ața dentară.** Contribuie la îmbunătățirea sănătății gingiilor în numai două săptămâni.

Curăță în numai 60 de secunde



Cu AirFloss Ultra, pacienții își pot curăța întreaga cavitate bucală în mai puțin de 60 de secunde pe zi. Pacienții nu trebuie decât să selecteze frecvența dorită a jeturilor (unic, dublu sau triplu) și să țină apăsat butonul de activare pentru jeturi continue automate sau să îl apese și elibereze pentru modul cu jeturi manuale.

Senzație de prospețime datorită apei de gură



Pacienții pot folosi aparatul cu apa de gură pentru prospețime excepțională și combaterea microbilor.

Contribuie la prevenirea cariilor interdentare




Eliminând cu delicatețe placa bacteriană rămasă în urma periajului, Philips Sonicare AirFloss Ultra ajută la prevenirea cariilor care se formează în spațiile dintre dinți pacienților.

Cap de curățare de înaltă performanță



Noul cap de curățare de înaltă performanță AirFloss Ultra amplifică puterea tehnologiei noastre cu aer și cu micro-picături pentru eficiență mai bună ca oricând.

Personalizarea numărului de jeturi



Numărul de pulverizări al aparatului AirFloss Ultra poate fi personalizat în funcție de preferințele pacientului, cu jet unic, dublu sau triplu la fiecare apăsare a butonului de activare.

Specificații

Alimentare

Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Timp de încărcare: 24 de ore pentru încărcare completă

Design și finisaj

Culoare: Gri

Service

Garanție: Garanție 2 ani

Ușor de utilizat

Indicator baterie: LED-urile de pe mâner indică nivelul de încărcare

Mâner: Design ergonomic subțire

Durata de viață a bateriei: 1-3 săptămâni*****

Atașarea capului: Se fixează și se demontează ușor

Articole incluse

Încărcător: 1

Mâner AirFloss Ultra: 1

Cap de curățare AirFloss Ultra: 1

Performanță de curățare

Performanță: Elimină până la 99,9% din placa bacteriană**

Beneficii pentru sănătate: Curăță întreaga dantură în 60 de secunde, Îmbunătățește starea de sănătate a gingiilor în 2 săptămâni*

Rezultate dovedite clinic: La fel de eficace ca ața dentară, pentru îmbunătățirea sănătății gingiilor, pentru reducerea sângerării gingivale, pentru reducerea plăcii bacteriene

Setări personalizabile: Jet automat sau jet manual, Jet unic/dublu/triplu***

Pentru rezultate optime: Capul de curățare se înlocuiește o dată la 6 luni

