

# PHILIPS

## sonicare



Système de jet  
dentaire

Power Flosser 7000  
System

Technologie Quad Stream

Design silencieux

La technologie Pulse Wave vous  
guide

avec ExpertClean 7300



HX3921/40

## Jusqu'à 9 fois plus efficace pour éliminer la plaque dentaire\*

### Un nettoyage impeccable sans effort

Nettoyez parfaitement vos espaces interdentaires en toute simplicité et améliorez la santé de vos gencives. Notre technologie Quad Stream permet de couvrir plus de surface plus facilement, tandis que la technologie Pulse Wave vous guide le long des dents. C'est simple.

#### Un nettoyage sans effort grâce à une technologie sophistiquée


- Réservoir de 600 ml facile à remplir
- Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace
- Une canule standard pour un nettoyage classique
- La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents
- Canule Comfort pour les gencives sensibles
- Aussi silencieux qu'un chuchotis, pour d'excellents résultats sans déranger les autres
- Canule Quad Stream pour une couverture maximale
- Station de charge magnétique pratique avec arrêt automatique
- Étui de canule compact
- Philips Sonicare ExpertClean 7300

#### Une personnalisation facile en fonction de vos besoins

- 4 modes de nettoyage interdentaire, 10 intensités


## Caractéristiques

### Couvre plus de surface, sans effort



Les jets d'eau croisés couvrent une plus grande surface, pour un nettoyage plus rapide et plus poussé qu'un fil dentaire. Sans effort.

### Vous guide le long des dents



Les légères impulsions du jet d'eau vous guident le long des dents pour que vous ne manquiez aucune zone.

### Design silencieux



Conçu pour un nettoyage discret, il vous permet d'obtenir d'excellents résultats sans déranger les autres.

### 4 modes, 10 réglages d'intensité



Profitez d'un nettoyage adapté à vos besoins. Le mode Clean utilise un débit d'eau continu pour un nettoyage quotidien efficace ; le mode Deep Clean utilise des jets distincts pour un nettoyage en profondeur ; le mode Sensitive est très doux pour les gencives sensibles ; le mode Massage apaise et stimule les gencives. Réglez l'intensité à votre guise en suivant les instructions sur l'affichage LED.

### Canule F3 Quad Stream




Pour une couverture maximale et un nettoyage impeccable, utilisez la canule Quad Stream. Elle concentre l'eau en quatre larges jets qu'elle envoie entre les dents et le long des gencives. Le guide en caoutchouc souple respecte les gencives et chaque canule se clipse et se déclipse en toute simplicité.

### Canule F2 Comfort



Vos gencives sont sensibles et vous souhaitez en prendre soin ? Clipsez la canule Comfort et guidez délicatement la pointe en caoutchouc souple le long de vos gencives.

### Canule F1 Standard



Utilisez la canule standard pour un nettoyage classique. Son jet d'eau simple élimine les débris et nettoie parfaitement entre les dents.

### Station de charge magnétique avec arrêt automatique



Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de replacer la poignée sur la station de charge magnétique pratique. La poignée passe automatiquement de l'état Pause à Arrêt.

## Caractéristiques

### Réservoir de 600 ml



Le réservoir de 600 ml, avec son capuchon à ouverture facile, contient suffisamment d'eau pour une utilisation. Pour recharger, il vous suffit de le soulever, de le remplir et de le refermer.

### Étui de canule compact

Rangez les canules supplémentaires de manière hygiénique dans notre étui compact et élégant.

### ExpertClean 7300



Optimisez votre brossage grâce à la brosse à dents Philips Sonicare ExpertClean 7300. Conçue pour assurer un nettoyage quotidien optimal,

elle vous aide à conserver de bonnes habitudes de brossage. Ses capteurs intelligents vous aident à maintenir une pression parfaite et un rapport de progression intégré à l'application vous encourage à respecter votre routine. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de remplacer la poignée sur le chargeur intégré, ou d'utiliser le chargeur de voyage lorsque vous êtes en déplacement.

## Spécifications

### Alimentation

**Tension:** Chargeur multi-tension

### Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

### Facile d'utilisation

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Fixation de la canule:** Se clipse et se déclipse facilement

### Performances

**Nettoyage:** Nettoie entièrement la bouche en 60 à 90 secondes

### Accessoires inclus

**Housse de voyage:** 1

**Manche:** 1 ExpertClean

**Têtes de brosse:** 1 Premium Plaque Defense C3

**Chargeur:** 1

**Canule F1 Standard:** 1

**Canule F3 Quad Stream:** 1

**Canule F2 Comfort:** 1

**Power Flosser:** 1

**Coffret de rangement de la canule:** 1

### Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**Deep Clean+:** Pour un nettoyage en profondeur

**Massage:** Massage revigorant

**Intensités:** 10

**Sensitive:** Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

### Bénéfices santé

**Élimination de la plaque dentaire:** 9 fois plus efficace\*

**Santé des gencives:** Jusqu'à 270 % plus efficace\*\*



\* dans les zones difficiles d'accès par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents manuelle avec un fil dentaire. Utilisation du jet dentaire Sonicare Power Flosser doté d'une canule Quad Stream sur le réglage 8 et de la brosse à dents électrique Sonicare ExpertClean avec tête de brosse Premium Plaque Control chez les patients souffrant de gingivite modérée à sévère par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents manuelle avec fil dentaire

\*\* Par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents manuelle avec un fil dentaire. Utilisation du jet dentaire Sonicare Power Flosser doté d'une canule Quad Stream sur le réglage 8 et de la brosse à dents électrique Sonicare ExpertClean avec tête de brosse Premium Plaque Control chez les patients souffrant de gingivite modérée à sévère par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents manuelle avec fil dentaire