

# PHILIPS

## sonicare



Sistema di pulizia  
interdentale

AirFloss Pro/Ultra

Con spazzolino DiamondClean

Con 1 beccuccio e 1 testina

Bicchieri di ricarica, custodia USB



HX8491/01

## Gengive più sane in 2 settimane\*\*

Progettato per chi non usa il filo interdentale

AirFloss Ultra è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. AirFloss Ultra può essere utilizzato con il collutorio o con l'acqua e test clinici ne confermano un'efficacia pari al filo interdentale. Ideale per chi non usa il filo.\*\*

### Improves oral health

- Efficacia clinicamente testata pari al filo interdentale per la salute delle gengive\*\*
- Rimuove fino al 99,9% della placca\*\*\*
- Aiuta a prevenire la carie tra i denti

### Provides a superior clean

- Scegli tra 5 modalità tra cui Polish e Sensitive
- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

### Superior technology


- Tecnologia ad aria e micro-gocce
- Beccuccio ad alte prestazioni

### The easiest way to effectively clean between teeth

- Un modo semplice per acquisire una sana abitudine
- Impiega solo 60 secondi: punta, premi e pulisci!

## In evidenza

### Rimuove fino al 99,9% della placca\*




AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.\*\*

### Tecnologia a micro-gocce




La nostra tecnologia combina aria e micro gocce di collutorio o acqua per una pulizia profonda ma delicata tra i denti e lungo il bordo gengivale.

### Acquisisci una sana abitudine in modo semplice



La pulizia interdentale è essenziale per la salute del cavo orale. AirFloss pulisce a fondo fra i denti, aiutandoti a creare una sana abitudine.

### Aiuta a migliorare la salute delle gengive



Philips Sonicare AirFloss Ultra è clinicamente testato per migliorare la salute delle gengive al pari del filo interdentale.\*\* Aiuta a migliorare la salute delle gengive in sole due settimane.

### Aiuta a prevenire la carie



Rimuovendo delicatamente la placca che lo spazzolino non ha eliminato, Philips Sonicare AirFloss Ultra aiuta a prevenire la formazione di carie negli spazi interdentali.

### Beccuccio ad alte prestazioni




Il beccuccio del nuovo AirFloss Ultra ad alte prestazioni intensifica la potenza della nostra tecnologia ad aria e micro-gocce per una maggiore efficacia ed efficienza.

### Pulisce in soli 60 secondi



Con AirFloss Ultra bastano meno di 60 secondi al giorno per una pulizia completa. Basta selezionare la frequenza del getto (singola, doppia o tripla) e tenere premuto il pulsante di attivazione per getti continui automatici o premere e rilasciare il pulsante per regolare manualmente il getto.

### 5 modalità di pulizia: scegli quella che preferisci



Con DiamondClean potrai ottenere pulizia e freschezza ogni giorno. Le nostre 5 modalità sono adatte a tutte le esigenze. La modalità Clean, per un'eccezionale pulizia quotidiana, Gum Care, per massaggiare delicatamente le gengive, Polish, per illuminare il tuo sorriso, Sensitive, per una pulizia delicata ma efficace delle gengive sensibili e White, la modalità ideale per rimuovere le macchie superficiali.

### Puoi dire addio alla placca



Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

## Specifiche

### Assorbimento

**Voltaggio:** Caricatore multitenensione

### Specifiche tecniche

**Batteria:** Ricaricabile

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

**Tempo di carica:** 24 ore per una ricarica completa

### Aspetto e rifiniture

**Colore:** Bianco con rilievi grigi

### Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

### Facilità d'uso

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Display:** Display illuminato

**Indicatore di stato della batteria:** I LED sul manico mostrano il livello di ricarica

**Sistema con testine:** Testine ad aggancio semplice

**Beccuccio:** Aggancio e sgancio semplice

### Accessori inclusi

**Custodia da viaggio:** Caricatore da viaggio USB

**Caricabatterie:** 1

**Testine:** 1 DiamondClean standard

**Manico:** 1 DiamondClean

**Caricatore in vetro:** 1

**Manico AirFloss Ultra:** 1

**Beccuccio:** 1

### Prestazioni di pulizia

**Prestazioni:** Rimuove fino al 99,9% di placca\*\*

**Velocità:** Fino a 62000 movimenti/min

**Benefici per la salute:** Pulizia di tutta la bocca in 60 secondi, Migliora la salute delle gengive in sole 2 settimane\*

**Risultati dimostrati:** Efficacia pari al filo interdentale, per migliorare la salute delle gengive, per ridurre la placca, per ridurre il sanguinamento delle gengive

**Impostazioni personalizzabili:** Getto automatico o manuale, Frequenza del getto singola/doppia/tripla\*\*\*

**Timer:** Quadpacer e SmarTimer

**Effetto denti più bianchi:** Denti 2 volte più bianchi\*

**Per risultati ottimali:** Sostituire il beccuccio ogni 6 mesi

### Modalità

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Gum Care:** Massaggia delicatamente le gengive

**Bianco:** Rimuove le macchie superficiali

**Polacco:** Per pulire i denti e renderli brillanti

**Sensitive:** Pulizia delicata di denti e gengive



\* o sarai rimborsato

\*\* se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori dettagli.

\*\*\* Dalle aree trattate; in uno studio di laboratorio. I risultati effettivi possono variare