

PHILIPS

sonicare



AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

Stacja do napełniania i ładowania

2 końcówki

1 fabrycznie zamont. ładowarka podróżna

Automatyczne napełnianie i ładowanie



HX8462/01

Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach*

Alternatywa dla nici dentystycznych

Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, urządzenie AirFloss Ultra**** to najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Urządzenia AirFloss Ultra można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Badania kliniczne dowiodły, że poprawia ono zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.**

Improves oral health

- Poprawa zdrowia dziąseł taka jak przy stosowaniu nici dentystycznych — potwierdzone klinicznie**
- Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***
- Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami

Superior technology

- Końcówka o wysokiej wydajności
- Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki
- Trzy regulowane ustawienia strumienia

The easiest way to effectively clean between teeth

- Wystarczy 60 sekund: skieruj, naciśnij, wyczyść!
- Łatwy sposób na wykształcenie zdrowego nawyku
- Zawsze gotowy do użytku
- Świeżość i czystość dzięki płukaniu jamy ustnej

Zalety

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej




AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach***.

Technologia wykorzystująca mikrokropelki



Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.

Wspiera zdrowie dziąseł



Badania kliniczne dowiodły, że urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra poprawia zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.** Poprawa zdrowia dziąseł następuje już po dwóch tygodniach.

Czyszczenie w zaledwie 60 sekund



Urządzenie AirFloss Ultra pozwala wyczyścić całą jamę ustną w czasie krótszym niż 60 sekund dziennie. Wystarczy wybrać tryb pracy strumienia (pojedynczy, podwójny lub potrójny) i przytrzymać przycisk aktywacyjny, aby uzyskać ciągle strumienie w trybie automatycznym. Można również korzystać z ręcznego aktywowania strumienia poprzez każdorazowe naciśnięcie przycisku aktywacyjnego.

Świeżość i czystość dzięki płukaniu jamy ustnej



Stosowanie płynu do płukania jamy ustnej zamiast wody zapewnia maksymalną świeżość i ochronę antybakteryjną.

Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków



Urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra delikatnie rozbija i wypłukuje płytkę nazębną, którą szczoteczka mogła ominąć, pomagając zapobiegać powstawaniu próchnicy w przestrzeniach międzyzębowych.


Końcówka o wysokiej wydajności



Nowa dysza AirFloss Ultra o wysokiej wydajności wzmacnia działanie technologii wykorzystującej powietrze i mikrokropelki płynu, aby zapewnić wyjątkową skuteczność.

Zalety

Trzy tryby pracy strumienia




Wydajny strumień dyszy AirFloss Ultra można dostosować do swoich upodobań, uzyskując pojedynczy, podwójny lub potrójny wystrzał strumienia po każdym naciśnięciu przycisku aktywacyjnego.

Zawsze gotowy do użytku



Stacja do napełniania i ładowania automatycznie napełnia zbiornik na ręczce w czasie krótszym niż 10 sekund, utrzymując przy tym urządzenie w stanie naładowania. Płyn jest uzupełniany w ilości wystarczającej na 2 tygodnie zabiegów.

Łatwy początek zdrowego nawyku



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss Ultra stanowi łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, dzięki czemu pomaga wyrobić zdrowy nawyk.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas ładowania: Na pełne naładowanie wystarczą 24 godziny

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały z szarymi akcentami

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wskaźnik akumulatora: Wskaźniki LED rączki pokazują poziom naładowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Żywotność akumulatora: 1–3 tygodni*****

Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Stacja do napełniania i ładowania: 1

Drzwiczki Extra AirFloss Ultra: 1

Rączka AirFloss Ultra: 1

Końcówka AirFloss Ultra: 2

Skuteczność czyszczenia

Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki nazębnej**

Korzyści dla zdrowia: Poprawia zdrowie dziąseł w 2 tygodnie*, Czyści jamę ustną w 60 sekund

Rezultaty potwierdzone badaniami klinicznymi:

Równie jak skuteczny jak nici dentystyczne, w poprawie zdrowia dziąseł, w ograniczaniu krwawienia z dziąseł, w redukcji płytki nazębnej

Regulowane ustawienia: Automatyczne lub ręczne uwalnianie strumienia, Pojedynczy, podwójny, potrójny strumień*

Dla najlepszych rezultatów: Końcówkę wymieniaj co 6 miesięcy



* w przeciwnym razie zwracamy pieniądze

** U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej informacji na karcie Pomoc techniczna.

*** Z obszarów, które czyszczone przy jego użyciu; w badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty mogą się różnić

**** Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.

***** w zależności od użytego trybu pracy strumienia