

PHILIPS

sonicare

Прибор для чистки
межзубных промежутков

AirFloss Pro/Ultra

с DiamondClean 9000

с 1 насадкой и 1 чистящей
насадкой

Зарядный стакан, дорожный
футляр



HX8494/03

Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

Улучшает состояние полости рта

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**
- Удаляет до 99,9 % налета***
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

Обеспечивает тщательное очищение

- Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки
- Персонализированная чистка зубов
- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

Технология высшего качества

- Высокоэффективная насадка
- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Простой способ развить здоровую привычку
- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

Основные особенности

Удаляет до 99,9 % налета




AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

Технология использования мельчайших капель воды



Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.


Развивать здоровые привычки — это легко



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко

сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

Помогает предотвратить развитие кариеса



Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

Высокоэффективная насадка



Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

Основные особенности

4 режима, 3 уровня интенсивности



DiamondClean 9000 располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка+) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+ (Осветление+) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка+)

подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.


Технология Philips Sonicare



Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. Результат

чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

Удаляет до 10 раз больше налета*



Будьте уверены в тщательной чистке зубов с чистящей насадкой C3 Premium Plaque Control. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.

Характеристики

Мощность

Напряжение: Универсальное зарядное устройство

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

Дизайн и отделка

Цвет: Черный

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

Дисплей: Дисплей с подсветкой

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Индикатор батареи: Светодиодные

индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора

Насадки: Легко фиксируются и снимаются

В комплекте

Насадки: C3 Premium Plaque Control, 1 шт.

Дорожный футляр: Дорожное зарядное устройство USB

Ручка: 1 DiamondClean 9000

Зарядное устройство: 1

Стакан с зарядной базой: 1

AirFloss Ultra: 1

Насадка-концентратор: 1

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Очищение полости рта за 60 секунд, Улучшение состояния десен за 2 недели*

Высокое качество: Удаляет до 99,9 % налета**

Клинически доказанные результаты:

Результаты столь же эффективны, как и при

использовании зубной нити; для улучшения состояния десен; для предотвращения образования налета; для уменьшения кровоточивости;

Настраиваемые режимы: Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления***

Таймер: Функции Quadpacer и SmartTimer

Эффект осветления: Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*

Для максимального эффекта: Меняйте насадки каждые 6 месяцев

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Для эффективной тщательной чистки

Gum Health: Особый уход за коренными зубами

White+ (Осветление+): Для удаления поверхностных потемнений эмали



* или вам вернут деньги

** при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

*** На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных