

# PHILIPS

## sonicare

### AirFloss Pro/Ultra - nettoyage interdentaire

w/6100 ProtectiveClean manche

1 buse

1 tête de brosse



HX8492/72

## Des gencives plus saines en 2 semaines garanties\*

Conçu pour les personnes utilisant de la soie dentaire de façon irrégulière

Pour les personnes utilisant de la soie dentaire de façon irrégulière, le AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* est la façon la plus simple de nettoyer les zones interdentaires. Le AirFloss Pro/Ultra peut être utilisé avec du rince-bouche ou de l'eau et des essais cliniques ont démontré qu'il est aussi efficace que la soie dentaire pour la santé des gencives.\*\*

#### Améliore la santé bucco-dentaire

- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.\*\*
- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\*\*\*
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires

#### Assure un nettoyage optimal

- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Trois modes, trois niveaux d'intensité

#### Technologie avancée

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Canule haute performance
- Réglages personnalisables triple jet

#### Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

- Nettoie en 60 secondes seulement : visez, appuyez, nettoyez
- L'assurance quotidienne d'une bouche fraîche et propre
- Pour prendre facilement de bonnes habitudes

# Caractéristiques

## Dites adieu à la plaque dentaire



Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

## Un brossage personnalisé




Cette brosse à dents vous permet de personnaliser votre brossage grâce à un choix entre trois modes et trois intensités. Le mode Clean est le mode standard pour un nettoyage impeccable. Le mode White est idéal pour éliminer les taches en surface. Le mode Gum Care ajoute une minute à puissance réduite au brossage, pour un massage en douceur des gencives. L'ordre des trois intensités, de maximum à minimum, peut être modifié de gauche à droite.

## Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.\*\*\*

## Technologie de micro-gouttelettes



Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

## Prenez facilement de bonnes habitudes



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.

## Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.\*\* Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

## Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, vous nettoyez la totalité de votre bouche en moins de 60 secondes par jour. Il vous suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple). Maintenez le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou appuyez ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

## Aide à réduire les caries



En éliminant en douceur la plaque dentaire oubliée lors du brossage, AirFloss Ultra de Philips Sonicare aide à prévenir la formation de caries entre les espaces interdentaires.


# Caractéristiques

## Canule haute performance



La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

## Personnalisation triple jet



Personnalisez le puissant jet de votre AirFloss Ultra selon vos préférences, en optant pour des jets simples, doubles ou triples à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation.

## Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche



Versez du bain de bouche ou de l'eau dans le réservoir du manche, positionnez la pointe de guidage, et appuyez sur le bouton. Utilisez du bain de bouche pour une fraîcheur ultime associée à une action anti-microbienne.

# Spécifications

## Alimentation

**Tension:** Chargeur multitension

## Spécificités techniques

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium ION

**Temps de charge:** Charge complète en 24 heures

## Design et finition

**Couleur:** Blanc avec des touches de gris

## Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Indicateur d'autonomie:** LED sur le manche indiquant le niveau de charge

**Fixation de la canule:** Se clipse et se déclipse facilement

**Autonomie de la batterie:** 1 à 3 semaines\*\*\*\*\*

## Accessoires inclus

**Housse de voyage:** Étui de transport souple

**Manche:** 1 ProtectiveClean

**Têtes de brosse:** 1 W2 Optimal White

**Chargeur:** 1

**Manche AirFloss Ultra:** 1

**Canule AirFloss Ultra:** 1

## Performances de brossage

**Bénéfices santé:** Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes, Des gencives plus saines en 2 semaines\*

**Performances:** Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\*\*

**Résultats cliniquement prouvés:** Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour une réduction de la plaque dentaire, pour réduire le saignement des gencives

**Réglages personnalisables:** Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple\*\*\*

**Efficacité blancheur:** Effet blancheur 2 fois plus

efficace\*

**Pour des résultats optimaux:** Remplacer la canule tous les 6 mois

## Modes

**3 réglages d'intensité:** Faible, Moyen, Fort

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**Gum Care:** Masse les gencives en douceur

**White:** Élimine les taches à la surface des dents

## Sélection des modes BrushSync

**C2 Optimal Plaque Defense:** Sélection du mode Clean

**G2 Optimal Gum Care:** Sélection du mode Gum Care

**W DiamondClean:** Sélection du mode White

## Technologie de capteur intelligent

**Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™:** Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

**Technologie BrushSync:** Connecte le manche intelligent à, la tête de brosse intelligente



\* ou vous serez remboursé.

\*\* Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et un rinçage-bouche antimicrobien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée; AirFloss a été conçu pour aider les personnes utilisant la soie dentaire de façon irrégulière à adopter une routine de nettoyage interdentaire saine au quotidien. Veuillez consulter les Q et R sous l'onglet Soutien pour plus de détails.

\*\*\* Dans les zones traitées; en étude de laboratoire, les résultats réels dans la bouche peuvent varier

\*\*\*\* AirFloss Ultra et Pro sont les mêmes produits mais peuvent être nommés différemment selon le pays et le canal.

\*\*\*\*\* en fonction du réglage de jet utilisé