

PHILIPS

sonicare

Nettoyage profond et en douceur

10 fois plus de plaque éliminée et des gencives plus saines*

Grâce à FlexCare Platinum, même le nettoyage le plus profond se fait en douceur pour protéger vos dents et vos gencives. La tête de brosse AdaptiveClean et le capteur de pression intuitif vous permettent de bénéficier d'une élimination de la plaque maximale tout en préservant votre bouche, quel que soit le type de brossage adopté.

Vous aide à respecter les recommandations de brossage

- Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort
- Minuteurs pour encourager un brossage rigoureux
- Éliminez les bactéries avec l'assainisseur UV pour tête de brosse

Permet un brossage personnalisé

- Trois réglages d'intensité et trois modes de nettoyage
- Nouveau mode Deep Clean pour les zones difficiles

Le brossage en profondeur de Philips Sonicare

- Technologie de nettoyage AdaptiveClean, pour un nettoyage en profondeur tout en douceur
- Suit le contour de vos dents et de vos gencives pour un nettoyage en profondeur
- Une action de nettoyage dynamique pour une meilleure santé bucco-dentaire

Adapté à votre mode de vie

- Coffret de voyage et batterie à autonomie prolongée
- Coffret et chargeur de voyage pratiques

Brosse à dents
sonique électrique

FlexCare Platinum

3 modes, 3 niveaux d'intensité

2 têtes de brosse

Avec capteur de pression

Assainisseur de tête de brosse UV



HX9172/15

Caractéristiques

Un brossage en profondeur, quelle que soit votre technique



Corrigez facilement vos mauvaises habitudes grâce à la FlexCare Platinum nouvelle génération. Grâce à la tête de brosse innovante AdaptiveClean et au capteur de pression intuitif, même les zones difficiles d'accès deviennent simples à nettoyer. Les brins de la tête de brosse AdaptiveClean suivent le contour de vos dents et de vos gencives, afin d'obtenir jusqu'à 4 fois plus de surface de contact** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire. Si vous vous brossez les dents trop fort, le capteur de pression transmet de légères vibrations au manche, afin de vous inciter à exercer moins de pression sur vos gencives, tout en éliminant efficacement la plaque dentaire.


Tête de brosse AdaptiveClean



L'AdaptiveClean est la seule tête de brosse à dents électrique capable de suivre la forme exacte de vos dents et de vos gencives. Avec ses bords doux et souples en caoutchouc, elle épouse chaque contour. Avec 4 fois plus de surface de contact, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire le long des gencives et entre les dents. Elle absorbe la pression excessive


que vous pourriez exercer le long des gencives, ce qui vous permet de les préserver, quelle que soit votre technique de brossage.

Capteur de pression



Vous ne réalisez pas forcément que vous vous brossez les dents trop fort, mais la brosse à dents FlexCare Platinum vous préviendra. Si vous exercez une pression trop élevée, le capteur de pression intuitif fait vibrer doucement le manche de la brosse à dents, pour que vous sachiez exactement quelle pression exercer. Des études ont démontré que 7 brosseurs « agressifs » sur 10 réussissaient à réduire leur pression de brossage grâce au capteur de pression.

Une expérience de brossage personnalisée



Avec ses trois réglages d'intensité et trois modes de nettoyage, la FlexCare Platinum offre un confort optimal, pour un nettoyage en profondeur. Si vous devez porter une attention particulière aux zones difficiles, le mode Deep Clean 3 minutes offre des résultats exceptionnels. Utilisez le mode Clean pour un nettoyage quotidien impeccable, ou le mode

White pour éliminer les taches. Optez pour une intensité basse, moyenne ou élevée en fonction de vos préférences personnelles.

Mode Deep Clean



Notre nouveau mode Deep Clean offre un brossage exceptionnel dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement unique de la tête de brosse dans ce mode associé à une longue durée de brossage de 3 minutes font de ce mode le choix idéal si vous souhaitez porter une attention particulière aux zones difficiles.

Technologie Sonique



Réalisant plus de 31 000 mouvements par minute, la FlexCare Platinum nouvelle génération procure un nettoyage optimal, visible et perceptible. Le mouvement de nettoyage dynamique de notre technologie sonique conduit les fluides en profondeur dans les espaces interdentaires et le long de la gencive. La brosse FlexCare Platinum masse doucement les gencives, afin de stimuler la circulation sanguine et de faciliter l'élimination de la plaque dentaire. Le nettoyage est doux et efficace, avec des résultats cliniquement prouvés.


Caractéristiques

Assainisseur UV



Maintenez votre tête de brosse totalement propre grâce à la technologie d'assainissement UV de Philips. L'assainisseur UV accompagnant votre brosse à dents sonique FlexCare Platinum est spécialement conçu pour permettre l'élimination des bactéries sur les têtes de brosse. L'assainisseur répartit les rayons assainissants sur toute la partie supérieure de la tête de brosse, contribuant ainsi à éliminer 99 % des bactéries.

Quadpacer et SmarTimer



La FlexCare Platinum propose deux minuteurs pour encourager un brossage rigoureux. Le minuteur d'intervalles Quadpacer prévient lorsqu'il est temps de passer à une nouvelle zone de la bouche, tandis que le minuteur SmarTimer vous aide à atteindre le temps de brossage de deux minutes recommandé par les dentistes.

Coffret et chargeur de voyage



Emmenez votre FlexCare Platinum partout avec vous grâce au coffret et chargeur de voyage compacts.

Adapté à votre mode de vie



Notre coffret de voyage haut de gamme vous permet de ranger votre brosse à dents de manière hygiénique, tandis que notre chargeur de voyage compact maintient son autonomie lors de vos déplacements. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, pour que vos voyages ne vous privent pas de cette sensation de fraîcheur.

Spécifications

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Gris platinum

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines***

Accessoires inclus

Manches: 1 FlexCare Platinum

Housse de voyage: 1

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Chargeur: 1

Assainisseur UV: 1

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Capteur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Aide à éliminer naturellement les taches

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Fort, Faible, Moyen

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur revigorant

White: Élimine les taches à la surface des dents

