

PHILIPS

sonicare



Hydropulseur

Power Flosser 7000

Technologie Quad Stream

Moteur ultrasilencieux

Pulse Wave pour guider le nettoyage



HX3911/30

La soie dentaire, réinventée. Avec la technologie Quad Stream

Jusqu'à 180 % plus efficace pour obtenir des gencives saines*

Le Philips Sonicare Power Flosser réinvente la soie dentaire. Son jet d'eau en forme de X procure un nettoyage doux et efficace entre les dents et le long des gencives. Exceptionnellement propre; exceptionnellement simple.

Un nettoyage sans effort grâce à une technologie sophistiquée

- Réservoir de 600 ml facile à remplir
- Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace
- Une canule standard pour un nettoyage classique
- La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents
- Canule Comfort pour les gencives sensibles
- Aussi silencieux qu'un chuchotis, pour d'excellents résultats sans déranger les autres
- Canule Quad Stream pour une couverture maximale
- Station de charge magnétique pratique avec arrêt automatique
- Étui de canule compact

Une personnalisation facile en fonction de vos besoins

- 4 modes de nettoyage interdentaire, 10 intensités

Caractéristiques

Couvre plus de surface, sans effort



Les jets d'eau croisés couvrent une plus grande surface, pour un nettoyage plus rapide et plus poussé qu'un fil dentaire. Sans effort.

Vous guide le long des dents



Les légères impulsions du jet d'eau vous guident le long des dents pour que vous ne manquiez aucune zone.

Design silencieux



Conçu pour un nettoyage discret, il vous permet d'obtenir d'excellents résultats sans déranger les autres.

4 modes, 10 réglages d'intensité




Profitez d'un nettoyage adapté à vos besoins. Le mode Clean utilise un débit d'eau continu pour un nettoyage quotidien efficace ; le mode Deep Clean utilise des jets distincts pour un nettoyage en profondeur ; le mode Sensitive est très doux pour les gencives sensibles ; le mode Massage apaise et stimule les gencives. Réglez l'intensité à votre guise en suivant les instructions sur l'affichage LED.

Canule F3 Quad Stream




Pour une couverture maximale et un nettoyage impeccable, utilisez la canule Quad Stream. Elle concentre l'eau en quatre larges jets qu'elle envoie entre les dents et le long des gencives. Le guide en caoutchouc souple respecte les gencives et chaque canule se clipse et se déclipse en toute simplicité.

Canule F2 Comfort



Vos gencives sont sensibles et vous souhaitez en prendre soin ? Clipsez la canule Comfort et guidez délicatement la pointe en caoutchouc souple le long de vos gencives.

Canule F1 Standard



Utilisez la canule standard pour un nettoyage classique. Son jet d'eau simple élimine les débris et nettoie parfaitement entre les dents.

Station de charge magnétique avec arrêt automatique



Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de replacer la poignée sur la station de charge magnétique pratique. La poignée passe automatiquement de l'état Pause à Arrêt.

Réservoir de 600 ml



Le réservoir de 600 ml, avec son capuchon à ouverture facile, contient suffisamment d'eau pour une utilisation. Pour recharger, il vous suffit de le soulever, de le remplir et de le refermer.

Étui de canule compact

Rangez les canules supplémentaires de manière hygiénique dans notre étui compact et élégant.

Spécifications

Alimentation

Tension: Chargeur multi-tension

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Performances

Nettoyage: Nettoie entièrement la bouche en 60 à 90 secondes

Accessoires inclus

Canule F1 Standard: 1

Canule F3 Quad Stream: 1

Canule F2 Comfort: 1

Power Flosser: 1

Coffret de rangement de la canule: 1

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Massage: Massage revigorant

Intensités: 10

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

Bénéfices santé

Élimination de la plaque dentaire: Jusqu'à 3 fois plus efficace**, Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

Santé des gencives: Jusqu'à 180 % plus efficace*



* par rapport à la soie dentaire. Lorsque les patients atteints de gingivite modérée à sévère l'utilisent avec l'embout Quad Stream réglé au niveau 8 et une brosse à dents manuelle plutôt que d'utiliser de la soie dentaire et une brosse à dents manuelle

** lorsque les patients atteints de gingivite modérée à sévère l'utilisent avec l'embout Quad Stream réglé au niveau 8 et une brosse à dents manuelle plutôt que d'utiliser de la soie dentaire et une brosse à dents manuelle

*** résultats d'une étude en laboratoire. Les résultats en bouche peuvent varier.