

PHILIPS

sonicare



Ładowany irygator

AirFloss

1 końcówka w zestawie



HX8221/02

Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.

Usuwanie płytki nazębnej tam, gdzie szczoteczka nie dociera

Urządzenie AirFloss to łatwy sposób na rozpoczęcie czyszczenia przestrzeni między zębami dla osób, które nie używają systematycznie nici dentystycznych. Urządzenia AirFloss można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Jest ono wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki, która pomaga usunąć płytkę nazębną w trudno dostępnych miejscach.

Improves oral health

- Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie
- Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami
- Usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów*

Achieve a 30-second clean

- Czyszczenie całej jamy ustnej w 30 sekund
- Skieruj. Naciśnij. Wyczyść!

Easy to use


- Skuteczna technologia czyszcząca — wystarczy dotknąć
- Końcówka z naprowadzaniem ułatwiająca prawidłowe ustawienie
- Wygodna, ergonomiczna rączka

Helps build a healthy habit

- Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami

Zalety

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki




Urządzenie AirFloss jest wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki. Urządzenie czyści przestrzeń między zębami, emitując strumień powietrza pod ciśnieniem wraz z wodą lub płynem do płukania jamy ustnej. Wystarczy dotknąć przycisku aktywacyjnego — to proste jak kliknięcie myszką.

30-sekundowy program czyszczenia



Urządzenie AirFloss pozwala wyczyścić całą jamę ustną w zaledwie 30 sekund. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby uruchomić raz irygator, a następnie przejść dalej i powtórzyć proces. Aby skorzystać z nowej funkcji automatycznego strumienia, przytrzymaj przycisk i przesuwaj końcówkę z naprowadzaniem od jednej przestrzeni do drugiej. Urządzenie będzie automatycznie uruchamiać funkcję irygacji co sekundę.

Wspiera zdrowie dziąseł



Badania dowiodły, że urządzenie Sonicare AirFloss poprawia zdrowie dziąseł już w 2 tygodnie.

Łatwy do napełniania zbiornik



Napełnij zbiornik na ręczce płynem do płukania ust lub wodą, a następnie nakieruj urządzenie we właściwe miejsce i naciśnij przycisk. Zbiornik pomieści dość płynu na maksymalnie dwa użycia.

Końcówka z naprowadzaniem




Wąska końcówka z naprowadzeniem ułatwia określenie prawidłowego ustawienia. Wystarczy przesunąć ją wzdłuż powierzchni zębów w pobliżu dziąseł, aż końcówka znajdzie się w rowku między zębami.

Ergonomiczny uchwyt



Rączka urządzenia AirFloss, zaprojektowana z myślą o łatwym przesuwaniu w trudno dostępnych miejscach, ma ergonomiczny kształt i antypoślizgowe wykończenie.

Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków




Urządzenie Sonicare AirFloss delikatnie wypłukuje płytkę nazębną, która może pozostać między zębami po szczotkowaniu, pomagając zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami.

Usuwa więcej płytki nazębnej



Czyszczenie przestrzeni między zębami ma duży wpływ na zdrowie jamy ustnej. Urządzenie Sonicare AirFloss jest wyposażone w technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki, która pomaga usuwać do 5 razy więcej płytki nazębnej pomiędzy zębów niż samo szczotkowanie zwykłą szczoteczką.

Łatwy początek



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss, stanowiące łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, pozwala wyrobić zdrowy nawyk. Po trzech miesiącach korzystania z urządzenia AirFloss 96% osób, które nieregularnie korzystały z nici dentystycznych, w dalszym ciągu korzysta z urządzenia AirFloss co najmniej cztery razy w tygodniu.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas działania: Końcówkę wymieniaj co 6 miesięcy

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas ładowania: Na pełne naładowanie wystarczą 24 godziny

Stylizyka i wykończenie

Kolor: Różowy

Kolor dyszy: Różowa z białą końcówką

Łatwość użytkowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Miganie oznacza niski poziom naładowania akumulatora

Żywotność akumulatora: Do 3 tygodni po pełnym naładowaniu

Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Elementy zestawu

Ładowarka: 1 wielonapięciowa ładowarka

Końcówka AirFloss: 1

Stojak na dysze: 1

Skuteczność czyszczenia

Końcówki: Dla najlepszych rezultatów wymieniaj końcówkę co 6 miesięcy

Wydajność: Usuwanie do 5 razy więcej płytki nazębnej*

Funkcja automatycznego strumienia:

Czyszczenie jamy ustnej w 30 sekund

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

