

# PHILIPS

## sonicare



Irrigador oral

Power Flosser 3000

Tecnologia Quad Stream

Design silencioso

As ondas de pulso guiam à medida que avança



HX3711

## Até 180% mais eficaz para gengivas mais saudáveis\*

### Uma limpeza profunda e sem esforço

Desfrute de uma limpeza profunda e sem esforço entre os dentes e melhore a saúde das gengivas. A nossa tecnologia Quad Stream ajuda-o a cobrir mais área com menos esforço, enquanto a tecnologia Pulse Wave o guia suavemente de um dente para o outro. Fácil.

#### Uma limpeza sem esforço com tecnologia avançada

- Reservatório de 550 ml fácil de encher
- Tecnologia Quad Stream para uma utilização de fio dentário mais rápida e eficaz
- Escova padrão para uma limpeza regular
- A tecnologia Pulse Wave orienta de dente para dente
- Silencioso para resultados excelentes sem perturbar outras pessoas
- Escova Quad Stream para uma cobertura máxima

#### Personalize facilmente de acordo com as suas necessidades

- 2 modos de utilização de fio dentário, 10 intensidades


# Power Flosser 3000

Irrigador oral

HX3711/20


## Destaques

### Mais cobertura, sem esforço



As correntes de água em forma de X cobrem uma superfície maior para uma limpeza mais rápida e profunda em comparação com o fio dentário manual. Sem esforço.

### Guia de um dente para o outro



Os impulsos de água suaves guiam-no de um dente para o outro, para que não falhe nenhum.

### Design silencioso




Concebido para uma limpeza discreta, proporcionando excelentes resultados sem perturbar outras pessoas.

### 2 modos, 10 intensidades




Desfrute de uma limpeza adaptada às suas necessidades. O modo Clean utiliza um fluxo contínuo de água para uma limpeza diária excelente, enquanto o Deep Clean utiliza impulsos distintos para uma limpeza mais profunda. Sempre que precisar, ajuste a intensidade para o nível de conforto ideal.

### Escova padrão F1



Utilize o bocal padrão para uma limpeza regular. Utiliza um único fluxo de água para remover detritos e limpar profundamente entre os dentes.

### Escova Quad Stream F3



Para uma cobertura máxima e uma limpeza extra cuidada, utilize a escova Quad Stream para concentrar a água em quatro fluxos amplos entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. A guia de borracha macia é suave para as gengivas e cada escova encaixa e desencaixa facilmente.

### Reservatório de 550 ml



O reservatório de 550 ml tem capacidade para água suficiente para uma limpeza. Para reabastecer, basta levantar, encher e encaixar.

# Power Flosser 3000

Irrigador oral

HX3711/20

## Especificações

### Potência

**Voltagem:** Carregador multitensão

### Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

### Fácil de utilizar

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Acessório de escova:** Encaixa e desencaixa facilmente

### Performance

**Limpeza:** Limpa toda a boca em 60-90 seg

### Itens incluídos

Escova padrão F1: 1

Escova Quad Stream F3: 1

Power Flosser: 1

### Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excepcional

**Limpeza profunda+:** Para uma limpeza profunda revigorante

**Intensidades:** 10

### Benefícios para a saúde

**Saúde das gengivas:** Até 180% mais eficaz\*

**Remoção da placa dentária:** Até 3X como efetivo\*\*

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Data de publicação  
2025-07-10  
Versão: 5.5.1

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

EAN: 87 10103 94712 7

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* em comparação com o fio dental. Quando utilizado com a escova Quad Stream na velocidade 8 com uma escova de dentes manual em pacientes com gengivite moderada a grave em comparação com a utilização de uma escova de dentes manual com o fio dentário

\*\* como fio dentário ao remover placa bacteriana e ao longo da linha das gengivas quando utilizado com a ponta da Quad Stream na velocidade 8 com uma escova de dentes manual em pacientes com gengivite moderada a grave em comparação com a utilização de uma escova de dentes manual com o fio dentário.