

PHILIPS

sonicare



Электрическая звуковая зубная
щетка с приложением

DiamondClean Smart

Индивидуальные
рекомендации

Датчики, распознающие
чистящую насадку

Распознавание чистящей
насадки

4 режима, 3 уровня
интенсивности



HX9901/03

Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

Полноценный уход для уверенности в себе

DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Одна эффективная чистящая насадка позволяет заботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

Индивидуальные рекомендации в приложении для эффективной чистки

- Дает советы по чистке и обозначает пропущенные участки
- Указывает все пропущенные участки для полноценного ухода
- Уделяйте больше внимания проблемным местам
- Уведомляет о чрезмерном давлении
- Помогает сократить количество движений

Повысьте эффективность чистки зубов

- Чистящая насадка автоматически выбирает оптимальный режим
- Используйте возможности чистящей насадки по максимуму
- Выбор из 4 режимов и 3 уровней интенсивности


Основные особенности

Попрощайтесь с зубным налетом




Воспользуйтесь насадкой C3 Premium Plaque Control и оцените по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности*** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.

Вы не пропустите ни один участок




Приложение Philips Sonicare предлагает советы по достижению идеальной чистки и помогает тщательнее ухаживать за полостью рта.

Функция TouchUp



Если вы пропустите какой-либо участок, функция TouchUp укажет на него в приложении. Таким образом, вы очистите все поверхности зубов и будете уверены в результатах чистки.


Интеллектуальные напоминания о замене



Со временем чистящие насадки приходят в негодность и теряют эффективность удаления налета. Благодаря технологии распознавания чистящей насадки вы всегда будете знать, когда необходимо заменить насадку. Зубная щетка будет отслеживать продолжительность и интенсивность использования каждой насадки, и вы получите уведомление, когда придет время замены. Кроме того, через приложение Philips Sonicare можно


отслеживать срок службы чистящих насадок и даже заказывать новые — так что у вас всегда будет запас.

Целевые участки и постановка задач



Ваш стоматолог выявил проблемные места? Мы выделим их на 3D-карте полости рта в приложении и напомним, что этим участкам необходимо уделить больше внимания.


Вы слишком сильно давите на щетку?



DiamondClean Smart регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии кольцо светового индикатора на конце щетки начинает мигать. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.


Основные особенности

Это просто



Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас. Мы встроили в ручку датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, обеспечивая более бережный и эффективный уход.

Функция подключения BrushSync



Вы не знаете, какой нужно выбрать режим и уровень интенсивности? Это больше не проблема. Микропроцессор, встроенный в чистящую насадку, передаст данные о типе насадки на щетку DiamondClean Smart. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для бережного и качественного ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать на кнопку питания.

4 режима, 3 уровня интенсивности



DiamondClean Smart обеспечивает полноценный уход за полостью рта. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 4 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White+ (Осветление+) для удаления потемнений, Deep Clean+ (Глубокая чистка+) для эффективной тщательной чистки, Gum Health (Здоровые десны) для бережной чистки вдоль линии десен.

Характеристики

Подключения

Беспроводная технология Bluetooth®:
Обучающее приложение

Мощность

Напряжение: 110—220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней*****
Батарея: Перезарядка
Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Белый

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Совместимость

Совместимость с ОС Android: Телефоны на базе ОС Android, Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0
Совместимость с ОС iOS: iPad 3-го или более высокого поколения, iPhone 4S или более поздней версии, с iOS7 или более поздней версией

Удобство использования

Дисплей: Дисплей с подсветкой
Ручка: Изящный эргономичный дизайн
Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
Распознавание чистящей насадки: Подбор оптимального режима
Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Насадки: C3 Premium Plaque Control, 1 шт.
Ручка: DiamondClean Smart, 1 шт.
Стакан с зарядной базой: 1
База для зарядки: 1

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту
Польза для здоровья: Улучшает состояние десен
Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*
Таймер: BrushPacer и SmarTimer
Оценка силы нажатия: Световое кольцо загорается фиолетовым светом, Ручка

вибрирует, предупреждая пользователя
Функция TouchUp: Обеспечивает 100%-й охват

Режимы

3 уровня интенсивности: Низкий, Средняя, Высокий
Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Для эффективной тщательной чистки
Gum Health: Особый уход за коренными зубами
White+ (Осветление+): Для удаления поверхностных потемнений эмали

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
Датчик местоположения: Отслеживает прогресс и помогает не пропускать участки
Датчик чрезмерных движений: Помогает совершать меньше чистящих движений
3D-карта полости рта: Указывает на проблемные участки
Функция TouchUp: Помогает не пропустить ни один участок

