

PHILIPS

sonicare



Rent mellan tänderna
på 30 sekunder

AirFloss

Rosa, med 1 munstycke



HX8221/02

Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

Tar bort plack där borsten inte kommer åt

För dem som inte använder tandtråd regelbundet är AirFloss ett enkelt alternativ för rengöring mellan tänderna. AirFloss kan användas med munvatten eller vatten och använder unik teknik med lufttryck och mikrovattendroppar för att ta bort plack på svåråtkomliga ställen.

Improves oral health

- Ger ett friskare tandkött på bara två veckor
- Hjälper till att förhindra hål i tänderna där det är svårt att komma åt
- Tar bort upp till fem gånger mer plack mellan tänderna*

Achieve a 30-second clean

- Rengör hela munnen på bara 30 sekunder
- Rikta. Tryck. Ren!

Easy to use


- Teknik som rengör med en knapptryckning
- Orienteringsänden garanterar korrekt placering
- Bekvämt ergonomiskt handtag

Helps build a healthy habit

- Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

Funktioner

Luft- och mikrodropptechnik




I AirFloss används unik luft- och mikrodropptechnik som ger en spray av tryckluft och vatten eller munvatten mellan tänderna. Det är lika enkelt som ett musklick att använda aktiveringsknappen.

Ren på 30 sekunder



Med AirFloss tar det bara 30 sekunder att rengöra hela munnen. Tryck bara på knappen en gång för en enda sprayning, flytta sedan apparaten och upprepa. För att använda den nya autosprayfunktionen håller du ned knappen och flyttar orienteringsändan från utrymme till utrymme. Det kommer automatiskt en sprayning i sekunden.

Friskare tandkött



Kliniska tester visar att Sonicare AirFloss ger ett friskare tandkött på bara två veckor.

Enkel påfyllningsbehållare




Fyll behållaren på handtaget med antingen tandskölj eller vatten för en uppfriskande rengöring, rikta och tryck av. Behållaren innehåller tillräckligt med vätska för upp till två användningar.

Spets




Det smala vinklade munstycket och orienteringsändan gör det lätt att placera den korrekt. Dra änden längs med tandytan nära tandköttskanten tills änden passar in i skåran mellan tänderna.

Ergonomiskt handtag



AirFloss har utformats för att komma åt i trånga utrymmen och har ett bekvämt ergonomiskt handtag och ett halkfritt grepp.

Hjälper till att förhindra hål




Genom att försiktigt spraya bort plack som missades vid tandborstningen hjälper Sonicare AirFloss till med att förhindra att hål uppkommer på svåråtkomliga ställen i dina tänder.

Tar bort mer plack



Rengöring mellan tänderna är en viktig del av din munhälsa. I Sonicare AirFloss används luft- och mikrodropptechnik för att ta bort upp till fem gånger mer plack mellan tänderna än om du bara använder en manuell tandborste.

Ett enkelt sätt att börja



Interproximal rengöring är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 % av personerna som användar tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan.

Specifikationer

Effekt

Spänning: Flerspänningsladdare

Tekniska specifikationer

Drifttid: Byt munstycke två gånger per år

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Laddningstid: 24 timmar till full laddning

Design och finish

Färg: Rosa

Färg på munstycket: Rosa med vit spets

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Batteriindikator: Blinkningar anger en låg batterinivå

Batteriets livslängd: Upp till 3 veckor när det är fulladdat

Munstycke: Lätt att fästa och ta bort

Medföljande tillbehör

Laddare: En flerspänningsladdare

AirFloss-munstycke: 1

Munstyckeshållare: 1

Rengöringsprestanda

Hälsöfördelar: Förbättrar munhälsan på bara två veckor

Munstycken: Byt var sjätte månad för bästa resultat

Automatisk sprayfunktion: Rengör hela munnen på 30 sekunder

Prestanda: Tar bort upp till 5 gånger mer plack

