

PHILIPS

sonicare

AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

avec brosse à dents
DiamondClean

contient 1 canule et 1 tête de
brosse

Verre de charge, coffret de
voyage



HX8491/03

Des gencives plus saines en 2 semaines

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra**** est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.**

Améliore la santé bucco-dentaire

- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.**
- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires
- Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches
- Conçue pour optimiser le mouvement sonore

Technologie avancée

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Canule haute performance
- Réglages personnalisables triple jet

Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

- Nettoie en 60 secondes seulement : visez, appuyez, nettoyez
- Pour prendre facilement de bonnes habitudes

Points forts

Effet blancheur 2 fois plus efficace



Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.

Mouvement sonore optimisé



Les têtes de brosse Philips Sonicare sont un élément central de notre technologie pour parvenir à plus de 31 000 mouvements par minute en associant une grande fréquence et une grande amplitude. Notre technologie sonore inégalée transmet la puissance du manche jusqu'à la pointe de la tête de brosse. Le mouvement sonore produit une action de fluides dynamiques qui pousse le liquide entre les dents et le long de la gencive, pour un nettoyage doux et efficace à chaque fois.

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Technologie de micro-gouttelettes



Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Prenez facilement de bonnes habitudes



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.

Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.** Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, vous nettoyez la totalité de votre bouche en moins de 60 secondes par jour. Il vous suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple). Maintenez le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou appuyez ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

Aide à réduire les caries



En éliminant en douceur la plaque dentaire oubliée lors du brossage, AirFloss Ultra de Philips Sonicare aide à prévenir la formation de caries entre les espaces interdentaires.


Points forts

Canule haute performance




La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

Personnalisation triple jet



Personnalisez le puissant jet de votre AirFloss Ultra selon vos préférences, en optant pour des jets simples, doubles ou triples à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation.

Tête de brosse DiamondClean



Les têtes de brosse DiamondClean offrent les meilleures performances d'éclaircissement de la gamme Philips Sonicare. Elles sont dotées de brins implantés en forme de losange qui nettoient efficacement et en douceur les taches extrinsèques ainsi que la plaque dentaire. Les taches causées par le café, le thé, le vin rouge, les cigarettes et le tabac sont éliminées en seulement 1 semaine.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: Chargeur multitension

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Temps de charge: Charge complète en 24 heures

Design et finition

Couleur: Noire

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge

Manche: Design ergonomique ultracompact

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Autonomie de la batterie: 1 à 3 semaines*****

Accessoires inclus

Chargeur: 1

Têtes de brosse: 1 DiamondClean standard

Manche: 1 DiamondClean

Housse de voyage: Coffret de voyage USB

Verre de charge: 1

Manche AirFloss Ultra: 1

Canule AirFloss Ultra: 1

Performances de brossage

Bénéfices santé: Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes, Des gencives plus saines en 2 semaines*

Performances: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire**

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute

Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour une réduction de la plaque dentaire, pour réduire le saignement des gencives

Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple***

Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace*

Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Gum Care: Masse les gencives en douceur

White: Élimine les taches à la surface des dents

Polissage: Pour des dents éclatantes

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives



* Satisfait ou remboursé

** * Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

*** Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

**** Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

***** Selon le réglage du jet