

PHILIPS

sonicare



Міжзубний
очищувач

AirFloss Pro/Ultra

із зубною щіткою
DiamondClean 9000

з 1 насадкою та 1 насадкою для
щітки

Скляний зарядний пристрій,
футляр



HX8494/01

Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Ultra – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен.**

Покращує здоров'я ротової порожнини

- Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен**
- Видалення до 99,9% нальоту***
- Допомогає запобігти карієсним порожнинам між зубами

Забезпечує бездоганне чищення

- Персоналізоване чищення зубів
- Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно
- Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

Бездоганна технологія


- Високоєфективна насадка
- Технологія повітря та мікроструменя води

Найпростіший спосіб ефективного чищення між зубами

- Простий спосіб виробити здорову звичку
- Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!


Основні особливості

Видалення до 99,9% нальоту




AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***

Технологія мікроструменя води




Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

Виробити здорову звичку легко



Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров'я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.

Краще здоров'я ясен



Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров'я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров'я ясен всього за два тижні.

Допомагає запобігти карієсним порожнинам



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

Високоєфективна насадка



Нова високоєфективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

Очищення всього за 60 секунд



Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.

Основні особливості

4 режими, 3 рівні інтенсивності



DiamondClean 9000 має режими чищення, відбілювання, здоров'я ясен та ретельного чищення+ для задоволення ваших потреб чищення зубів. Режим чищення призначено для виняткового щоденного чищення, режим відбілювання+ для видалення плям, режим здоров'я ясен забезпечує обережне, але ефективне чищення ясен, а режим ретельного чищення+ забезпечує освіжаюче ретельне чищення. На вибір доступно три рівні

інтенсивності: високий рівень – для кращого чищення, низький рівень – для більш чутливих зубів.

Технологія Philips Sonicare



Потужні звукові коливання збивають зубну пасту в бульбашки і забивають їх глибоко між зубами та вздовж лінії ясен. 2-хвилинне чищення дорівнює ручному чищенню зубів протягом місяця.

Усуває до 10 разів більше нальоту*



Насадка для щітки C3 Premium Plaque Control забезпечує найретельніше чищення. М'які, гнучкі щетинки вигинаються навколо зубів, що забезпечує в 4 рази кращий контакт із поверхнею** та до 10 разів краще видалення нальоту з важкодоступних місць.

Специфікації

Потужність

Напруга: Зарядний пристрій для різної напруги

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Час заряджання: 24 години для повного заряду

Конструкція та покриття

Колір: Білий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатори на ручці відображають рівень заряду

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки

Дисплей: Дисплей із підсвіткою

Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається

Елементи в комплекті

Дорожній футляр: Дорожній зарядний пристрій USB

Ручка: 1 DiamondClean 9000

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Насадки для щітки: 1 C3 Premium Plaque Control

Скляний зарядний пристрій: 1

Ручка AirFloss Ultra: 1

Насадка: 1

Ефективність чищення

Переваги для здоров'я: Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд, Покращення здоров'я ясен за 2 тижні*

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Ефективність: Видалення до 99,9% нальоту**

Клінічно підтверджені результати: Такий же ефективний, як і зубна нитка, для покращення здоров'я ясен, для зменшення нальоту, для зменшення кровоточивості ясен

Власні налаштування: Автоматичний чи ручний режим подачі струменів, Одинарний, подвійний або потрійний струмінь***

Переваги відбілювання: Відбілювання зубів удвічі краще*

Таймер: QuadPacer та SmarTimer

Для кращих результатів: Заміняйте насадку кожні 6 місяців

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Ретельне чищення+: Для освіжаючого ретельного чищення

Здоров'я ясен: Особлива увага до корінних зубів

Відбілювання+: Для видалення поверхневих плям



* або відшкодування вартості товару

** * у разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім рівнем запалення ясен; іригатор AirFloss призначений допомогти непослідовним користувачам зубної нитки виробити здорову щоденну звичку для чищення міжзубних проміжків. Докладнішу інформацію шукайте у розділі «Питання та відповіді» у вкладці підтримки.

*** З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися