

PHILIPS

sonicare

AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

Con spazzolino DiamondClean

Con 1 beccuccio e 1 testina

Bicchieri di ricarica, custodia USB



HX8491/03

Gengive più sane in 2 settimane**

Progettato per chi non usa il filo interdentale

AirFloss Ultra**** è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. AirFloss Ultra può essere utilizzato con collutorio o con acqua. Test clinici ne confermano un'efficacia pari al filo interdentale. Ideale per chi non usa il filo regolarmente.**

Improves oral health

- Efficacia clinicamente testata pari al filo interdentale per la salute delle gengive**
- Rimuove fino al 99,9% della placca***
- Aiuta a prevenire la carie tra i denti
- Denti due volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale

Provides a superior clean

- Testina DiamondClean per ottenere i migliori risultati dal tuo spazzolino Sonicare
- Progettata per ottimizzare il movimento sonico

Superior technology

- Tecnologia ad aria e micro-gocce
- Beccuccio ad alte prestazioni
- Impostazioni personalizzabili fino a tre getti

The easiest way to effectively clean between teeth

- Impiega solo 60 secondi: punta, premi e pulisci!
- Un modo semplice per acquisire una sana abitudine

In evidenza

Denti 2 volte più bianchi



Lo spazzolino Philips Sonicare rende i denti 2 volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale in solo 1 settimana. Rimuove fino al 100% in più delle macchie per denti più bianchi in appena 1 settimana.

Movimento sonico ottimizzato




Le testine Philips Sonicare sono il punto di forza della nostra tecnologia ad alta frequenza e ampiezza, in quanto eseguono fino a 31.000 movimenti al minuto. L'innovativa tecnologia sonora parte dal manico fino ad arrivare alla testina, creando delle microbolle che, grazie a un'azione fluidodinamica, penetrano tra gli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale. Pulizia efficace e delicata, sempre.

Rimuove fino al 99,9% della placca*




AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.***

Tecnologia a micro-gocce




La nostra tecnologia combina aria e micro gocce di collutorio o acqua per una pulizia profonda ma delicata tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Acquisisci una sana abitudine in modo semplice



La pulizia interdentale è essenziale per la salute del cavo orale. AirFloss Ultra pulisce a fondo fra i denti, aiutandoti a creare una sana abitudine.

Aiuta a migliorare la salute delle gengive



Philips Sonicare AirFloss Ultra è clinicamente testato per migliorare la salute delle gengive al pari del filo interdentale.** Aiuta a migliorare la salute delle gengive in sole due settimane.

Pulisce in soli 60 secondi



Con AirFloss Ultra bastano meno di 60 secondi al giorno per una pulizia completa. Basta selezionare la frequenza del getto (singola, doppia o tripla) e tenere premuto il pulsante di attivazione per getti continui automatici o premere e rilasciare il pulsante per regolare manualmente il getto.

Aiuta a prevenire la carie



Rimuovendo delicatamente la placca che lo spazzolino non ha eliminato, Philips Sonicare AirFloss Ultra aiuta a prevenire la formazione di carie negli spazi interdentali.


In evidenza

Beccuccio ad alte prestazioni




Il beccuccio del nuovo AirFloss Ultra ad alte prestazioni intensifica la potenza della nostra tecnologia ad aria e micro-gocce per una maggiore efficacia ed efficienza.

Personalizzazione fino a tre getti



Puoi personalizzare il getto di AirFloss Ultra in base alle tue esigenze, scegliendo tra getto singolo, doppio o triplo, premendo il pulsante di attivazione.

Testina DiamondClean



Le testine DiamondClean, le migliori testine Philips Sonicare per denti più bianchi, hanno setole a forma di diamante per rimuovere delicatamente ma efficacemente le macchie superficiali e la placca. Rimuovono le macchie da caffè, tè, vino rosso, sigarette e tabacco in appena 1 settimana.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: Caricatore multitenensione

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Tempo di carica: 24 ore per una ricarica completa

Aspetto e rifiniture

Colore: Black

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Manico: Design ergonomico e compatto

Display: Display illuminato

Indicatore di stato della batteria: I LED sul manico mostrano il livello di ricarica

Sistema con testine: Testine ad aggancio

semplice

Beccuccio: Aggancio e sgancio semplice

Durata della batteria: 1-3 settimane*****

Accessori inclusi

Custodia da viaggio: Caricatore da viaggio USB

Caricabatterie: 1

Testine: 1 DiamondClean standard

Manico: 1 DiamondClean

Caricatore in vetro: 1

Manico AirFloss Ultra: 1

Beccuccio AirFloss Ultra: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimuove fino al 99,9% di placca**

Velocità: Fino a 31.000 movimenti/min

Benefici per la salute: Pulizia di tutta la bocca in 60 secondi, Migliora la salute delle gengive in sole 2 settimane*

Risultati dimostrati: Efficacia pari al filo interdentale, per migliorare la salute delle gengive, per ridurre la placca, per ridurre il sanguinamento delle gengive

Impostazioni personalizzabili: Getto automatico o manuale, Frequenza del getto singola/doppia/tripla***

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Effetto denti più bianchi: Denti 2 volte più bianchi*

Per risultati ottimali: Sostituire il beccuccio ogni 6 mesi

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive

Bianco: Rimuove le macchie superficiali

Polacco: Per pulire i denti e renderli brillanti

Sensitive: Pulizia delicata di denti e gengive



* o sarai rimborsato

** se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori dettagli.

*** Dalle aree trattate; in uno studio di laboratorio. I risultati effettivi possono variare

**** Lo stesso prodotto, a seconda del paese e dei canali, può essere denominato AirFloss Ultra o AirFloss Pro.

***** a seconda della frequenza del getto selezionata