

PHILIPS

sonicare

AirFloss Pro/Ultra -
Trial

1 spuitkop



HX8341/01

Een drievoudige burst voor gezonder tandvlees

Effectiviteit voor de onregelmatige flosser

Het is klinisch bewezen dat de Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** net zo effectief is als flossen voor het verkrijgen van gezonder tandvlees.* Tot wel 97% van de onregelmatige flossers die de AirFloss Pro/Ultra uitprobeerden, zag een verbetering van de gezondheid van het tandvlees.*

Verbeterd de mondhygiëne

- Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen**
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen
- Verwijdert tot 99,9% tandplak***

Superieure technologie

- Hoogwaardige spuitkop
- Technologie met lucht en microdruppels
- Instellingen voor aanpasbare drievoudige burst

De makkelijkste manier voor effectieve reiniging tussen de tanden

- Een gemakkelijke manier om beter schoon te maken tussen de tanden
- Het duurt maar 60 seconden: richten, drukken, reinigen!
- Fris en schoon met mondwater

Kenmerken

Verwijdert tot 99,9% tandplak




AirFloss Pro/Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***

Microdruppeltechnologie



Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Een gemakkelijke manier om te beginnen



Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen. 96% van mensen die voorheen niet regelmatig flossen, bleef de AirFloss na drie maanden vier of meer dagen per week gebruiken.

Gezonder tandvlees




Van de Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra is klinisch bewezen dat deze de gezondheid van het tandvlees net zo verbetert als flossen.** Binnen twee weken gezonder tandvlees.

Reinigt in slechts 60 seconden



Met de AirFloss Pro/Ultra duurt het reinigen van de hele mond minder dan 60 seconden per dag. Patiënten kunnen eenvoudig een burst-frequentie (één, twee of drie) selecteren en de activeringsknop ingedrukt houden voor continue automatische stoten, of een keer drukken voor de handmatige burst-modus.

Fris en schoon met mondwater



Patiënten kunnen het apparaat met mondwater gebruiken voor de ultieme frisse ervaring en antibacteriële voordelen.

Helpt gaatjes voorkomen




De Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden van uw patiënten te voorkomen.

Hoogwaardige spuitkop



Door de nieuwe hoogwaardige AirFloss Ultra-spuitkop wordt de kracht van onze lucht- en microdruppeltechnologie versterkt zodat deze nog effectiever en efficiënter werkt.

Aanpassing via drievoudige burst



De krachtige spray van de AirFloss Pro/Ultra kan, iedere keer dat uw patiënt op de startknop drukt, via enkele, dubbele of drievoudige bursts naar wens worden aangepast.

Specificaties

Vermogen

Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Ontwerp en afwerking

Kleur: Grijs

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: LED-lampjes in het handvat geven het accuniveau weer

Handvat: Slang, ergonomisch design

Spuitskophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

Levensduur accu: 1-3 weken*****

Meegeleverde artikelen

Docking station: 1

AirFloss Ultra-handvat: 1

AirFloss Ultra-spuitskop: 1

Reinigingsprestaties

Gezondheidsvoordelen: Reinigt de hele mond in 60 seconden, Maakt het tandvlees in 2 weken gezonder*

Prestaties: Verwijdert tot wel 99,9% tandplak**

Klinisch bewezen resultaten: Even effectief als flossen, gezonder tandvlees, minder bloedend tandvlees, vermindering van tandplak

Aanpasbare instellingen: Automatische of handmatige burst, Enkele/dubbele/drievoudige burst***

Voor de beste resultaten: Vervang de spuitskop iedere 6 maanden

