

# PHILIPS

## sonicare

AirFloss Pro/Ultra, прибор для  
межзубных промежутков

с зубной щеткой DiamondClean

с 1 насадкой и 1 чистящей  
насадкой

Зарядный стакан, дорожный  
футляр



HX8491/03

## Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели\*

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\*

### Улучшает состояние полости рта

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить\*\*
- Удаляет до 99,9 % налета\*\*\*
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках
- Возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

### Обеспечивает тщательное очищение

- Чистящая насадка DiamondClean для наиболее эффективного осветления зубов от Sonicare
- Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

### Технология высшего качества

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Высокоэффективная насадка
- Настраиваемый режим тройного распыления

### Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!
- Простой способ развить здоровую привычку

# Основные особенности

## Осветляет зубы в 2 раза эффективнее



Philips Sonicare возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой. Превосходный результат уже после 1 недели использования. Удаляет на 100 % больше потемнений с зубной эмали и осветляет ваши зубы всего за одну неделю.

## Максимальная звуковая вибрация



Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

## Удаляет до 99,9 % налета




AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках\*\*\*.

## Технология использования мельчайших капель воды




Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

## Развивать здоровые привычки — это легко



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss Ultra помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

## Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\* Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

## Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

## Помогает предотвратить развитие кариеса



Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.


# Основные особенности

## Высокоэффективная насадка




Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

## Режим тройного распыления



Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

## Чистящая насадка DiamondClean



DiamondClean — это лучшие чистящие насадки Philips Sonicare для отбеливания зубов. Щетина в форме ромба бережно и эффективно удаляет потемнения с эмали и борется с налетом. Всего за 1 неделю можно удалить потемнения, появившиеся вследствие потребления кофе, чая, красного вина, сигарет и табака.

# Характеристики

## Мощность

**Напряжение:** Универсальное зарядное устройство

## Технические характеристики

**Батарея:** Перезарядка

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Продолжительность зарядки:** 24 часа для полной зарядки

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Черный

## Обслуживание

**Гарантия:** 2 года гарантии

## Удобство использования

**Дисплей:** Дисплей с подсветкой

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Система чистящих насадок:** Удобные съемные насадки

**Индикатор батареи:** Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда

аккумулятора

**Время работы батареи:** 1-3 недели\*\*\*\*\*

**Насадки:** Легко фиксируются и снимаются

## В комплекте

**Насадки:** 1 стандартная насадка DiamondClean

**Дорожный футляр:** Дорожное зарядное

устройство USB

**Ручка:** 1 DiamondClean

**Зарядное устройство:** 1

**Стакан с зарядной базой:** 1

**Щетка AirFloss Ultra:** 1

**Насадка AirFloss Ultra:** 1

## Качество чистки

**Скорость:** 31 000 выметающих движений в минуту

**Польза для здоровья:** Очищение полости рта за 60 секунд, Улучшение состояния десен за 2 недели\*

**Высокое качество:** Удаляет до 99,9 % налета\*\*

**Клинически доказанные результаты:**

Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити.; для улучшения

состояния десен.; для предотвращения образования налета.; для уменьшения кровоточивости;

**Настраиваемые режимы:** Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления\*\*\*

**Таймер:** Функции Quadpacer и SmartTimer

**Эффект осветления:** Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее\*

**Для максимального эффекта:** Меняйте насадки каждые 6 месяцев

## Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки

**Белый:** Удаление поверхностных потемнений эмали

**Gum Care (Уход за деснами):** Мягкий массаж десен

**Польский:** Осветление и полировка зубов

**Sensitive (Деликатная чистка):** Бережная чистка зубов и десен



\* или вам вернут деньги

\*\* \* при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

\*\*\* \* На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных

\*\*\*\* \* AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.

\*\*\*\*\* \* В зависимости от выбранного режима распыления