

PHILIPS

sonicare



Szczoteczka soniczna

3100 series

Technologia soniczna

Czujnik siły nacisku

QuadPacer i SmarTimer

Wąska, ergonomiczna
konstrukcja



HX3675/15

Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.

Do 3 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej*

Technologia soniczna w połączeniu z naszą szczoteczką delikatnie usuwa płytkę nazębną do 3 razy lepiej* niż zwykła szczoteczka.

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów
- 14 dni pracy akumulatora
- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia trzymanie i używanie szczoteczki

Zoptymalizuj czyszczenie

- Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer

Łatwe przejście na szczoteczkę Sonicare

- Easy-Start ułatwia przyzwyczajanie się do nowego sposobu szczotkowania

Chroni dziąsła

- Wbudowany czujnik nacisku chroni zęby i dziąsła

Doskonale czyszczenie

- Do 3 razy skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej w porównaniu ze zwykłą szczoteczką*
- Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie


Zalety

Zaawansowana technologia Sonicare




Silne wibracje włosia powodują powstawanie mikrobąbelków głęboko między zębami i wzdłuż linii dziąseł, co zapewnia odświeżające doznania. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po dwumiesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną. Szczoteczka wykonuje 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę, delikatnie czyści zęby, rozbija płytkę nazębną i wymiata ją, zapewniając na co dzień wyjątkową czystość.

Usuwa płytkę nazębną 3 razy lepiej*




Dowiedziano klinicznie, że elektryczna szczoteczka Philips Sonicare z zaawansowaną technologią soniczną usuwa do 3 razy więcej* płytki bakteryjnej niż manualna szczoteczka do zębów. Usuwa płytkę nazębną z zębów i wzdłuż linii dziąseł, jednocześnie chroniąc dziąsła.

Chroni dziąsła



Wbudowany czujnik nacisku automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.

SmarTimer i QuadPacer



Zegar SmarTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej.

Produkt zaprojektowany dla Ciebie



Smukła, lekka i ergonomiczna konstrukcja sprawia, że szczoteczka wygodnie leży w dłoni i jest łatwa w użyciu, co umożliwia dokładne szczotkowanie bez żadnego wysiłku.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak długo korzystasz z końcówki i jak często jej używasz. Ikona na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową.

Program Easy-Start



Program Easy-Start daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyć nowej szczoteczki.

Długi czas pracy akumulatora



Czas pracy akumulatora wynosi nawet 14 dni, dzięki czemu można używać urządzenia przez długi czas bez ładowania.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: DC5V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: 14 dni*****

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarny i róża cukrowa

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Przypomnienie o wymianie końcówki:

Przypomnienie o wymianie końcówki, Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniasz co trzy miesiące., Świeci się ikonka przypomnienia, w celu zapewnienia najlepszych rezultatów

Elementy zestawu

Ładowarka: 2

Rączka: 2 serii 3100

Końcówki szczoteczki: 2 końcówki szczoteczki C1 ProResults

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmartTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniasz co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania



* vs manual toothbrush for healthier teeth and gums

* Poszczególne wyniki mogą się różnić

** Na podstawie dostępnych danych

***** W przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym