

PHILIPS

sonicare



Końcówka Delikatna do
szczoteczki sonicznej

S2 Sensitive

Wyjątkowo miękkie włókna
końcówki

Do 10x mniej płytki bakteryjnej

Do 5x zdrowsze dziąsła

4 sztuki w opakowaniu



HX6054/10

Delikatne, choć skuteczne szczotkowanie

Wyjątkowo delikatna końcówka dla wrażliwych zębów i dziąseł

Końcówka szczoteczki S2 Sensitive została stworzona z myślą o osobach z problemami wrażliwych zębów i dziąseł. Ultracienkie włókna czyszczą skutecznie, ale bez ryzyka podrażnienia.

Wygodne użytkowanie

- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie
- Wymieniaj końcówkę co 3 miesiące

Wysoka dokładność

- Wykonana w 70% z bioplastiku***
- Udowodniona skuteczność i wyjątkowa miękkość

Stworzona z myślą o wrażliwych zębach i delikatnych dziąsłach

- Delikatniejsza dla zębów i dziąseł
- Do 5x zdrowsze dziąsła w ciągu zaledwie 6 tygodni**
- Usuwa do 10x więcej płytki bakteryjnej w trudno dostępnych miejscach*


S2 Sensitive

Końcówka Delikatna do szczoteczki sonicznej

HX6054/10


Zalety

Ultracienkie włókna



Dzięki najdelikatniejszym włóknom spośród wszystkich końcówek Philips Sonicare (0,1 mm) końcówka S2 Sensitive (Delikatna) zapewnia delikatne, ale zarazem skuteczne szczotkowanie.

Wyjątkowa miękkość



Ponad 3000 ultracienkich włókien składających się na końcówkę szczoteczki sprawia, że zapewnia ona wyjątkowo delikatne, a zarazem skuteczne czyszczenie, usuwając 10-krotnie więcej płytki bakteryjnej w trudno dostępnych miejscach*.

Dodatkowo dba o dziąsła



Podczas mycia zębów wyjątkowo miękkie włókna delikatnie szczotkują również linię dziąseł, poprawiając ich stan w ciągu zaledwie 6 tygodni.

Wykonana w części z bioplastiku



Zgodnie z podjętymi staraniami w kierunku ograniczenia wykorzystania w naszych produktach tworzyw sztucznych wytworzonych w oparciu o paliwa kopalne, aż 70% plastiku użytego w produkcji tej końcówki to bioplastik***.

Sonicare – technologia, której możesz zaufać



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare zapewnia doskonałe rezultaty za każdym razem. Udowodniono klinicznie, że

dzięki wyjątkowo miękkiemu włosiu końcówka szczoteczki S2 Sensitive usuwa płytkę nazębną skutecznie, ale bez podrażniania dziąseł.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Mechanizm zatrzaskowy



Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatrzaskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

S2 Sensitive

Końcówka Delikatna do szczoteczki sonicznej

HX6054/10

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosów: Bardzo miękkie

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosów

Wymiary: Standardowa

Inteligentne rozpoznawanie końcówek

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką
nazębną, Seria 2 — ochrona przed płytką

nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł,
DiamondClean, DiamondClean 9000,
DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,
ExperitClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare
Platinum, FlexCare Platinum Connected,
FlexCare+, for Kids, HealthyWhite,
HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900,
ProtectiveClean, Seria 1100, Seria 3100, Seria
2100

Nie nadaje się do: Philips One, Essence

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 4 końcówki szczoteczki S2
Sensitive

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego
użytkowania

