

# PHILIPS

## sonicare



Spazzolino elettrico  
sonico Special Edition

DiamondClean 9000 Series

L'app connessa tiene traccia dei  
progressi

Sensore di pressione integrato

Riconoscimento intelligente  
testina

4 modalità, 3 intensità



HX9911/89

## Sorriso bianco senza sforzo

Denti più bianchi in soli 3 giorni\*

Inizia ogni giorno con stile grazie alla tecnologia Sonicare avanzata per denti più bianchi e sani. Delicato sulle gengive con un'app connessa per il coaching e il tracciamento. Scegli tra 4 modalità e 3 intensità per un'esperienza di pulizia personalizzata.

### Si adatta alle esigenze

- I sensori di pressione ti avvertono se stai esercitando troppa pressione
- BrushSync seleziona automaticamente la modalità più adatta a te

### Si adatta alle esigenze

- 4 modalità e 3 intensità per un'esperienza di pulizia personalizzata

### Mantieni la routine grazie al Progress Report personalizzato

- App Sonicare per coaching e rapporti sui tuoi progressi

### Design elegante e semplice

- Design elegante per un'esperienza di pulizia Premium

### Denti più bianchi e migliore salute orale

- Rimuove le macchie superficiali per denti più bianchi in soli 3 giorni\*
- Tenace contro la placca, delicata sulle gengive
- Tecnologia Sonicare avanzata per una pulizia profonda e delicata al tempo stesso

## DiamondClean 9000 Series

Spazzolino elettrico sonico Special Edition

HX9911/89

# In evidenza

### Denti più bianchi in soli 3 giorni\*



Migliora la luminosità del tuo sorriso grazie all'avanzata tecnologia Sonicare. Le setole di lucidatura rimuovono fino al 100% di macchie in più rispetto a uno spazzolino manuale per denti visibilmente più bianchi in soli 3 giorni\*.

### Delicata sulle gengive



La testina C3 Premium Plaque Defence è stata progettata per assicurarti la pulizia più profonda di sempre. Grazie ai contorni morbidi e flessibili e alle setole che avvolgono perfettamente i denti, offre una superficie di contatto 4 volte maggiore e ti aiuta a raggiungere anche i punti più difficili\*\*\*.

### Esperienza di pulizia Premium




Il nostro DiamondClean 9000 è caratterizzato da un design straordinario che assicura un'esperienza di pulizia ergonomica e superiore che si adatta al tuo stile. La custodia da viaggio sottile e compatta, di colore abbinato, è perfetta per accompagnarti ovunque.

### Tecnologia Sonicare avanzata




La tecnologia Sonicare utilizza potenti vibrazioni soniche a 62.000 impulsi ogni minuto per far penetrare bolle che combattono la placca tra denti e gengive. Rimuove la placca fino a 10 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale.

### 4 modalità, 3 intensità




Scegli tra 4 modalità di pulizia: Clean per una pulizia quotidiana eccezionale, White+ per illuminare il tuo sorriso, Gum Health per una pulizia delicata ma efficace e Deep Clean+ per una pulizia profonda rinvigorente. Tre impostazioni di intensità da bassa ad alta consentono di migliorare le prestazioni o di curare le gengive sensibili.

### Sensore di pressione integrato




Se stai esercitando troppa pressione, DiamondClean 9000 se ne accorgerà. Se devi diminuire la pressione, lo spazzolino emetterà un suono intermittente per avvisarti che è necessario lasciar lavorare la testina.

### Associazione automatica BrushSync



Con le testine intelligenti utilizzerai la modalità e l'intensità giuste per ottenere le prestazioni migliori. Quando usi la testina Premium Plaque Control C3, la tecnologia BrushSync di DiamondClean 9000 sincronizza automaticamente la testina dello spazzolino con la modalità White+ per aiutarti a rendere i denti più bianchi.

### App Sonicare



DiamondClean 9000 ti offre una guida ideale per migliorare e mantenere abitudini di igiene orale salutari da seguire tra un checkup dal dentista e l'altro. Grazie ai sensori intelligenti integrati saprai quando stai esercitando una pressione eccessiva. Collegandoti all'app Sonicare, avrai un Progress Report che ti aiuterà a percorrere sempre la strada giusta e ti mostrerà tutti i progressi che hai fatto.

# DiamondClean 9000 Series

Spazzolino elettrico sonico Special Edition

HX9911/89

## Specifiche

### Aggiornamento del prodotto

**Periodo di supporto:** Philips fornirà gli aggiornamenti di sicurezza necessari fino al 31 dicembre 2026.

### Connettività

**Tecnologia wireless Bluetooth®:** App per la pulizia denti connessa

### Assorbimento

**Voltaggio:** 110-220 V

### Specifiche tecniche

**Autonomia (da completamente carica a scarica):** 14 giorni\*\*\*

**Batteria:** Ricaricabile

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

### Aspetto e rifiniture

**Colore:** Gradiente acquamarina

### Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

### Compatibilità

**Compatibilità Android:** Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

**Compatibilità iOS:** iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo, con sistema operativo iOS7

### Facilità d'uso

**Compatibilità del manico:** Testine ad aggancio semplice

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Avviso di sostituzione:** Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

### Accessori inclusi

**Custodia da viaggio:** 1

**Testine:** 4 Premium Plaque Control C3

**Manico:** 1 DiamondClean 9000

**Base di ricarica e puck:** 1

### Prestazioni di pulizia

**Prestazioni:** Rimuove fino a 10 volte più placca\*

**Timer:** BrushPacer e SmarTimer

**Feedback sulla pressione esercitata:** Vibrazione del manico per avvertire l'utente

### Modalità

**3 intensità:** Alta, Media, Bassa

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Deep Clean+:** Per una pulizia profonda

**Gum Health:** Attenzione particolare per i molari

**White+:** Per rimuovere le macchie superficiali

### Tecnologia con sensore di movimento intelligente

**Promemoria per la sostituzione della testina**

**BrushSync:** Per sapere sempre quando, sostituire la testina

**Sensore di pressione:** Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

