

# PHILIPS



Spazzolino elettrico  
sonico con app

**DiamondClean 9000**

Sensore di pressione integrato  
Riconoscimento intelligente  
testina

4 modalità, 3 intensità

Spazzolamento connesso e  
semplice



HX9913/13

## Denti più bianchi e sani per sempre

Denti più bianchi in 1 solo giorno\*

Il nostro spazzolino elettrico sonico unisce un design elegante a eccezionali performance per riscoprire il bianco dei denti. Passa a Philips Sonicare.

### Scopri un design intuitivo ed elegante

- Semplice da ricaricare e avviare

### Gli utenti DiamondClean mostrano una igiene orale migliorata

- Tenace contro la placca, delicata sulle gengive
- Rimuovi fino al 100% di macchie in più\* in soli 3 giorni
- Rimuove fino a 10 volte più placca\* per una pulizia profonda
- Elimina le macchie per un sorriso più luminoso e più bianco

### Lascia che DiamondClean 9000 si adatti alle tue esigenze

- Pulizia dei denti personalizzata
- Ti avverte se stai esercitando troppa pressione
- BrushSync seleziona automaticamente la modalità più adatta a te
- Non dimenticare mai di sostituire le testine

### Mantieni la routine grazie al Progress Report personalizzato

- Adotta abitudini sane e mantienile


# DiamondClean 9000

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9913/13


## In evidenza

### Rimuovi fino a 5 volte più macchie\*\*\*



Elimina le macchie superficiali e goditi un sorriso più bianco con la testina W3 Premium White. Le setole fitte della testina sono pensate appositamente per agire sulle macchie e clinicamente testate per rimuovere fino al 100% di macchie in più in soli tre giorni.\*\*\*

### Rimuove fino a 10 volte più placca\*



Con la testina C3 Premium Plaque Defence otterrai la pulizia più profonda possibile. Le setole morbide e flessibili sono progettate per seguire la forma dei denti, offrendo una superficie di contatto 4 volte maggiore\*\*. Inoltre, rimuove fino a 10 volte più placca nei punti più difficili da raggiungere\*.

### Testina W3 Premium White




Aggancia la testina W3 Premium White per rimuovere le macchie superficiali e sfoggiare il tuo sorriso più bianco. Le fitte setole centrali per la rimozione delle macchie rendono i denti più bianchi fin dal primo giorno.

### C3 Premium Plaque Defence



La testina C3 Premium Plaque Defence è stata progettata per assicurarti la pulizia più profonda di sempre. Grazie ai contorni morbidi e flessibili e alle setole che avvolgono perfettamente i denti, offre una superficie di contatto 4 volte maggiore e ti aiuta a raggiungere anche i punti più difficili\*.

### Progress Report



DiamondClean 9000 ti offre una guida ideale per migliorare e mantenere abitudini di igiene orale salutari da seguire tra un checkup dal dentista e

l'altro. Grazie ai sensori intelligenti integrati saprai quando stai esercitando una pressione eccessiva. Collegandoti all'app Sonicare, avrai un Progress Report che ti aiuterà a percorrere sempre la strada giusta e ti mostrerà tutti i progressi che hai fatto.

### 4 modalità, 3 intensità



DiamondClean 9000 è dotato di modalità Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+. La modalità Clean è ideale per una pulizia quotidiana, White+ per rimuovere a fondo le macchie, Gum Health offre una pulizia efficace ma delicata per le gengive e Deep Clean+ consente di ottenere una pulizia profonda e tonificante. I tre livelli di intensità ti consentono di scegliere tra un'impostazione più alta per una pulizia profonda e una più bassa per le bocche più sensibili.

### Associazione con modalità BrushSync



Le testine intelligenti si assicurano che tu stia utilizzando la modalità e l'intensità giuste per ottenere le prestazioni migliori. Se ad esempio stai utilizzando la testina W3 Premium White, la tecnologia BrushSync di DiamondClean 9000 sincronizza automaticamente la testina dello spazzolino con la modalità White+ per aiutarti a ottenere denti più bianchi.

## DiamondClean 9000

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9913/13

# In evidenza

### Sensore di pressione integrato



Nel caso in cui tu stia esercitando troppa pressione, DiamondClean 9000 se ne accorgerà. Se devi diminuire la pressione, lo spazzolino emetterà un suono pulsante come promemoria per avisarti che è necessario lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

### Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di

sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.

### Batteria di lunga durata



In condizioni di normale utilizzo, DiamondClean 9000 può durare fino a due settimane con una sola ricarica.

# DiamondClean 9000

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9913/13

## Specifiche

### Connettività

**Tecnologia wireless Bluetooth®:** App per la pulizia denti connessa

### Assorbimento

**Voltaggio:** 110-220 V

### Specifiche tecniche

**Autonomia (da completamente carica a scarica):** 14 giorni\*\*\*

**Batteria:** Ricaricabile

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

### Aspetto e rifiniture

**Colore:** Black

### Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

### Compatibilità

**Compatibilità Android:** Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

**Compatibilità iOS:** iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo, con sistema operativo iOS7

### Facilità d'uso

**Compatibilità del manico:** Testine ad aggancio semplice

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Avviso di sostituzione:** Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

### Accessori inclusi

**Custodia da viaggio:** Custodia di ricarica USB

**Testine:** 1 W3 Premium White, 1 C3 Premium Plaque Defence

**Manico:** 1 DiamondClean 9000

**Caricatore in vetro:** 1

**Base di ricarica:** 1

### Prestazioni di pulizia

**Prestazioni:** Rimuove fino a 10 volte più placca\*

**Effetto denti più bianchi:** Denti più bianchi in 1 giorno\*

**Timer:** BrushPacer e SmarTimer

**Feedback sulla pressione esercitata:** Vibrazione del manico per avvertire l'utente

### Modalità

**3 intensità:** Bassa, Media, Alta

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Deep Clean+:** Per una pulizia profonda

**Gum Health:** Attenzione particolare per i molari

**White+:** Per rimuovere le macchie superficiali

### Tecnologia con sensore di movimento intelligente

**Promemoria per la sostituzione della testina**

**BrushSync:** Per sapere sempre quando, sostituire la testina

**Sensore di pressione:** Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

**Tecnologia BrushSync:** Connette il manico e, la testina intelligente

