

PHILIPS

sonicare



2x Testine per
spazzolino sonico

S2 Sensitive

Rimuove 10 volte più placca nelle
aree difficili da raggiungere

Gengive fino a 5 volte più sane

Setole ultra morbide

Compatibile con tutti gli
spazzolini Sonicare ad eccezione
di Philips One e Kids



HX6052/10

Testina ultramorbida per denti e gengive sensibili

Sostituire ogni 3 mesi per risultati ottimali

La testina S2 Sensitive è realizzata appositamente per denti e gengive sensibili. Le setole ultrasottili offrono una pulizia efficace e delicata. Il 70% della plastica utilizzata in questa testina è a base di biomateriali*

Semplicità d'uso

- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- Pronto per il collegamento con l'impugnatura Sonicare

Prestazioni elevate

- Efficacia dimostrata e morbidezza extra
- Plastica a base biologica al 70%*

Progettato per denti e gengive sensibili

- Gengive fino a 5 volte più sane in appena 6 settimane***
- Più delicato su denti e gengive
- Rimuove fino a 10 volte più placca nelle zone difficili da raggiungere**


S2 Sensitive

2x Testine per spazzolino sonico

HX6052/10

In evidenza

Setole ultrasottili



Con le setole più sottili di qualsiasi testina Sonicare (0,1 mm), S2 Sensitive offre un'esperienza di pulizia delicata ma efficace.

Design straordinariamente morbido



Con oltre 3.000 setole ultrasottili, la testina dello spazzolino è progettata in modo esclusivo per offrire una pulizia efficace ed extra morbida in grado di rimuovere 10 volte più placca nelle zone difficili da raggiungere.**

Maggiore protezione delle gengive



Mentre ti lavi i denti, le setole extra morbide puliranno delicatamente anche il bordo gengivale, per migliorare la salute delle gengive in sole sei settimane.

Utilizza plastica a base biologica



Stiamo lavorando per ridurre l'uso di plastica a base di combustibili fossili nei nostri prodotti. Ecco perché il 70% della plastica utilizzata in questa testina è a base biologica.*

Pulizia affidabile Sonicare



Ottieni sempre le massime prestazioni di pulizia con la tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare. Grazie alle setole extra morbide, la

testina S2 Sensitive è clinicamente testata per rimuovere la placca in modo efficace e delicato sulle gengive.

Avviso di sostituzione



Le testine diventano meno efficaci dopo tre mesi di utilizzo. Con BrushSync ti ricorderai esattamente quando sostituire la testina in base al tuo metodo di pulizia.

Design ad aggancio



Questa testina ad aggancio si adatta perfettamente all'impugnatura Philips Sonicare (controllare l'elenco riportato di seguito). Il design ad aggancio rende la pulizia e la sostituzione della testina incredibilmente semplici.

S2 Sensitive

2x Testine per spazzolino sonico

HX6052/10

Specifiche

Aspetto e rifiniture

Consistenza rigida delle setole: ultra soft

Colore: Bianco

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

Riconoscimento intelligente testina

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 Plaque Defence, Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900,

ProtectiveClean, Serie 1100, Serie 3100, Serie 2100

Non adatto per: Philips One, Essence

Accessori inclusi

Testine: 2 testine S2 Sensitive

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

