

PHILIPS

sonicare



ダイヤモンドクリーン
9000

DiamondClean 9000

より優れたブラッシング体験*¹を実現

ブラシヘッド認識機能

4つのモード、3段階の強さ設定

過圧防止センサー機能



HX9911/57

その歯の輝き、まるでダイヤモンド

歯垢除去力とステイン除去を兼ね備えたモデル

優れた歯垢除去力*¹とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン9000 *¹弊社製品ラインナップでの比較

スタイリッシュで使いやすいデザイン

- 長寿命のバッテリー

ダイヤモンドクリーンを使用したユーザーがお口の健康推進を実感

- プレミアムオールインワンブラシヘッド

ニーズに合わせてダイヤモンドクリーン 9000 を活用


- 4つのモード、3段階の強さ設定
- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド認識機能で適切なモードと強さを自動設定
- ブラシヘッド交換時期をわかりやすくランプでお知らせ

一人ひとりに合った進捗レポートで歯磨き習慣を記録

- プログレスレポート

特長


プレミアムオールインワンブラシヘッド



プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます*²。先端はトライアングルカットで、2 日間で最大 2 倍のステイン（着色汚れ）を除去できます*³。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境目を洗浄し、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきませんが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてください。

*²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。 *³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／フィリップス調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁴クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。／画像はイメージです

プログレスレポート



内蔵センサーはブラシ圧が強すぎることをお知らせします。ソニックケアアプリに接続することでブラシ圧などの歯磨き習慣を記録し確認でき、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。

4 つのモード、3 段階の強さ設定



ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかりと除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。

過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルの振動が変化したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。／画像はイメージです

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで適切なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

長寿命のバッテリー



ダイヤモンドクリーン 9000 は、一度の満充電で約 2 週間使用できます。（2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合）

DiamondClean 9000

ダイヤモンドクリーン9000

HX9911/57

仕様

コネクティビティ

Bluetooth[®]*: Philips Sonicare アプリに接続

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 14 日間*****

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android^{**}: Android4.4.2以上（Bluetooth4.0以降搭載機種）*iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。、Bluetooth 4.0以降搭載機種

iOS^{***}: iPad 第三世代以降, iPhone 4S 以降, iOS 7.0 以降

使いやすさ

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

充電表示ランプ: ランプでバッテリー残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

ブラシヘッド自動認識: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合

交換お知らせ機能: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンが点灯します

内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 9000 1 本

トラベルケース: USB 充電トラベルケース

ブラシヘッド: プレミアムオールインワン 1 本, G3

プレミアムガムケア 1 本

充電器用グラス: 1

洗浄性能

性能: 歯垢を除去

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

過圧防止センサー機能: ハンドルの振動が変化してお知らせ

仕上げ磨き: ○

モード

クリーン: 歯をキレイに

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択

プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモードを自動選択

プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善

摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導

3D 口腔マップ: 問題の箇所をハイライト

仕上げ磨き: 磨き残しに対処

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

* *⁵ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
* *⁶ AndroidはGoogle Inc.の商標です。
* *⁷ Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-07-24
バージョン: 5.5.1

EAN: 87 10103 99290 5

www.philips.com