

# PHILIPS

## sonicare



Spazzolino elettrico  
sonico

ProtectiveClean 6100

Sensore di pressione integrato

3 modalità, 3 intensità

2 funzioni BrushSync

Custodia da viaggio



HX6877/28

## Denti più bianchi. Con delicatezza.

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

### Proven to improve oral health

- Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici
- Denti bianchi in una sola settimana

### Progettato su misura per te

- Incoraggiamento a una pulizia accurata
- Semplifica i tuoi spostamenti

### Innovative technology

- Ti avverte se stai esercitando troppa pressione
- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine

### Pulizia ottimale

- Tre modalità, tre impostazioni di intensità
- Le testine selezionano la modalità e l'intensità ottimali


## In evidenza

### Denti naturalmente più bianchi



Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

### Nella modalità che preferisci



Questo spazzolino ti consente di personalizzare la pulizia, grazie alla scelta di tre modalità e tre intensità. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore. La modalità White è perfetta per rimuovere le macchie superficiali. Infine, la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive. Le tre intensità ti permettono di cambiare l'ordine di "superiore" e "inferiore" per allinearsi con le intensità da sinistra a destra.

### Sicuro e delicato



Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

### Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

### Monitora la pressione applicata



Una pressione eccessiva può danneggiare denti e gengive. Per evitare che accada, Philips Sonicare ProtectiveClean emette un leggero suono pulsante per ricordarti di esercitare meno forza.

### Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina e l'associazione della modalità.

### Associazione con modalità e intensità



Non sai quale modalità e intensità utilizzare? Nessun problema. L'associazione della modalità BrushSync comunica al manico quale testina stai utilizzando. Pertanto, se inserisci ad esempio una testina Gum Care, lo spazzolino selezionerà la modalità e l'intensità ottimali per le gengive. Ti basterà premere il pulsante di accensione.

# ProtectiveClean 6100

Spazzolino elettrico sonico

HX6877/28


## In evidenza

### Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usurano con il tempo. Ma la nostra tecnologia BrushSync monitora da quanto tempo e con quale frequenza stai utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico e un breve segnale acustico te lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la certezza che la tua testina stia pulendo in modo efficace.

### Timer utili



Hai bisogno di uno spazzolino elettrico con un timer? Il nostro QuadPacer ti permette di sapere quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer ti indica quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

### Pratica custodia da viaggio e caricatore



La custodia da viaggio premium consente di conservare lo spazzolino in modo igienico, mentre il caricatore da viaggio compatto ti permetterà di averlo sempre pronto all'uso. Una singola ricarica completa garantisce due settimane di utilizzo regolare, mentre il caricatore sarà il tuo biglietto per viaggi più lunghi.

# ProtectiveClean 6100

Spazzolino elettrico sonico

HX6877/28

## Specifiche

### Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

### Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica):

Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

### Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco e argento

### Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

### Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Manico: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

### Accessori inclusi

Custodia da viaggio: 1

Caricabatterie: 1

Testine: 1 W2 Optimal White

Manico: 1 ProtectiveClean

### Prestazioni di pulizia

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane, Aiuta a ridurre il rischio di carie

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: Vibrazione del manico per avvertire l'utente

### Modalità

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Bianco: Rimuove le macchie superficiali

Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive

### Associazione con modalità BrushSync

C2 Optimal Plaque Control: Associazione con la modalità Clean

G2 Optimal Gum Care: Associazione con la modalità Gum Care

W2 Optimal White: Associazione con la modalità White

### Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Tecnologia BrushSync: Connette il manico e, la testina intelligente

