

PHILIPS

sonicare



Электрическая зубная
щетка, специальная серия

DiamondClean 9000 Series

Мобильное приложение для
отслеживания прогресса

Встроенный датчик давления

Распознавание чистящей
насадки

4 режима, 3 уровня
интенсивности



HX9911/88

Белоснежная улыбка без лишних усилий

Более белые зубы всего через 3 дня*

Начинайте каждый день с современной технологией Sonicare для белоснежной улыбки и поддержания здоровья полости рта. Она бережно воздействует на десны, а приложение поможет вам следить за результатом чистки. Выбирайте из 4 режимов чистки и 3 режимов интенсивности для персонализированной чистки зубов.

Адаптируется под ваши потребности

- Датчик давления уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим

Адаптируется под ваши потребности

- 4 режима работы с 3 уровня интенсивности для персонализированной чистки зубов

Следите за прогрессом с личным отчетом

- Приложение Sonicare для обучения и отслеживания статистики

Стиль и удобство в использовании

- Стильный дизайн для премиум-чистки

Белоснежная улыбка и здоровье полости рта

- Устраняет поверхностные потемнения эмали и осветляет зубы всего за 3 дня*
- Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами
- Передовая технология Sonicare для эффективной и бережной чистки

Основные особенности

Более белые зубы всего через 3 дня*



Пусть ваша улыбка будет ярче с передовой технологией Sonicare. Щетинки полируют поверхность зубов, удаляя до 100 % больше потемнений с поверхности эмали по сравнению с обычной зубной щеткой всего за 3 дня*.

Бережное воздействие на десны



Чистящая насадка C3 Premium Plaque Control создана для тщательного ухода за полостью рта. Мягкая боковая часть и гибкие щетинки идеально повторяют контуры зубов, обеспечивая до 4 раз более тесный контакт и помогая удалять налет в труднодоступных местах***

Премиум-чистка




Щетки DiamondClean 9000 имеют градиентную расцветку, чтобы чистка зубов была не только эффективной, но и стильной. Компактный футляр для путешествий имеет схожую цветовую гамму и позволит брать щетку с собой в любые поездки.

Передовая технология Sonicare




Благодаря звуковой технологии эффективные выметающие движения — 62 000 в минуту — создают пузырьки, которые устраняют налет между зубами и вдоль линии десен. До 10 раз более эффективное удаление налета по сравнению с обычной ручной зубной щеткой.

4 режима / 3 уровня интенсивности



Выбирайте из 4 режимов чистки: Clean (Чистка) для ежедневной тщательной чистки, White+ (Осветление+) для белоснежной улыбки, Gum Health (Здоровье десен) для эффективной и бережной чистки десен или Deep Clean+ (Глубокая чистка+) для эффективной тщательной чистки. Три уровня интенсивности — от низкой до высокой — помогут как эффективнее удалять налет, так и бережно воздействовать щеткой на десны.

Встроенный датчик давления



DiamondClean 9000 регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы щетка издаст звуковой


сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу.

Автоматическое сопряжение BrushSync



Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку C3 Premium Plaque Control. Технология DiamondClean 9000 BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом White+ (Осветление) для эффективного отбеливания ваших зубов.

Приложение Sonicare



DiamondClean 9000 дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет следовать верному курсу и отслеживать ваш прогресс.

Характеристики

Обновление продукта

Период поддержки: Philips будет предоставлять необходимые обновления безопасности до 31 декабря 2026 года.

Подключения

Беспроводная технология Bluetooth®:
Обучающее приложение

Питание

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней***
Батарея: Перезарядка
Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Аквамарин — градиент

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Совместимость

Совместимость с ОС Android: Телефоны на базе ОС Android, Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

Совместимость с ОС iOS: iPad 3-го или более высокого поколения, iPhone 4S или более поздней версии, с iOS7 или более поздней версией, с операционной системой версии iOS7

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн
Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Насадки: C3 Premium Plaque Control, 1 шт.
Ручка: 1 DiamondClean 9000
Дорожный футляр: 1
Зарядная станция и панель беспроводной зарядки: 1

Качество чистки

Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*

Таймер: BrushPacer и SmartTimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

3 уровня интенсивности: Высокий, Средняя, Низкий

Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Для эффективной тщательной чистки

Gum Health: Особый уход за коренными зубами

White+ (Осветление+): Для удаления поверхностных потемнений эмали

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

