

# PHILIPS



Cepillo de dientes  
conectado<br>

**DiamondClean 9000**

4 modos de limpieza<br>

Incluye 1 cabezal de cepillado  
(W3)<br>

Sensor de presión<br>

Estuche viaje con USB y vaso  
cargador<br>



HX9911/03

## Dientes más blancos y saludables de por vida

Dientes más blancos en tan solo 1 día\*

El mejor blanqueamiento en nuestro cepillo sónico Philips Sonicare más elegante. Cámbiate a Philips Sonicare.

### Disfruta de un diseño elegante y fácil de usar

- Fácil de cargar y con estilo
- Carga de batería de hasta dos semanas

### Los usuarios de DiamondClean mejoran su salud bucal

- Elimina hasta un 100 % más de manchas \* en solo 3 días
- Las manchas desaparecen y obtienes una sonrisa más blanca y brillante

### Deja que el DiamondClean 9000 se adapte a tus necesidades


- Experiencia de cepillado personalizada
- Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

### Mantente al día con un informe de progreso personalizado

- Comienza los hábitos saludables y no los abandones

## Destacados

### Elimina hasta 5 veces más manchas\*\*\*




Acaba con las manchas de la superficie y disfruta de una sonrisa más blanca con el cabezal de cepillado Blanqueamiento Premium W3. Las cerdas del cabezal de cepillado de alta densidad se han diseñado especialmente para tratar las manchas y se ha demostrado clínicamente que eliminan hasta un 100 % más de manchas en tan sólo tres días.\*\*\*

### Cabezal de cepillado Blanqueamiento Premium W3




Conecta el cabezal de cepillado Blanqueamiento Premium W3 para eliminar las manchas de la superficie y revelar tu sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad permiten blanquear los dientes desde el primer día.

### Informe de progreso



DiamondClean 9000 te ofrece la orientación que necesitas para mejorar y mantener unos hábitos de cepillado saludables entre cada revisión del dentista. Los sensores inteligentes integrados te permiten saber si estás ejerciendo demasiada presión y, si conectas tu experiencia de cepillado a la aplicación Sonicare, el informe de progreso personalizado te ayudará a seguir el programa para comprobar lo que has mejorado con el tiempo.


### 4 modos, 3 intensidades



DiamondClean 9000 incluye los modos Limpieza, Blanqueamiento+, Cuidado de las encías y Limpieza en profundidad+ para satisfacer tus necesidades de cepillado. El modo Limpieza permite una limpieza diaria excepcional. El modo

Blanqueamiento+ elimina las manchas y Cuidado de las encías proporciona una limpieza tan suave como eficaz. El modo Limpieza en profundidad+ te proporciona una limpieza profunda y vigorizante. Las tres intensidades te permiten elegir entre un ajuste más alto para potenciar la limpieza y uno más bajo si tienes la boca sensible.

### Sensor de presión incorporado



Puede que no notes que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero el DiamondClean 9000 sí. Si necesitas aliviar la presión, el cepillo dental emitirá un sonido intermitente. Es un recordatorio de que debes dejar que el cabezal de cepillado trabaje. Siete de cada diez personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.

## Destacados

### Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo, por lo que querrás vigilar el tuyo para asegurarte de que realizas una limpieza excelente en todo momento. Nuestra tecnología BrushSync realiza un seguimiento del tiempo que llevas utilizando el cabezal del cepillo y de su intensidad de uso. El recordatorio de sustitución de BrushSync que aparece en el mango y un pitido corto te avisan cuando llega el momento de sustituirlo.

### Batería de larga duración



El DiamondClean 9000 durará hasta dos semanas con una sola carga y un uso normal.

### Diseñado pensando en el almacenamiento



Disfruta de dos semanas de uso regular con una sola carga completa. El estuche premium de viaje con USB sirve también de cargador para poder recargar en cualquier parte. Coloca el cepillo dental en el estuche y conéctalo a tu portátil o enchúfalo a una toma de corriente. También incluye soporte para cabezales de cepillado, para una mayor higiene mientras viajas. Para recargar en casa, nuestro elegante vaso de recarga queda genial en el baño y también sirve como vaso para enjuagarte después del cepillado. Solo tienes que colocar el cepillo en el vaso.

## Especificaciones

### Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de cepillado conectada

### Potencia

Tensión: 110-220 V

### Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días\*\*\*

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

### Diseño y acabado

Color: Blanco

### Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

### Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android, Tabletas con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPad de tercera generación o superior, iPhone 4S o superior, con iOS7 o superior, con sistema operativo iOS7

### Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Recordatorio de sustitución: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

### Piezas incluidas

Cabezales: 1 Blanqueamiento Premium W3

Estuche de viaje: Estuche de carga USB para viaje

Mango: 1 DiamondClean 9000

Vaso cargador: 1

Base de carga: 1

### Rendimiento de limpieza

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea los dientes en 1 día\*

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

### Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Baja, Mediano, Alta

Limpieza en profundidad+: Para una limpieza en profundidad vigorizante

Cuidado de las encías: Especial atención a las muelas

Blanqueamiento: Para eliminar las manchas superficiales

### Tecnología de sensor inteligente

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Tecnología BrushSync: Conecta el mango inteligente y, el cabezal de cepillado inteligente

