

# PHILIPS

## sonicare



Cepillo dental eléctrico  
sónico + estuche de viaje

3100 series

Sensor de presión

El temporizador SmarTimer de 2  
minutos

Elimina hasta 3 veces más placa

Duración de la batería de 14 días



HX3673/13

## Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.

### Elimina hasta 3 veces más placa\*

La tecnología sónica combinada con nuestra acción de cepillado elimina suavemente hasta 3 veces más placa\* que un cepillo dental manual.

#### Diseñado para ti

- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado
- Hace que viajar sea más fácil para ti
- Duración de la batería de 14 días

#### Optimiza tu cepillado

- Optimiza el cepillado con SmarTimer y QuadPacer

#### Easy transition to Sonicare

- Programa EasyStart para facilitar la transición

#### Protects your gums

- El sensor de presión integrado protege los dientes y las encías

#### Provides superior clean

- Eliminación de la placa dental tres veces superior a la de un cepillo dental manual\*
- Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave


# Destacados

## Tecnología Sonicare avanzada




Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.\*\* Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.

## Elimina la placa dental tres veces mejor\*



Se ha demostrado clínicamente que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología Sonicare avanzada elimina hasta tres veces mejor\*\* la placa que un cepillo dental manual, eliminando la placa de los dientes y de la línea de las encías, a la vez que las protege.


## Protege tus encías



El sensor de presión integrado detecta automáticamente la presión que se aplica, te avisa y reduce las vibraciones del cepillo dental

automáticamente para ayudar a proteger las encías. El cepillo dental emitirá un sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.

## SmarTimer y QuadPacer




El temporizador SmarTimer de 2 minutos y el QuadPacer de 30 segundos te guían en el cepillado durante el tiempo recomendado en todas las zonas de la boca para garantizar una limpieza completa.

## Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo, por lo que querrás vigilar el tuyo para asegurarte de que realizas una limpieza excelente en todo momento. Nuestra tecnología BrushSync realiza un seguimiento del tiempo que llevas utilizando el cabezal del cepillo y de su intensidad de uso. El recordatorio de sustitución de BrushSync que aparece en el mango y un pitido corto te avisan cuando llega el momento de sustituirlo.

## Easy-Start



Nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

## Larga duración de la batería



La batería dura hasta 14 días, por lo que puede pasar mucho tiempo antes de que tengas que cargarla.

## Estuche de viaje compacto



Nuestro estuche de viaje de alta calidad te permite guardar el cepillo dental manteniendo las medidas higiénicas necesarias, mientras que nuestra base de carga USB compacta te permite mantener el nivel de batería durante los desplazamientos. De este modo, no solo disfrutarás de dos semanas de uso normal con una sola carga completa, sino que el cargador te permitirá hacer viajes aún más largos.

## 3100 series

Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje

HX3673/13

# Especificaciones

### Potencia

Tensión: 5 V de CC

### Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días\*\*\*\*

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

### Diseño y acabado

Color: Blanco

### Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

### Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Recordatorio de sustitución BrushSync: Recordatorio de sustitución,

Siempre sabrás

cuándo, sustituir los cabezales de cepillado, El icono de recordatorio se

ilumina, para garantizar siempre los mejores resultados

### Piezas incluidas

Estuche de viaje: 1

Cargador: 1 cargador USB (adaptador de pared no incluido)

Mango: Serie 1 3100

Cabezal de cepillado: 1 C1 ProResults estándar

### Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado/minuto

Rendimiento: Elimina hasta 3 veces más placa\*

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

### Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

### Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

