

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-
hambahari

ProtectiveClean 6100

Sisseehitatud surveandur

Kolm režiimi, kolm tugevust

2 x BrushSynci funktsiooni

Reisivutlar



HX6877/28

Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

Muudab hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja muutke oma hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Proven to improve oral health

- Õrn ja ohutu tundlikes piirkondades, sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral
- Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Julgustab põhjalikult harjama
- Muudab reisimise lihtsamaks

Innovative technology

- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic tehnoloogia
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead

Optimeerib harjamist

- Kolm režiimi, kolm intensiivsuse seadistust
- Harjapea valib optimaalse režiimi ja intensiivsuse

Esiletõstetud tooted

Valgemad hambad



Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratus saavutamiseks kasutage W2 Optimal White harjapead. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

Isikupärastatud harjamine



Selle hambaharjaga saate harjamist vastavalt oma soovile kohandada, kombineerides kolme režiimi ja kolme intensiivsust. Puhastusrežiim Clean on standardrežiim ülima puhtuse tagamiseks. Režiim White sobib ideaalselt plekkide eemaldamiseks. Ja igemete eest hoolitsemise režiimis Gum Care harjatakse hambaid üks minut väiksema võimsusega, et saaksite oma igemeid õrnalt masseerida. Kolm intensiivsuse taset võimaldavad lülitada ülemiselt hambakaarelt alumisele ning muuta intensiivsust vasakul ja paremal poolel.

Õrn ja ohutu




Võite olla kindel, et puhastate hambaid ohutult: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrate, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ning parandab igemete tervist.

Philips Sonicare'i tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic tehnoloogia suunab vedeliku hammaste vahele, harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades täiusliku igapäevase puhtuse.

Jälgige oma harjamissurvet



Liiga tugev harjamine võib kahjustada hambaid ja igemeid. Selle vältimiseks pulseerib Philips Sonicare'i ProtectiveClean õrnalt, andes märku survet vähendada.

BrushSynci tehnoloogia



Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroonib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, võimaldades nutika režiimi ühildumist ning edastades teile nutikaid vahetamise meeletuletusi.

Režiimi ja intensiivsuse ühildumine



Mõtlete, millist režiimi ja intensiivsust peaksite kasutama? Enam ei ole vaja pead vaevata. BrushSynci režiimi ühildumine edastab nutikale käepidemele teie kasutatava nutika harjapea andmed. Seega kui klõpsate külge näiteks Gum Care'i harjapea, oskab teie hambahari valida optimaalse režiimi ja intensiivsuse, et teie igemete eest õrnalt, kuid tõhusalt hoolitseda. Teil tuleb ainult toitenuppu vajutada.


Esiletõstetud tooted

BrushSync harjapea vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Meie BrushSync tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli ja kostub lühike helisignaal. Nii saate olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

Kasulikud taimerid



Kas vajate taimeriga elektrilist hambaharja? Funktsioon QuadPacer teavitab teid, kui olete iga suu osa piisava aja harjanud, ja funktsioon Smartimer annab märku, kui olete harjanud soovitatavad kaks minutit.

Käepärane reisivutlar ja laadija



Meie kvaliteetse reisivutlariga saate oma hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja meie kompaktne laadimisalus tagab liikvel olles laetud aku. Ühe täieliku laadimiskorraga saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt kasutada. Pikematele reisidele soovitame kaasa võtta laadija.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Pinge: 110-220 V

Tehnilised andmed

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Helehõbe

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

Kaasasolevad tarvikud

Laadija: 1

Reisivutlar: 1

Harjapead: 1 W2 Optimal White

Käepide: 1 ProtectiveClean

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga, Aitab vähendada hambaaukude teket

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks

Kolm intensiivsust: Madal, Keskmine, Kõrge

Igemehooldus: Igemete õrnaks masseerimiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

BrushSync-režiimi ühildumine

C2 Optimal Plaque Control: Ühildumine puhastusrežiimiga

G2 Optimal Gum Care: Ühildumine režiimiga Gum Care

W2 Optimal White: Ühildumine režiimiga White

Nutikate anduritega tehnoloogia

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

BrushSynci tehnoloogia: Ühendab nutika käepideme ja, nutika harjapeaga

