

PHILIPS



Cepillo de dientes
conectado

DiamondClean 9000

4 modos de limpieza

Incluye 2 cabezales (W3 y C3)

Sensor de presión

Estuche viaje con USB y vaso
cargador



HX9913/13

Dientes más blancos y saludables de por vida

Dientes más blancos en tan solo 1 día*

El mejor blanqueamiento en nuestro cepillo sónico Philips Sonicare más elegante. Cámbiate a Philips Sonicare.

Disfruta de un diseño elegante y fácil de usar

- Fácil de cargar y con estilo

Los usuarios de DiamondClean mejoran su salud bucal

- Duro con la placa pero suave con las encías
- Elimina hasta un 100 % más de manchas* en solo 3 días
- Elimina hasta 10 veces más placa* para una limpieza en profundidad
- Las manchas desaparecen y obtienes una sonrisa más blanca y brillante

Deja que el DiamondClean 9000 se adapte a tus necesidades

- Experiencia de cepillado personalizada
- Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- BrushSync selecciona automáticamente el mejor modo
- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

Mantente al día con un informe de progreso personalizado

- Comienza los hábitos saludables y no los abandones

Destacados

Elimina hasta 5 veces más manchas***



Acaba con las manchas de la superficie y disfruta de una sonrisa más blanca con el cabezal de cepillado Blanqueamiento Premium W3. Las cerdas del cabezal de cepillado de alta densidad se han diseñado especialmente para tratar las manchas y se ha demostrado clínicamente que eliminan hasta un 100 % más de manchas en tan sólo tres días.***

Elimina hasta 10 veces más placa*



Ahora disfrutarás de una limpieza en profundidad máxima con el cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium. Las cerdas suaves y flexibles se han diseñado para adaptarse a los contornos de los dientes, con una superficie de contacto 4 veces superior** y hasta 10 veces más eliminación de placa en las zonas de difícil acceso.

Cabezal de cepillado Blanqueamiento Premium W3




Conecta el cabezal de cepillado Blanqueamiento Premium W3 para eliminar las manchas de la superficie y revelar tu sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad permiten blanquear los dientes desde el primer día.

Control antiplaca Premium C3



El cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium se ha diseñado para que disfrutes de la limpieza más profunda hasta la fecha. Los suaves laterales flexibles y las cerdas se adaptan perfectamente a los contornos de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto y ayudar a llegar a las zonas de difícil acceso*.

Informe de progreso



DiamondClean 9000 te ofrece la orientación que necesitas para mejorar y mantener unos hábitos de cepillado saludables entre cada revisión del dentista. Los sensores inteligentes integrados te permiten saber si estás ejerciendo demasiada

presión y, si conectas tu experiencia de cepillado a la aplicación Sonicare, el informe de progreso personalizado te ayudará a seguir el programa para comprobar lo que has mejorado con el tiempo.

4 modos, 3 intensidades



DiamondClean 9000 incluye los modos Limpieza, Blanqueamiento+, Cuidado de las encías y Limpieza en profundidad+ para satisfacer tus necesidades de cepillado. El modo Limpieza permite una limpieza diaria excepcional. El modo Blanqueamiento+ elimina las manchas y Cuidado de las encías proporciona una limpieza tan suave como eficaz. El modo Limpieza en profundidad+ te proporciona una limpieza profunda y vigorizante. Las tres intensidades te permiten elegir entre un ajuste más alto para potenciar la limpieza y uno más bajo si tienes la boca sensible.

Emparejamiento de modo BrushSync



Los cabezales de cepillado inteligentes garantizan que siempre utilices el modo e intensidad adecuados para una limpieza óptima. Por ejemplo, si estás utilizando el cabezal de cepillado Blanqueamiento Premium W3. La tecnología BrushSync del DiamondClean 9000 sincronizará automáticamente el cabezal del cepillo con el modo Blanqueamiento+ para ayudar a blanquear los dientes.


DiamondClean 9000

Cepillo de dientes conectado

HX9913/13

Destacados

Sensor de presión incorporado



Puede que no notes que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero el DiamondClean 9000 sí. Si necesitas aliviar la presión, el cepillo dental emitirá un sonido intermitente. Es un recordatorio de que debes dejar que el cabezal de cepillado trabaje. Siete de cada diez personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.

Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo, por lo que querrás vigilar el tuyo para asegurarte de que realizas una limpieza excelente en todo momento. Nuestra tecnología BrushSync realiza un seguimiento del tiempo que llevas utilizando el cabezal del cepillo y de su intensidad de uso. El recordatorio de sustitución

de BrushSync que aparece en el mango y un pitido corto te avisan cuando llega el momento de sustituirlo.

Batería de larga duración



El DiamondClean 9000 durará hasta dos semanas con una sola carga y un uso normal.

Especificaciones

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de cepillado conectada

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días***

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Negro

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android, Tabletas con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPad de tercera generación o superior, iPhone 4S o superior, con iOS7 o superior, con sistema operativo iOS7

Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Recordatorio de sustitución: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

Piezas incluidas

Cabezales: 1 Blanqueamiento Premium W3, 1 Control antiplaca Premium C3

Estuche de viaje: Estuche de carga USB para viaje

Mango: 1 DiamondClean 9000

Vaso cargador: 1

Base de carga: 1

Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea los dientes en 1 día*

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Baja, Mediano, Alta

Limpieza en profundidad+: Para una limpieza en profundidad vigorizante

Cuidado de las encías: Especial atención a las muelas

Blanqueamiento: Para eliminar las manchas superficiales

Tecnología de sensor inteligente

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Tecnología BrushSync: Conecta el mango inteligente y, el cabezal de cepillado inteligente

