

PHILIPS

sonicare



Τυπικές κεφαλές
οδοντόβουρτσας Sonic

S2 Sensitive

2 τμχ.

Κανονικό μέγεθος

Κουμπωτή

Σύζευξη λειτουργίας BrushSync



HX6052/10

Απαλό και αποτελεσματικό βούρτσισμα

Εξαιρετικά μαλακή κεφαλή βουρτσίσματος για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Η κεφαλή βουρτσίσματος S2 είναι ειδικά σχεδιασμένη για ευαίσθητα δόντια και ούλα. Οι εξαιρετικά λεπτές τρίχες εξασφαλίζουν αποτελεσματικό καθαρισμό με απαλό βούρτσισμα. Το 70% του πλαστικού που χρησιμοποιείται σε αυτή την κεφαλή βουρτσίσματος είναι βιολογικής προέλευσης*

Εύκολη χρήση

- Θα ξέρετε πάντα πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος
- Έτοιμη για σύνδεση με τη λαβή Sonicare

Υψηλή απόδοση


- Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα με μεγαλύτερη απαλότητα
- 70% βιολογικό πλαστικό*

Σχεδιασμένη για ευαίσθητα δόντια και ούλα

- Φροντίζει πιο απαλά τα δόντια και τα ούλα
- Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα στα δυσπρόσιτα σημεία**
- Έως 5 φορές υγιέστερα ούλα σε 6 εβδομάδες***

Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικά λεπτές τρίχες



Διαθέτοντας τις λεπτότερες τρίχες από οποιαδήποτε άλλη κεφαλή βουρτσίσματος Sonicare (0,1 mm), η S2 Sensitive προσφέρει απαλό και παράλληλα αποτελεσματικό βούρτσισμα.

Μοναδικά απαλή σχεδίαση



Με περισσότερες από 3.000 εξαιρετικά λεπτές τρίχες η κεφαλή βουρτσίσματος είναι μοναδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει ήπιο και παράλληλα αποτελεσματικό καθαρισμό που αφαιρεί 10 φορές περισσότερη πλάκα στα δυσπρόσιτα σημεία.**

Περισσότερη φροντίδα για τα ούλα σας



Καθώς βουρτσίζετε τα δόντια σας, οι εξαιρετικά μαλακές τρίχες βουρτσίζουν επίσης απαλά τη γραμμή των ούλων σας, βελτιώνοντας την υγεία των ούλων σε μόλις έξι εβδομάδες.

Χρήση βιολογικού πλαστικού



Μέλēmά μας είναι η μείωση της χρήσης του πλαστικού που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα στα προϊόντα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του πλαστικού που χρησιμοποιείται σε αυτή την κεφαλή βουρτσίσματος είναι βιολογικής προέλευσης.*

Αξιοπίστο βούρτσισμα Sonicare



Εξασφαλίστε ασύγκριτα αποτελέσματα καθαρισμού με την προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare. Χάρη στις εξαιρετικά

απαλές τρίχες, η κεφαλή βουρτσίσματος S2 Sensitive έχει αποδειχθεί κλινικά ότι αφαιρεί την πλάκα αποτελεσματικά και παράλληλα φροντίζει απαλά τα ούλα σας.

Υπενθύμιση αντικατάστασης



Η απόδοση των κεφαλών βουρτσίσματος μειώνεται μετά από 3 μήνες χρήσης. Η τεχνολογία BrushSync σας υπενθυμίζει πότε ακριβώς να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος με βάση τις δικές σας συνήθειες βουρτσίσματος.

Κουμπωτός σχεδιασμός



Αυτή η κουμπωτή κεφαλή βουρτσίσματος ταιριάζει απόλυτα στις λαβές των Philips Sonicare (ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα). Χάρη στον κουμπωτό σχεδιασμό της, ο καθαρισμός και η αντικατάσταση της κεφαλής γίνονται απίστευτα εύκολα.

S2 Sensitive

Τυπικές κεφαλές οδοντόβουρτσας Sonic

HX6052/10

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Χρώματα: Λευκό

Σκληρότητα οδοντόβουρτσας: Εξαιρετικά μαλακή

Τρίχες υπενθύμισης: Τρίχες με μπλε χρώμα που ξεθωριάζει

Μέγεθος: Τυπικοί

Έξυπνη αναγνώριση κεφαλής βουρτσίσματος

Συμβατότητα

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κουμπωτή

Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: Σειρά 2, άμυνα κατά της πλάκας, Σειρά 2, έλεγχος της πλάκας,

Σειρά 3, υγεία των ούλων, DiamondClean, DiamondClean 9000,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, Για παιδιά, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean, Σειρά 1100, Σειρά 3100, Σειρά 2100

Μη κατάλληλο για: Philips One, Essence

Περιλαμβάνεται

Κεφαλές βουρτσίσματος: 2 κεφαλές βουρτσίσματος S2 Sensitive

Ποιότητα και απόδοση

Αντικατάσταση: Κάθε 3 μήνες

Δοκιμασμένη: για βέλτιστη χρήση

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα
εμπορικά σήματα ανήκουν στην
Koninklijke Philips N.V. ή στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης
2025-07-28
Έκδοση: 10.10.1

EAN: 87 20689 02012 1

www.philips.com



* κατανομή στη συγκεκριμένη κεφαλή βουρτσίσματος με
βάση το ισοζύγιο μάζας

** σε σχέση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα σε 6
εβδομάδες

*** σε σχέση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα