

PHILIPS

sonicare

AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger

Mit DiamondClean-Zahnbürste

1 Düse

1 Bürstenkopf

Reiseetui



HX8492/03

Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen*

Für alle, die unregelmäßig Zahnseide benutzen

Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra**** die einfachste Art der Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.**

Improves oral health

- Klinisch erwiesen so wirksam wie Zahnseide für die Zahnfleischgesundheit**
- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***
- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden

Hervorragende Reinigung

- Der DeepClean-Modus erreicht auch Ihre Problemstellen

Superior technology


- Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen
- Hochleistungsdüse
- Individualisierbare Einstellung mit bis zu drei Sprühstößen

The easiest way to effectively clean between teeth

- In nur 60 Sekunden: Ausrichten. Abdrücken. Sauber!
- So wird gesunde Zahnpflege ganz einfach zur Gewohnheit
- Tag für Tag ein unvergleichlich tiefenreines Mundgefühl

Besonderheiten

Besonders gründliche Tiefenreinigung



Mit unserem DeepClean-Modus können Sie sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren und diese besonders gründlich putzen. Wir haben unsere einzigartige Bürstenkopfbewegung um ein verlängertes 3-Minuten-Putzprogramm erweitert, damit Ihre Zähne tiefengereinigt werden.

Bessere Zahnfleischgesundheit



Der Philips Sonicare AirFloss Ultra verbessert nachweislich die Gesundheit des Zahnfleisches genauso wie Zahnseide.** Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches bereits in nur zwei Wochen.

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung




AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***

Hilft dabei, Karies zu vermeiden




Indem Plaque, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurde, sanft mit Druckluft entfernt wird, verhindert der Philips Sonicare AirFloss Ultra Karies zwischen den Zähnen.

Mikrotröpfchen-Technologie



Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.

Machen Sie gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit



Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. Der AirFloss Ultra macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen.


Hochleistungsdüse



Der neue leistungsstarke AirFloss Ultra verstärkt die Wirkung der Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie für mehr Effizienz als je zuvor.

Besonderheiten

Individuell einstellbare Sprühstöße



Sie können den leistungsstarken Strahl des AirFloss Ultra nach Belieben anpassen. Wählen Sie aus einem, zwei oder drei Stößen bei jedem Drücken der Aktivierungstaste.

Reinigt in nur 60 Sekunden



Mit dem AirFloss Ultra können Sie Ihren ganzen Mund in weniger als 60 Sekunden pro Tag reinigen. Wählen Sie einfach Ihre Sprühstoß-Frequenz (einfach, zweifach oder dreifach), und halten Sie die Aktivierungstaste für kontinuierliche automatische Sprühstöße gedrückt. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, befindet sich das Gerät im manuellen Modus.

Für ein tiefenreines Mundgefühl



Füllen Sie den Tank im Handstück entweder mit einem Mundwasser oder mit Wasser, setzen Sie die Düse des Geräts am Zahnzwischenraum an, und los geht's. Verwenden Sie Mundwasser für ein ultimates Frischeerlebnis und antimikrobielle Pflege.

Daten

Leistung

Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Batterietyp: Lithium-Ionen

Ladezeit: Vollständig geladen in 24 Stunden

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: LED-Anzeigen am Handstück zeigen Ladezustand an

Akkulaufzeit: 1 bis 3 Wochen****

Düsenaufsatz: Leichtes Aufstecken und Abnehmen

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Reiseetui: Premium-Reiseetui

Bürstenköpfe: 1 DiamondClean, Standard

Handstück: 1 DiamondClean

Ladestation: 1

AirFloss Ultra Handstück: 1

AirFloss Ultra Düse: 1

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 99,9 % Plaque**

Vorteile für die Gesundheit: Reinigt den ganzen Mund in 60 Sekunden, Verbessert Zahnfleischgesundheit in 2 Wochen*

Klinisch erwiesene Ergebnisse: Genauso effizient wie Zahnseide, für verbesserte Zahnfleischpflege, zur Reduzierung von Plaque, zur Reduzierung von Zahnfleischbluten

Anpassbare Einstellungen: Automatische oder manuelle Sprühstoß-Funktion, Einfach-, Zweifach oder Dreifach-Sprühstoß***

Für optimale Ergebnisse: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus

Weißer Zähne: Zweifach weißere Zähne*



* oder Sie erhalten Ihr Geld zurück

** * bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".

*** Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen

**** Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.

***** je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung