

PHILIPS

sonicare



Hammasvälisuihku

Cordless Power Flosser 3000

Quad Stream -tekniikka

Pulse Wave -tekniikka ohjaa
puhdistusta



HX3806/33

Uudenlaista hammasvälien puhdistusta QuadStream-tekniikalla

Poistaa jopa 99,9 % plakista* käsitellyiltä alueilta

Vaivattoman perusteellinen puhdistus hampaiden välissä parantaa ikenien terveyttä. Ainutlaatuinen Quad Stream -kärki puhdistaa suuremman alueen vähemmällä vaivalla ja tekee hammasvälien puhdistamisesta helppoa.

Helpot ja mukavat


- Helposti täytettävä 250 ml:n vesisäiliö
- Vaivatonta tekniikkaa
- Tavallinen kärki kohdistettuun puhdistukseen
- Erilaisten laitteiden nopeaan lataamiseen USB-C-kaapelilla

Nopeampaa ja tehokkaampaa hammasvälien puhdistusta

- 2 hammasvälien puhdistustilaa, 3 tehoa
- Puhtaaksi 60 sekunnissa
- Pulse Wave -tekniikan ansiosta kaikki hammasvälit on helpompi käydä läpi
- Quad Stream -tekniikka entistä nopeampaan ja tehokkaampaan hammasvälien puhdistukseen


Kohokohdat

Quad Stream -tekniikka



Ainutlaatuinen ristikkäinen Quad Stream -kärki jakaa virtauksen neljään vesisuihkuun, joten se puhdistaa laajemmin ienrajan ja hammasvälit. Puhdistaa nopeammin ja paremmin ilman, että hammaslangalle on tarvetta.

Pulse Wave -tekniikka



Vesi ohjautuu hammasväleihin hellävaraisin sykäyksin syväpuhdistustilassa, joten puhdistus onnistuu joka kerta.

2 harjaustilaa, 3 tehoa



Valitse hymyllesi sopiva puhdistus. Puhdistustila on hyvä vaihtoehto päivittäiseen puhdistukseen, ja siinä vesi virtaa yhtäjaksoisesti. Syväpuhdistustilaa kannattaa käyttää perusteellisempaan puhdistukseen, ja siinä vesi

ohjautuu hampaisiin sykäyksittäin. Säädä tehoa tarpeen mukaan ja valitse itsellesi sopiva käyttömukavuustaso.

Puhtaaksi 60 sekunnissa




Pääset myös hankalasti puhdistettaviin kohtiin, koska laite kääntyy haluamaasi kulmaan 360 astetta kääntyvän suuttimen ansiosta. Kaikki hampaat tulevat puhdistetuksi vain 60 sekunnissa.

USB-C-lataus




USB-C-kaapelilla voit ladata kätevästi saman liitännän kautta kuin useimmat puhelimet ja tabletit. Yhdellä latauksella saat jopa 14 päivän akunkeston.

Vesisäiliö 250 ml




Säiliön 250 ml:n tilavuus riittää suositeltuun 60 sekunnin puhdistukseen. Irrota säiliö kiertämällä tai käytä sivussa olevaa vedentäyttöaukkoa helppoon täyttöön.

Vaivatonta tekniikkaa



Puhdista entistä tehokkaammin osoittamalla ja painamalla. Aseta kärki hammasväleihin ja kuljeta sitä ienrajaa pitkin, niin puhdistus onnistuu vaivattomasti!

Tavallinen kärki kohdistettuun puhdistukseen



Tavallinen yhden suihkun kärki antaa sopivan paineen kohdistettuun puhdistukseen ja poistaa ruuantähteet.

Cordless Power Flosser 3000

Hammasvälisuihku

HX3806/33

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: Monijännitteinen laturi

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Suutinlisäosa: Helppo kiinnittää ja irrottaa

Suorituskyky

Puhdistaminen: Puhdistaa koko suun 60–90 sekunnissa

Pakkauksen sisältö

Langaton hammasvälisuutin: 1

F1-vakiosuutin: 1

F3 Quad Stream -suutin: 1

Suojapussi: 1

USB-latauskaapeli: 1

USB-seinäsovitin: 1

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

Deep Clean+: Perusteellinen syväpuhdistus

Tehotasot: 3

Terveysedut

Plakin poisto: Poistaa jopa 99 % plakista käsitellyiltä alueilta*

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Musta

